

CULTURA[®]M



Der CULTURA[®]M

Kleinwärmeschrank eignet sich für die Bebrütung von Abklatsch- oder Eintauchobjektträgern wie z.B. Uricult, Hygicult, Easicult, (alles Produkte der Aidian Oy, ehemals Orion Diagnostica, Finnland) oder gewöhnlichen Petrischalen zum Nachweis von Bakterien, Pilzen und Hefen.

Seit über 25 Jahren wird der CULTURA[®]M in den Bereichen Medizin- und Dental-Diagnostik, Lebensmittelbakteriologie und Hygienekontrolle, Kühl-, Schmier- und Industrieflüssigkeits-Monitoring sowie Trink-, Prozess- und Schwimmbadwasser-überwachung eingesetzt.

Der CULTURA[®]M ist bedienerfreundlich, erprobt, dauerhaft und zuverlässig.

Technische Daten

- Handelsmarke: CULTURA[®]
- Artikelnummern: 70700 – 70709, 70711, 70713, 70714, 70700R – 70709R, 70711R, 70713R, 70714R
- Temperaturheizbereich: +25 °C bis +45 °C
- Temperaturkonstanz: +/- 1°C
- Spannung / Leistung
220-240 V / 30 W / 0.2 A
100-220 V / 30 W / 0.2 A
12 V / 20 W / 0.2 A
- Frequenz: 50/60 Hz
- Schutzklasse: II
- Gehäuse: schwer entflammables PC & ABS
- Tür: PC transparent
- Thermometer: bis +60 °C (im speziellen Röhrchen)
- Einlageboden oder Multirack: ABS
- Garantie: zwei Jahre ab 1. Inbetriebnahme
- Aussenmasse: L x B x H: 310 x 168 x 155 mm
- Innenmasse: L x B x H: 220 x 150 mm x 120
- Gewicht: 1,1 kg