

MEDUTEK

Equipment für professionelle Gesundheitspflege

*Bewährter Absaugklassiker:
effizient + leise*



ABSAUGUNG

KATASPIR 20

Absaugpumpe für die Atemwege

KATASPIR 20

Der leise Sekretsauger effizient & leise

KATASPIR 20 Sekretsauger wird zur nasalen, oralen oder trachealen Absaugung von Sekreten bei Erwachsenen und Kindern eingesetzt.

KATASPIR 20 eignet sich speziell für Patienten mit Tracheotomie, bei kleineren chirurgischen Eingriffen sowie der postoperativen Therapie. Die Anwendung kann in der ambulanten und stationären Pflege, Altenpflege und im privaten Bereich erfolgen.

Die effiziente, ölfreie Pumpe garantiert eine gute Saugleistung und ist bei **geringer Geräuschentwicklung** sogar **wartungsfrei**.

Klar angelegte Bedienelemente zusammen mit einer vollständigen Palette an Zubehör machen ihn **zum idealen Gerät**.

Die **KATASPIR** Baureihe bietet den Anwendern eine große Anzahl an Einsatzflexibilität.

Sie können sowohl mit Einweg-Absaugbeuteln FLOVAC, als auch mit Mehrwegbehältern betrieben werden.



PRODUKTVORTEILE:

- ✓ Bewährte Technologie
- ✓ AquaSafe Bakterienfilter
- ✓ Silikonabsaugschläuche
- ✓ Mehrwegbehälter 1000 ml
- ✓ Einwegbeutel- oder Mehrwegbehälter-Systeme möglich
- ✓ 16 l/min. Saugleistung
- ✓ Geringe Geräuschentwicklung
- ✓ Dauerbetrieb geeignet



ANWENDUNGSBEREICHE:

- ✓ Endoskopie
- ✓ Allgemeine Chirurgie
- ✓ Home-Care
- ✓ HNO
- ✓ Krankenstation
- ✓ Tracheostomie
- ✓ Veterinär

BESTELLINFORMATIONEN:

Art.-Nr.: 483-KAT20NM

PZN: 702 16 95

HMV-Nr.: 01.24.01.0022



DETAIL-INFORMATIONEN:



LIEFERUNG:

- ✓ KATASPIR 20
- ✓ Absaugschläuche inkl. Filter
- ✓ 1000 ml Absaugbehälter
- ✓ **Behältersysteme auf Ihre Wünsche zugeschnitten:**
Einwegbeutel- oder Mehrwegbehälter
Systeme möglich (*in verschiedenen Größen*)



TECHNISCHE DATEN:

- ✓ Saugleistung bis 16 l/min. freeflow
- ✓ Max. Vakuum (*einstellbar*): - 0,75 bar / - 75 kPa
- ✓ Geringe Geräuschentwicklung: 60,5 dBA
- ✓ Dauerbetrieb geeignet
- ✓ Ölloser, wartungsfreier Kolbenkompressor
- ✓ Stromzuführung: 230V-50Hz
- ✓ Abmessungen: 350 x 210 x 180 mm
- ✓ Gewicht: 2,5 KG



SERVICE & GARANTIE:

- ✓ 2 Jahre Garantie



+49-(0)421 427 48-0



FAX: +49 -(0)421 427 48-48
EMAIL: INFO@MEDUTEK.COM



Zubehör für den KATASPIR 20, z.B.:



Bakterien-/Virenfilter,
Art.-Nr.: 392-080466




Silikonschlauchset,
Art.-Nr.: 033-04820



Behälter mit Beutel,
Art.-Nr.: 048-31848



Auffangbehälter 1000 ml,
Art.-Nr.: 021-210003



Deckel Auffangbehälter,
Art.-Nr.: 021-210352

Das MEDUTEK Sortiment:



ABSAUGUNG



HALTEARME



ATEMTHERAPIE



GASENTNAHME-
STELLEN



O₂ SAUERSTOFF



BEATMUNG

HALTESYSTEME



MEDUTEK

Handelsgesellschaft für Medizintechnik mbH & Co. KG

Stresemannstraße 54

D-28207 Bremen

Tel.: +49 (0)421 42 74 80

Email: info@medutek.com

www.medutek.com

