

# MEDUTEK

Equipment für professionelle Gesundheitspflege

*Bewährter Absaugklassiker:*

## *schnell + leistungsstark*



ABSAUGUNG

## KATASPIR 30

Die allround Absaugpumpe

# KATASPIR 30

## Die allround Absaugpumpe schnell & leistungsstark

**KATASPIR 30** Sekretsauger wird zur nasalen, oralen oder trachealen Absaugung von Sekreten bei Erwachsenen und Kindern eingesetzt.

**KATASPIR 30** eignet sich speziell für Patienten mit Tracheotomie, bei kleineren chirurgischen Eingriffen sowie der postoperativen Therapie. Die Anwendung kann in der ambulanten und stationären Pflege, Altenpflege und im privaten Bereich erfolgen. Aufgrund der hohen Saugleistung von 40 l/min. ist ein Einsatz auf professionellem Niveau möglich.

Die effiziente, ölfreie Pumpe garantiert eine gute Saugleistung und ist bei **geringer Geräuschentwicklung** sogar **wartungsfrei**.

Klar angelegte Bedienelemente zusammen mit einer vollständigen Palette an Zubehör machen ihn **zum idealen Gerät**.

Die **KATASPIR** Baureihe bietet den Anwendern eine große Anzahl an Einsatzflexibilität.

Sie können sowohl mit Einweg-Absaugbeuteln FLOVAC, als auch mit Mehrwegbehältern betrieben werden.



### PRODUKTVORTEILE:

- ✓ Bewährte Technologie
- ✓ AquaSafe Bakterienfilter
- ✓ Silikonabsaugschläuche
- ✓ Mehrwegbehälter 1000 ml
- ✓ Einwegbeutel- oder Mehrwegbehälter-Systeme möglich
- ✓ Hohe Saugleistung
- ✓ Geringe Geräuschentwicklung
- ✓ Dauerbetrieb geeignet



### ANWENDUNGSBEREICHE:

- ✓ Endoskopie
- ✓ Gastroenterologie
- ✓ Allgemeine Chirurgie
- ✓ Home-Care
- ✓ Geburtshilfe
- ✓ Krankenstation
- ✓ Tracheostomie
- ✓ Veterinär

### BESTELLINFORMATIONEN:

Art.-Nr.: 483-KAT30

PZN: 679 30 88

HMV-Nr.: 01.24.01.1014



## DETAIL-INFORMATIONEN:



### LIEFERUNG:

- ✓ KATASPIR 30
- ✓ Absaugschläuche inkl. Filter
- ✓ 1000 ml Absaugbehälter
- ✓ **Behältersysteme auf Ihre Wünsche zugeschnitten:**  
Einwegbeutel- oder Mehrwegbehälter  
Systeme möglich (*in verschiedenen Größen*)



### TECHNISCHE DATEN:

- ✓ Saugleistung bis 40 l/min. freeflow
- ✓ Max. Vakuum (*einstellbar*): - 0,8 bar / - 80 kPa
- ✓ Geringe Geräusentwicklung: 60,5 dBA
- ✓ Dauerbetrieb geeignet
- ✓ Ölloser, wartungsfreier Kolbenkompressor
- ✓ Stromzuführung: 230V-50Hz
- ✓ Abmessungen: 350 x 210 x 180 mm
- ✓ Gewicht: 3,6 KG



### SERVICE & GARANTIE:

- ✓ 2 Jahre Garantie



+49-(0)421 427 48-0



FAX: +49 -(0)421 427 48-48  
EMAIL: [INFO@MEDUTEK.COM](mailto:INFO@MEDUTEK.COM)



## Zubehör für den KATASPIR 30, z.B.:



Bakterien-/Virenfilter,  
Art.-Nr.: 021-080466



Silikonschlauchset,  
Art.-Nr.: 048-SP0036/01



Einwegbeutel,  
Art.-Nr.: 049-360xx



Auffangbehälter 1000 ml,  
Art.-Nr.: 048-210003



Deckel Auffangbehälter,  
Art.-Nr.: 048-210352

## Das MEDUTEK Sortiment:



ABSAUGUNG



HALTEARME



ATEMTHERAPIE



GASENTNAHME-  
STELLEN



SAUERSTOFF



BEATMUNG



**MEDUTEK**

Handelsgesellschaft für Medizintechnik mbH & Co. KG

Stresemannstraße 54

D-28207 Bremen

Tel.: +49 (0)421 42 74 80

Email: [info@medutek.com](mailto:info@medutek.com)

[www.medutek.com](http://www.medutek.com)

