


 warm steam
 treatment


während der Erkältungszeit

 super
 silent


Flüsterleise



Verneblung von Flüssigkeiten wie Kochsalzlösung und ätherischen Ölen

Inklusive flexibler Universalmaske für Mund und Nase

Einfache Ein-Knopf-Bedienung

Sichere Anwendung

Effektive Anwendung durch konstante Temperatur

Einstellbare Verneblungsleistung mittels Schieberegler

Netzbetrieb

Füllvolumen interner Wassererhitzer: max. 25 ml

Füllvolumen Aromatank: max. 60 ml

Netzanschluss: 220 - 240 V~; 50 - 60 Hz

Dampftemperatur: ca. 43°C

Wasserkochzeit: ca. 2 Minuten

Maximale Betriebszeit: ca. 10 Minuten

Produktmaße (BxHxT): 265 x 260 x 96 mm

Produktgewicht: ca. 620 g

3 Jahre Garantie

PZN: 15864539

VE: 2 / Transportkarton: 2 x 4

EAN-Nr.: 4211125 60132 4

Art.-Nr.: 601.32