

Produktdatenblatt

Artikel-Bezeichnung:	Sauerstoff-Brille ratiomed
Artikel-Nr.	MEG 125960
PZN	02912277
Produktbeschreibung	Sauerstoffbrille für Erwachsene und Kinder, transparenter Doppelkatheter mit superweichem Nasenansatz, liegt besonders angenehm in der Nasenöffnung, 210 cm O ₂ -Sicherheitsschlauch. Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt.
Anwendungsgebiete / Zweckbestimmung:	zum Verabreichen von Sauerstoff über die Nase
Produktspezifikationen:	latex-frei, DEHP-frei
Verpackung:	einzeln, steril
Verpackungseinheit:	1 Stück, UK = 100 Stück
Sterilisation:	EO
Medizinproduktklasse:	Ila

