

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – FM Comfort



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Medizinische Gesichtsmaske aus 3-lagigem Vliesstoff mit elastischem Band zum Fixieren hinter den Ohren. Mit einstellbarem Nasenbügel für anatomisch korrekten Sitz. Der Mundschutz ist hypoallergen, glasfaser- und latexfrei.

Medical face mask made of 3-layer non-woven fabric with elastic band for fixation behind the ears. With adjustable nose bridge for anatomically correct fit. The face mask is hypoallergenic, glass fibre-free and latex-free.

Bemerkungen:

Remarks:

Für den Einsatz in der Medizin und der Lebensmittelindustrie.
Suitable for use in the medicine and food industry.

Ausführungen:

Sizes:

| Artikelbeschreibung/ Article Description | Größe/ Size | Farbe/ Colour | Pack.-Inhalt/ Content | Art.Nr./REF | EAN | PZN | Pack/VE |
|---|---|------------------|--------------------------|-------------|---------------|----------|---------|
| mit Gummiband/ with elastic | Einheits- größe/ standard size | grün/green | 50 Stk./ pcs. | 75513 | 4046153026920 | 05014142 | 20 |
| | | blau/blue | 50 Stk./ pcs. | 75503 | 4046153026722 | 02208101 | 20 |
| | | gelb/yellow | 50 Stk./ pcs. | 75517 | 4046153026982 | 05467553 | 20 |
| | | rosa/pink | 50 Stk./ pcs. | 75514 | 4046153026944 | 05467576 | 20 |
| | | weiß/white | 50 Stk./ pcs. | 75512 | 4046153026906 | 05467582 | 20 |
| | | schwarz/black | 50 Stk./ pcs. | 75530 | 4046153027095 | 15655818 | 20 |

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 14683 Type II
Bakterielle Filtrationseffizienz $\geq 98\%$ / Bakterielle Filtration Efficiency $\geq 98\%$
Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Vorderseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff
Front: 100% glass-fibre free non-woven
Innen: Glasfaserfreies Filtermedium
Inside: glass-fibre free filtermedium
Rückseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff
Back: 100% glass-fibre free non-woven
Nasenbügel: Flexibler Draht, mit Kunststoff ummantelt
Nose-bridge: Flexible wire, covered with plastic.
Gummiband: Baumwolle; Elastan (Länge ca. 16,5 cm)
Elastic: Cotton; Elastane (length approx. 16,5 cm)

Abmessungen:

Measurements:

Maske: Länge: $175 \pm 2\text{mm}$; Breite: $95 \pm 2\text{mm}$
Mask: Length: $175 \pm 2\text{mm}$; Width: $95 \pm 2\text{mm}$

Symbole:

Symbols:

