



Ambu® SPUR® II

Einweg- Beatmungsbeutel





Gemeinsam retten wir Leben. Vertrauen Sie dem Original.

Beatmungsbeutel von Ambu

VERTRAUEN SIE DEM ORIGINAL.

Mit dem **Ambu-Beutel** entwickelten der Ingenieur Holger Hesse und der Anästhesist Dr. Henning Ruben 1956 den weltweit ersten selbstexpandierenden Beatmungsbeutel, der zum Meilenstein der Notfallmedizinischen Versorgung wurde. Ihr Antrieb? Ärzten das Leben erleichtern und mit ihrem Produkt Leben retten. Heute ist der **Ambu-Beutel** ein unersetzliches Hilfsmittel in Krankenhäusern und bei Rettungsdiensten, wenn es um die manuelle Beatmung von Patienten geht.

Mehr noch: **Ambu-Beutel** ist zum Synonym einer ganzen Produktfamilie geworden und bildet den Goldstandard bei den Beatmungsbeuteln.

Gründe dafür gibt es viele. Einer davon ist die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte, die sich an den Bedürfnissen und Anforderungen unserer Kunden orientiert. Mit der Entwicklung des **Ambu SPUR II** Einweg-Beatmungsbeutels sind wir konkret auf diese Anforderungen eingegangen und haben die Vorteile eines Einwegproduktes mit den Eigenschaften unserer bewährten Mehrweg-Beatmungsbeutel kombiniert. Und so überzeugt der **Ambu SPUR II** in Sachen Sicherheit und Hygiene für Patienten und Personal und schützt zuverlässig vor Kreuzkontaminationen. Dank des modernen Materials SEBS sind die Beatmungsbeutel dabei besonders leicht, umweltfreundlich sowie phthalat- und latexfrei und erfüllen so höchste Ansprüche.

Innovativ und verlässlich gehen wir immer wieder auf's Neue auf die Bedürfnisse und Herausforderungen Ihres Arbeitsalltages ein – und das seit 60 Jahren.



Ambu SPUR II und Zubehör

GEMACHT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

**Einzigartiges
Einmembranpatientenventil**

360° Drehgelenk

Anschlussmöglichkeit
für alle DIN genormten
Gesichtsmasken

**Direkter
Anschluss
für PEEP-
Ventile**



- ✓ Mit **Manometeranschluss***
- ✓ **Der M-Port*** ermöglicht eine Seitenstrommessung des etCO₂ bei Patienten mit einem Beatmungsvolumen >400 ml (Erwachsene) und >120 ml (Kinder). Darüber hinaus dient er der schnellen und sicheren endotrachealen Medikamentengabe.
- ✓ **Druckbegrenzungsventil*** öffnet bei 40 cmH₂O

* Gilt nur für bestimmte Versionen




AMBU EINWEG-MANOMETER



- ✓ **Kompatibel** mit allen **Ambu SPUR II** für Kinder und Neugeborene.
- ✓ **Erhöhter Schutz** vor Barotraumen durch kontinuierliche Drucküberwachung.
- ✓ Leicht zu lesende **Farbskala** als visuelle Unterstützung.

AMBU EINWEG-PEEP-VENTIL



- ✓ An allen **Ambu SPUR II** montierbar – ohne zusätzlichen Adapter.
- ✓ Aufrechterhaltung eines **konstanten Druckniveaus** in der Lunge.
- ✓ **Stufenlos regulierbar** zwischen 1,5 und 20 cmH₂O.



Durchdacht und nachhaltig

INNOVATIVER BEATMUNGSBEUTEL – INNOVATIVES MATERIAL.

Der **Ambu SPUR II** wird aus dem modernen Material SEBS (Styrol-Ethylen-Butadien-Styrol) gefertigt.* Dieses Material ist wesentlich umweltfreundlicher als PVC. Die nachfolgenden Messwerte wurden von einem

unabhängigen Labor ermittelt. Es wurden Substanzen und Emissionen untersucht, die bei der Verbrennung entstehen.

BESTANDTEILE	AMBU SPUR II	HERKÖMMLICHER PVC-BEATMUNGSBEUTEL	ÖKOLOGISCHE VORTEILE AMBU SPUR II
Kohlendioxid (CO ₂)	328 g	456 g	✓ geringere Klimaerwärmung
Kohlenmonoxid (CO)	8 g	32 g	✓ geringe Belastung der Ozonschicht
Blausäure (HCN)	0,3 g	N.V.	✓ reduzierte Rauchgasentwicklung
Chlorwasserstoff (HCl)	N.V.	35 g	✓ keine toxische Wirkung durch Dioxinbelastung
Schwefeldioxid (SO ₂)	N.V.	0,8 g	✓ keine toxische Belastung durch sauren Regen

CURRENTA – Leistung für Industrie und Chemie – Prüfberichte 10/2012

- ✓ Phthalat- und latexfrei
- ✓ Wesentlich umweltfreundlicher als PVC
- ✓ Keine toxische Wirkung auf den Menschen
- ✓ 100 % recycelbare Verpackungsmaterialien

- ✓ 50 % weniger Gewicht, somit weniger Abfallvolumen
- ✓ Großer Temperaturbereich: -18°C bis 50°C
- ✓ Volle Funktionalität und Elastizität auch bei Kälte und starken Temperatureinflüssen

* Sauerstoffzuleitungsschlauch besteht aus phthalatfreiem PVC

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKEL		ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	VE
	Erwachsene	325 023 000DE	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Erwachsene inkl. Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene mittel, O2-Schlauchzuleitung, O2-Reservoirbeutel, Spritzschutz und Demandventilanschluss	12 St.
		325 026 000	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Erwachsene inkl. Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene mittel, O2-Schlauchzuleitung, O2-Reservoirbeutel, Spritzschutz, Manometeranschluss, Druckbegrenzungsventil, Ambu Einweg-PEEP-Ventil und M-Port	6 St.
		325 032 000	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Erwachsene inkl. O2-Reservoirbeutel und Demandventilanschluss	12 St.
	Kinder	330 023 000DE	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Kinder inkl. Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Säuglinge, O2-Schlauchzuleitung, O2-Reservoirbeutel, Spritzschutz, Demandventilanschluss, Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil	12 St.
		330 030 000	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Kinder inkl. Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Kleinkinder, O2-Schlauchzuleitung, O2-Reservoirbeutel, Manometeranschluss, Druckbegrenzungsventil, Ambu Einweg-PEEP-Ventil und M-Port	12 St.
		330 031 000	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Kinder inkl. O2-Reservoirbeutel, Demandventilanschluss, Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil	12 St.
		330 032 000	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Kinder inkl. Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Kleinkinder, O2-Schlauchzuleitung, O2-Reservoirbeutel, Spritzschutz, Demandventilanschluss, Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil	12 St.
	Neugeborene	335 029 000	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Neugeborene inkl. Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Neugeborene, O2-Schlauchzuleitung, O2-Reservoirbeutel, Ambu Einweg-PEEP-Ventil, Ambu Einweg-Manometer, M-Port und Druckbegrenzungsventil	12 St.
		335 030 000	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Neugeborene inkl. Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Säuglinge, O2-Schlauchzuleitung, O2-Reservoirbeutel, Ambu Einweg-PEEP-Ventil, M-Port und Druckbegrenzungsventil	12 St.
		335 031 000	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Neugeborene inkl. O2-Reservoirbeutel, O2-Schlauchzuleitung, Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil	12 St.
		335 102 000DE	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Neugeborene inkl. Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Neugeborene, O2-Schlauchzuleitung, O2-Reservoirbeutel, M-Port, Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil	12 St.
		335 002 000DE	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Neugeborene inkl. Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Neugeborene, O2-Schlauchzuleitung, O2-Reservoirschlauch, M-Port, Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil	12 St.
		335 027 000	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Neugeborene inkl. Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Säuglinge, O2-Schlauchzuleitung, O2-Reservoirschlauch, Spritzschutz, Ambu Einweg-PEEP-Ventil, Ambu Einweg-Manometer, M-Port und Druckbegrenzungsventil	12 St.
	Neugeborene	335 028 000	Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel Neugeborene inkl. Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Neugeborene, O2-Schlauchzuleitung, O2-Reservoirschlauch, Ambu Einweg-Manometer, M-Port und Druckbegrenzungsventil	12 St.
		322 003 000	Ambu Einweg-Manometer	20 St.
			Einweg-Zubehör	199 102 001
199 103 001	Ambu Einweg-PEEP-Ventil 20 mit 30 mm Konnektor und Adapter auf 18 mm Konnektor			10 St.

BR - Ambu SPUR II - V03 - 032020 - Ambu GmbH. Technische Daten können ohne besondere Benachrichtigung verändert werden.