

# Ambu® ResCue Taschenmaske



## Die wichtigsten Vorteile

- Transparenter Dom für die visuelle Überwachung des Patienten
- Gummiband zur sicheren Positionierung und Befestigung am Kopf des Patienten
- Geeignet für Erwachsene und Kinder
- Besteht aus hochwertigem Kunststoff für eine einfache Reinigung und lange Produktlebensdauer
- Verpackt im Hardcase
- Auch mit Private Label erhältlich
- Phthalatfreies Material

## Ambu® ResCue Taschenmaske im Hardcase


Die Ambu ResCue Taschenmaske ist für eine Mund-zu-Maske-Beatmung entwickelt worden.

Sie dient als physische Barriere zwischen dem Ersthelfer und dem Patienten und bietet eine sichere Atemspende für die Patienten. Die ResCue Taschemaske kann zudem mit einem Beatmungsbeutel verwendet werden.

Die Ambu ResCue Taschenmaske schützt Rettungskräfte sicher in Notfallsituationen. Sie verhindert den direkten Kontakt mit Mund, Nase und Gesicht des Patienten und unterstützt den sofortigen Beginn der Reanimation.

## Technische Daten

Spezifikationen	
Maße	13,8 x 11 x 4,8 cm
Gewicht	112 g
Materialien	
Maske	Polyvinylchlorid
Hardcase	Polypropylen



Ambu ResCue Taschenmaske in der Anwendung

## Bestell-Informationen

Artikelnummer	Ambu ResCue Taschenmaske
000 252 226	Ambu ResCue Taschenmaske im roten Hardcase mit Mundstück
000 252 253	Mundstück mit Bakterienfilter/Einwegventil

Artikelnummer	Ambu ResCue Taschenmaske Private Label
252 236 301	Ambu ResCue Taschenmaske Private Label im Hardcase, Farbe weiß
252 236 304	Ambu ResCue Taschenmaske Private Label im Hardcase, Farbe rot

Logo
Firmen oder Sponsorenlogo nach Vorgabe. Maximale Größe des Logos: 50 x 40 mm.
Druck
4-farbiger Druck auf weißen oder transparenten Aufkleber; 1-farbiger Druck wenn das Logo auf dem Hardcase direkt gedruckt wird.
Versandeinheit
Mindestbestellmenge für ResCue Taschenmaske im Hardcase mit Private Label liegt bei 480 Stück.



Ambu ResCue Taschenmaske Private Label

**Ambu A/S**  
Baltorpbakken 13  
DK - 2750 Ballerup  
Denmark  
Tel. +45 7225 2000  
Fax +45 7225 2053  
www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
In der Hub 5  
D-61231 Bad Nauheim  
Tel. 06032 9250-0  
Fax 06032 9250-200  
www.ambu.de

