

Inhalator IN 500 COMPACT

Art.-Nr. 54520 | EAN 40 15588 54520 7

- Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)



Inklusive Mundstück, Kinder- und Erwachsenenmaske, Verbindungsstück, Nasenadapter für Kinder und Erwachsene, 5 Ersatzfilter



Funktion | Anwendung

- Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)
- Hohe Wirksamkeit durch feinste Vernebelung
- Inhalation mit Maske, Mundstück oder Nasenadapter – ideal auch für Kinder
- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Umfangreiches Zubehör
- Extra langer Schlauch – 2 m
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 19,5 × 13,5 × 9,2 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Spannungsversorgung: 230V~ 50 Hz
- Leistung: 60 Watt
- Füllvolumen: max. 10 ml
- Vernebelung: ≤ 0,2 ml/min
- Partikelgröße: >60% ≤ 5 µm
- Schlauchlänge: ca. 2 m

Packungsinhalt

- Inhalator
- Mundstück
- Kinder- und Erwachsenenmaske
- Verbindungsstück
- Nasenadapter für Kinder und Erwachsene
- 5 Ersatzfilter
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 21,5 × 16,5 × 15,5 cm | 1,82 kg

VPE

4 Stück | 24,2 × 35,4 × 33,5 cm | 7,78 kg

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)