

ZUVERLÄSSIGE
LINDERUNG
VON ATEMWEG-
BESCHWERDEN



IN 155 / IN 165

Die neuen Inhalatoren - in kinderfreundlichem Design mit Motiv-Maske und Stickern

EFFIZIENTE
INHALATION
DURCH HOHE
VERNEBLUNGS-
LEISTUNG



Inhalator IN 155

Kompressor-Drucklufttechnologie

IDEAL
FÜR
UNTERWEGS



Inhalator IN 165

Innovative Mikrokompressortechnik

Inhalator IN 155

Art.-Nr. 54555 | EAN 40 15588 54555 9

- Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie
- Zuverlässige Linderung von Atemwegsbeschwerden
- Effiziente Inhalation durch hohe Verneblungsleistung (ca. 0,35 ml/min.)
- Mit Stickern zum Selbstgestalten und Postkarten zum Ausmalen
- Motiv-Maske für Babys und Kinder ermöglicht eine einfache Inhalation



Inklusive Sticker – Set



FUNKTION | ANWENDUNG

- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen) bei Kindern und Erwachsenen
- 2-in-1: Inhalator und Nasendusche
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel
- Umfangreiches Zubehör für Kinder und Erwachsene
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 18 × 14 × 9,4 cm
- Gewicht: ca. 1,45 kg
- Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
- Leistung: 100 Watt
- Kabellänge: 180 cm
- Maximaler Druck: ca. 2,3 bar
- Partikelgröße: ca. 3 µm
- Vernebelung: ca. 0,35 ml/min.
- Füllvolumen: max. 8 ml
- Schlauchlänge: ca. 180 cm

PACKUNGSGEHALT

- Inhalator
- Umfangreiches Zubehör: Zerstäuberflasche, 2 Luftschläuche (ca. 180 cm), Motiv-Maske für Babys und Kinder, Erwachsenenmaske, abgewinkeltes Mundstück, Nasenstück, Nasenspüler, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungsbeutel, Sticker, 3 Postkarten
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stück | 19 x 18 x 18,5 cm | 2,6 kg

VPE

4 Stück | 39,7 × 37,7 × 21,5 | 8,9 kg

* Zertifiziert nach MDD (Medizinproduktrichtlinie)

Inhalator IN 165

Art.-Nr. 54556 | EAN 40 15588 54556 6

- Hoher Wirkungsgrad durch innovative Mikrokompressortechnik
- Zuverlässige Linderung von Atemwegsbeschwerden
- Wiederaufladbarer Akku: Ideal für die Anwendung unterwegs
- Mit Stickers zum Selbstgestalten und Postkarten zum Ausmalen
- Motiv-Maske für Babys und Kinder ermöglicht eine einfache Inhalation



Inklusive Sticker - Set



FUNKTION | ANWENDUNG

- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen) bei Kindern und Erwachsenen
- Geräuscharme Vernebelung
- Automatische Abschaltung bei leerem Wirkstofftank
- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Umfangreiches Zubehör für Kinder und Erwachsene
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 10,8 × 7,2 × 4,4 cm
- Gewicht: ca. 0,24 kg
- Spannungsversorgung: Input: 100-240V / 50~60Hz Output: DC 5V/2A
- Maximaler Druck: ca. 1,25 bar
- Partikelgröße: ca. 2,9 µm
- Verneblung: 0,25 ml/min.
- Füllvolumen: max. 6 ml
- Ladekabel: Micro USB
- Kabellänge: 150 cm
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- Schlauchlänge: 80 cm

PACKUNGSGEHALT

- Inhalator
- Umfangreiches Zubehör: Zerstäuberflasche, 2 Luftschläuche (ca. 80 cm), Motiv-Maske für Babys und Kinder, Erwachsenenmaske, abgewinkeltes Mundstück, Nasenstück, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungstasche, Sticker, 3 Postkarten
- Ladekabel: Micro USB
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stück | 19,6 x 9 x 18,6 cm | ca. 0,92 kg

VPE

4 Stück | 38,5 x 21,1 x 21,1 cm | ca. 4,1 kg


* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)

Die neuen Inhalatoren: hohe Leistung kinderfreundliches Design



Motiv-Maske für Babys und Kinder
für eine einfache Inhalation

Zuverlässige Linderung von Atem-
wegbeschwerden



Sticker zum Selbstgestalten
und Postkarten zum Ausmalen
motivieren Kinder zur Inhalation

Umfangreiches Zubehör für Kinder
und Erwachsene



Nasendusche
nur bei IN 155