

BABYWAAGE

PRODUKTNUMMER 8320

Medizin, Gesundheit und Wellness



- › Klappbare Babywaage mit integriertem Tragegriff
- › Leicht und handlich
- › Exakte Gewichtsermittlung durch Achtpunkt-Verwiegung

BABYWAAGE

PRODUKTNUMMER 8320



Eigenschaften

Die erste Babywaage mit praktischer Klappfunktion für Eltern, Hebammen und Apotheken lässt sich spielend auf die Hälfte ihrer Länge reduzieren und besticht durch ihr geringes Gewicht. Darüber hinaus tragen auch der integrierte Tragegriff sowie ein gelungenes Design in Form eines Beautycase entscheidend dazu bei, dass sie besonders handlich und einfach zu transportieren ist. Selbst bei sehr unruhiger Lage des Kindes garantiert die Achtpunkt-Verwiegung stets eine exakte Gewichtsermittlung, die durch ein ausgesprochen gut lesbares, großes Ziffernbild abgerundet wird. Die Babywaage verfügt über eine umweltfreundliche Abschaltautomatik, die zu einer langen Batterielebensdauer führt.

Technische Daten

- › Elektronisches Wägesystem
- › Acht Wägezellen
- › Umschaltung in Einheit lb/oz
- › Stromversorgung: 2 Batterien, 1,5 V AA
- › Waage schaltet automatisch ab (Auto-Off) – lange Batterielebensdauer

Ausführung

- › Tarierfunktion
- › Ruhige Gewichtsanzeige durch Filterung und Hold-Funktion
- › Gute Ablesbarkeit durch 20 mm große LCD Ziffern
- › Geringer Platzbedarf und einfach zu transportieren durch Klappfunktion
- › Zusammengeklappte Waage wird mit Magneten zusammengehalten
- › Einfaches und schnelles Öffnen: Haltegriffe auseinander ziehen und Boden entnehmen
- › Kunststoffgehäuse
- › Patent pending

Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Zifferschnitt	Abmessungen	Gewicht
	kg	g	mm	kg
8320.01.001	15	10	375 x 315 x 105 (geschlossen)	1,9
			740 x 315 x 53 (offen)	

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com