

# Decken-Infusionsstativ

Raumhöhe: 2,7 m


I1001272

- + verfahrbar und beweglich: der Arbeitsbereich im Umfeld des Patienten lässt sich anwendungsgerecht einrichten
- + gewährleistet eine sichere (beständige) Aufhängung von Infusionsflaschen während der Versorgung



## Produktbeschreibung

Material:	Edelstahl
Verstellbereich:	830 - 1.220 mm
Rohrdurchmesser:	18 / 14 mm
Flaschenkreuz:	4 Edelstahl Sicherheitsflaschenhaken
Belastbarkeit:	2 kg / Haken, 15 kg / Gleiter, 15 kg / Stativ
Arretierung:	Einhand-Sicherheitshöhenverstellung
Gesamtgewicht (Netto):	ca. 0,75 kg





## Anwendung

- + das Infusionsstativ kann in einen vorgesehenen Gleiter oder Deckenhaken ein- und bei Bedarf auch wieder ausgehängt werden
- + mit ergonomisch geformtem Handgriff



## Technik

- + alle Kunststoffteile sind lichtecht



## Sicherheit

- + ausreichender Sicherheitsabstand in komplett eingeschobenen Zustand als Vorsichtsmaßnahme vor Verletzungsgefahr (z.B. Finger einklemmen)
- + gewährleistet eine sichere Aufhängung von Infusionsflaschen während der Versorgung
- + keine Verletzungsgefahr durch abgerundete Flaschenhaken-Form