


Injektionskissen mit/ohne Armfixierung



Anwendungsgebiet:

Für Injektionen oder Blutentnahmen in der Arztpraxis

Material:

Mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

Bezug:

- PVC creme oder grau, wasserdicht geschweißt
- KL-weiß geschweißt, farbig genäht nach Farbkarte, mit Reißverschluss

Mit Werbeaufdruck Ihrer Wahl möglich, Mindestabnahme 500 Stk.

Injektionskissen mit Armfixierung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
----------	------------------

1341303	30 x 15 x 10/5 cm
---------	-------------------

1341304	45 x 15 x 10/5 cm
---------	-------------------

Injektionskissen ohne Armfixierung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
----------	------------------

*1341301	30 x 15 x 10/5 cm
----------	-------------------

*1341302	45 x 15 x 10/5 cm
----------	-------------------

*gebräuchlichstes Maß,
kann in PVC creme und in
KL weiß zurück genommen
werden