



medizinische polster



Referenzen

Unsere Repräsentanzen:

Auszug des internationalen Fachhandels:

Synmedic AG



GRALL
Medizintechnik & Ärztebedarf

Schweiz

Benelux

Österreich

Auszug aus der Kundenliste von Industrieunternehmen und Verbänden:

B | BRAUN

AMEFA



INTERMEDICA
Gesellschaft für den internationalen Vertrieb von medizinischen Artikeln m.B.H. für den internationalen Krankenhausbedarf

Dornier MedTech



SIEMENS



ROESER

ZWEITES
DEUTSCHES
FERNSEHEN

Boehringer Ingelheim

megro

medika)
am Puls der Medizin.

Nachfolgend einige über den Fachhandel belieferte Krankenhäuser und Kliniken:

Park-Klinik Weißensee

KLINIK FÜR HERZCHIRURGIE KARLSRUHE GMBH



Caritas-Krankenhaus
Bad Mergentheim



Krankenhaus GmbH
St. Goar Oberwesel



Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau – Murnau

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie – Arnsdorf

Wilhelm-Fresenius-Klinik – Wiesbaden

Klinikum Hoyerswerda gemeinnützige GmbH – Hoyerswerda

Hohenfeld-Kliniken Pitzer – Bad Camberg

Charité - Universitätsmedizin Berlin- Campus-Virchow-Klinikum und Charité – Campus-Mitte – Berlin

Kliniken des Landkreises Riesa-Großenhain – Riesa-Großenhain

Ambulantes Rehabilitations- und Gesundheitszentrum – Mainz

Qualitätsprodukte. Von Menschen für Menschen.



Höchster Anspruch an

Qualität gehört zu unseren Grundprinzipien

Zu unserem Standardprogramm gehören Rollen, Kissen, Keile, Schienen und Polster. Daneben Produkte zur Dekubitusprophylaxe und Therapie sowie Matten, Auflagen und Fixierungen. Wir verwenden nur qualitativ hochwertige Rohstoffe, deren Verarbeitung ausschließlich von Hand vorgenommen wird.

Qualität spielt bei uns eine große Rolle, dafür wurden wir ausgezeichnet mit DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 in 2009.

Alle unsere Produkte tragen gemäß Medizinprodukte-Gesetz das CE - Zeichen.

Teamgeist. Und alles wird möglich.

Innovative Ideen für die Zukunft



Bisanz Medizinische Polster GmbH
Max-Planck-Straße 24-26
55435 Gau-Algesheim

Telefon: 06725-9300-0
Fax: 06725-9300-10
Email: info@bisanz.de
Home: www.bisanz.de



Unser Team ist immer für Sie da. Rufen Sie uns an!

Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Wünsche. Dank unserer über 55-jährigen Erfahrung gehören Sonderanfertigungen ebenso zu unserem Tagesgeschäft wie das Standardprogramm. Flexibilität ist Teil unserer Unternehmensphilosophie, wir gehen individuell auf Ihre Wünsche ein und beraten Sie gerne.

Wichtige Hinweise

Unsere Produkte werden in der Standard-Farbe der jeweiligen Bezugsart geliefert, sofern in Ihrer Bestellung kein ausdrücklicher Farbwunsch angegeben ist.

Alle unsere Produkte sind **FCKW-frei**.

Die möglichen Oberflächen und Bezüge finden Sie bei den Artikeln einzel aufgeführt.

Wünschen Sie eine andere Größe, Ausführung oder Oberfläche als genannt, wenden Sie sich bitte an uns.

Bezugs- und Oberflächenvarianten	
Trikot und Nessel	weiß
Frottee	natur
Anti-Milben-Bezugsmaterial	weiß
PU-Stoff	PU-Bezugsstoff, weiß oder schwarz, wasserabweisend
PU-Stoff - antistatisch	PU-Bezug schwarz, antistatisch, hochreißfest, sehr elastisch, hoch desinfektionsmittelbeständig, Mehrpreis + 30 % zum normalen KL-Bezug
Micronara	Micronara (Microfaser), nach Farbkarte
PVC	Standard (creme) oder nach Farbkarte, bei Röntgentisch-Auflagen transparent
KL	Kunstleder, Standard (weiß) oder nach Farbkarte, genäht. In weiß teilweise geschweißte Ausführung. Bei dauerhafter Lagerung unbedingt einen Schutzbezug z.B. aus Trikot-Stoff verwenden.
KL-antistatisch (auf Anfrage)	Kunstleder, antistatisch, in anthrazit, $10^8 - 10^{10} \Omega$ nach DIN 53482 Wichtig: Wünschen Sie diese Ausführung, geben Sie immer zusätzlich „KL-antistatisch“ bei Ihrer Bestellung an. Die antistatische Ausführung ist, wenn nicht extra aufgeführt, mit 30 % Mehrpreis zum Standard-KL-Bezug erhältlich.
PU	PU-Beschichtung, Behautung des Schaums mit Farbe, ohne Nähte, Standard (agave) oder nach Farbkarte, röntgenfähig, atmungsaktiv, feuchtigkeitsdurchlässig, mikroporöse Oberfläche. Die PU-Beschichtung in weiß ist mit 20% Mehrpreis zur Standard-PU-Beschichtung erhältlich.
PUD	PUD-Beschichtung/dicht anthrazit antistatisch, wasserdichte Ausführung, Standard (agave) oder nach Farbkarte Wichtig: Bei Röntgenteilen oder -Auflagen, die mit einer PUD-Beschichtung gewünscht werden, übernehmen wir keine Garantie der Strahlendurchlässigkeit!
PUD-antistatisch	PUD-Beschichtung antistatisch, anthrazit, $10^8 - 10^{10} \Omega$ nach DIN 53482 Wichtig: Wünschen Sie diese Beschichtung, geben Sie immer zusätzlich „PUD-antistatisch“ bei Ihrer Bestellung an. Die antistatische Beschichtung ist gleichpreisig mit der PUD-Beschichtung.

Füllmaterialien	
Schaumstoff	in unterschiedlichen Festigkeitsgraden
Polystyrolkugeln	nicht waschbar
Neopolenkugeln	bis 60°C waschbar
Bifill	weiches, bewegliches Material. Ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weicher als Neopolenkugeln. Waschbar bis 95°C. ☐
BIPLUS	Eigenmarke Kaltschaum, s. Matratzen

Abkürzungen	
KL = Kunstleder	PU = Polyurethan-Beschichtung
W = Wachstuch	PUD = Polyurethan-Beschichtung dicht
Tr = Trikot	PVC-tr. = PVC transparent
N = Nessel	* = gebräuchlichstes Maß

Pflegeanleitung	
Waschbarkeit der Stoffe: siehe Farbkarte, Kunstleder-, PVC und Wachstuchbezüge sowie die PU- und PUD-Beschichtung sind mit den VAH-gelisteten Wischdesinfektionsmitteln zu behandeln. Kunstleder bis max. 100 °C autoklavierbar. PVC nicht autoklavierbar. Mikroporöse Oberflächen sind nicht blutfest! Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Oder bei möglicher Kontamination mit Blut mit Einmal-PE-Folie abdecken.	

Rücknahmen	
sind bei Artikeln mit dem Zeichen „*“ - in KL weiß, PVC creme und PU agave möglich. Alle Artikel mit anderen Maßen, Oberflächen oder Farben ohne das Zeichen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.	

Preise	
Alle empfohlenen Verkaufspreise sind zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung.	

Pflegeempfehlung



Material:

Kunstleder / PVC / Wachstuch / PU-Stoff / Nylonspezialgewebe PU- sowie PUD-Beschichtung/dicht

Die Bezugsmaterialien sind mit Wischdesinfektionsmitteln lt. Desinfektionsmittelliste des VAH zu behandeln. Es darf kein Konzentrat verwendet werden.

Desinfektionsmittel, die zur Reinigung und Flächendesinfektion empfohlen werden:

Hersteller	Mittel
Dr. Schumacher GmbH	Cleanisept / Wipes 5%ig
B. Braun Melsungen AG	Hexaquant lemon fresh 2%ig
Franken Chemie GmbH & Co. KG	Franko-Cid N 0,25%ig
Bode Chemie GmbH	Microbac forte 2,5%ig

Zum Desinfizieren ist das Desinfektionsmittel nach dem Auftragen auf die Lagerungshilfe gleich trocken zu reiben. Die Desinfektionsmittel sind gemäß dem jeweiligen Gebrauchshinweis zu verwenden.

Material:

Schaumstoff blank

Dampfsterilisation bis 120°C sowie Gassterilisation

Die Angaben basieren auf Praxiserprobungen sowie Erfahrungen unserer Lieferanten.

Wir fertigen für Sie nach Maß

Wichtige Hinweise für Ihre Sonderanfertigungen

Um eine einwandfreie Maßanfertigung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die gewünschten Maße in die Artikelskizzen, auf einer Kopie dieser Seite, einzutragen und uns mit Ihrer Bestellung bzw. Anfrage einzureichen. Vielen Dank.


Gerne fertigen wir unsere Artikel mit Ihrem Aufdruck bzw. Logo an. Beschriftungsfarbe in hellblau, dunkelblau, schwarz und agave.




Beispiel: Kissen mit Aufdruck

Artikelskizzen:


ROLLEN : $L \times \varnothing$




KEIL VORDERE KANTE ERHÖHT $L \times B \times H_1/H_2$




HALBROLLEN : $L \times B \times H$




KISSEN $L \times B \times H$




KEILE : $L \times B \times H$




DACHKEIL $L \times B \times H$



WÜRFEL : $L \times B \times H$





SPREIZKEIL : $L \times B_1/B_2 \times H$



Beispiele unserer Sonderanfertigungen nach Kundenwünschen



- A. Beintunnel (Frontansicht) mit PUD-Beschichtung/dicht anthrazit antistatisch
- AA. Beintunnel (Ansicht von unten)
- B. Polsterauflage mit Griffschlaufen, Ansicht der Unterseite mit gleitfähigem Material und Anti-Rutschsteifen
- C. Bauchlagerpolster halbrund
- D. Polsterauflage klappbar mit KL-Bezug genäht, Farbe agave
- E. Armlagerungskissen für Parallel- bzw. Diagonallage
- F. Kissen mit Fixierungen, KL-Bezug weiß



Farbkarten


Stoffe



Micronara
anthrazit, Standard
30°C waschbar




Micronara
blau,
30°C waschbar




Micronara
schwarz,
30°C waschbar




Micronara
hellbraun,
30°C waschbar




Frottee
natur,
60°C waschbar




Frottee
weiß, Unterseite PU-Schicht,
60°C waschbar



Trikot
weiß
95°C waschbar



Anti-Milben-Bezug
60°C waschbar



PU-Bezug
weiß,
95°C waschbar




PU-Bezug
schwarz,
60°C waschbar




PU-Bezug
schwarz antistatisch, hochreißfest,
sehr elastisch, hoch desinfektions-
mittelbeständig, Mehrpreis + 30 %
zu KL-Bezug, 60°C waschbar

PVC



creme - Standard




transparent




grau


 trocknergeeignet

 nicht trocknergeeignet


Nylonspezialgewebe




türkis - Standard



lila




orange




flieder

Nylonspezialgewebe: sterilisierbar bis 115° C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe max. 2 min, im Backofen bei 120 °C ca. 5-10 min. Weitere Hinweise siehe unter Kirschkernkissen (Seite 11.4)

Antirutschmaterialien



Turnmattenmaterial
blau, hochreißfestes
Spezialgewebe



Antirutschmaterial
anthrazit
extrem rutschhemmendes
Spezialgewebe

Baumwollstoffe




Bezugsstoff gelb,
60°C waschbar




Bezugsstoff blau,
60°C waschbar

Wachstuch



Kindermuster: Blumenwiese



Kindermuster: Schmetterling

Wachstuchmuster können im Laufe der Zeit variieren.

Farbkarten

Kunstleder



weiß - Standard



creme



apricot



gelb



agave



violett



cyclame



chrom



atollblau



royalblau



feuerrot




bordeaux



braun



grün



schwarz



PU-Bezug

schwarz antistatisch, hochreißfest, sehr elastisch, hochdesinfektionsmittelbeständig, Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug, 60°C waschbar

Kunstleder antistatisch (anthrazit) auf Anfrage erhältlich.



trocknergeeignet




nicht trockengeeignet

PU Beschichtung



agave - Standard




weiß, Mehrpreis +20%



schwarz



blau



violett



rot




gelb



orange


PUD Beschichtung/dicht



agave - Standard



orange



schwarz



blau



hellblau



violett



rot



gelb



antistatisch,
anthrazit

Hinweis:

PU-Beschichtung als microporöse Oberfläche ist nicht blutfest. Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Bei Kontamination mit Blut mit Einmal-PE-Folie abdecken.

Inhalt nach Kapiteln

Kapitel	Seite	
1. Lagerung allgemein 1.1		
Schaumstoffkissen	1.2	Röntgenkopfteil, Rechts-/Linkslage.....4.5
Nackenkissen.....	1.2	Kopf­kissen für die Bauchlage
Kopfkeil.....	1.3	4.5
Lagerungskeil.....	1.3	Armpolsterhülsen.....
Gipsstütze.....	1.3	4.5
Injektions- und Infusionskissen	1.4	OP-Lagerungspolster für die Bauchlage
Krankentrageauflage.....	1.5	4.6
Fußauflagematte/Diwanauflage.....	1.5	Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen.....
Armlagerungskeil.....	1.6	4.7
Beinlagerungskeile.....	1.6	Kopf­kissen für die Bauchlage, verstellb.....
Schiefe Ebene.....	1.6	4.7
Beinhochlagerungskeile	1.7	Thoraxkissen nach Roßmann
Kopf­kissen	1.7	4.8
		Beckenkissen nach Roßmann.....
		4.8
		Ulnariskissen nach Roßmann.....
		4.9
		Halbrolle für die Fußlagerung
		4.9
		OP-Tischauflage
		4.9
		Beinlagerungstunnel
		4.10
		Seitenlagerungskeil mit Schulter-Arm-Mulde
		4.10
		Bifoam-Kissen für die Bauchlage
		4.11
		Anästhesiekissen
		4.11
2. Diagnostik 2.1		
Säuglingslagerungshilfe für Hüftsonographie	2.2	5. Fixierungen 5.1
Beinlagerungsformkeil.....	2.2	Haftbandfixierung.....
Mammalagerungskeil	2.3	5.2
Bauchbrett.....	2.4	Haken- und Flauschband.....
Echocardiographiekeil.....	2.5	5.2
Hand-Armauflage-Kissen nach Wienerl.....	2.5	Befestigungsband
Rektoskopie-Halbrolle.....	2.5	5.2
		Back to Back.....
		5.3
		Halskrawatte
		5.3
		Sicherheitsgurt für Krankentragen.....
		5.3
		Patiententragegurt.....
		5.3
		Rollstuhlsicherheitsgurt
		5.4
		Hand- und Fußgelenkfixierung
		5.4
		Hand -und Beinfixierung für Kleinkinder.....
		5.4
		Arm- und Beinfixierungsgurt.....
		5.5
		OP-Gurte
		5.5
3. Schienen und Polsterzubehör 3.1		
Beinhochlagerungsschienen.....	3.2	6. Dekubitusprophylaxe & Therapie 6.1
Beinlagerungsschienen	3.3 bis 3.5	Biflex-Sitzkissen
Fix-Verbandschiene	3.6	6.2
Fix-Unfallbeinschiene	3.6	Körperlagerungsring.....
Einmalpolster für Beinschienen.....	3.7	6.2
Schaumstoffrolle.....	3.7	Comfortkeilkissen.....
Grundpolster für Krappschiene.....	3.7	6.2
		Anti-Dekubitus-Kissen.....
		6.3
		Anti-Dekubitusfell und Fellschoner
		für Ellenbogen und Ferse
		6.3
4. Röntgen- und OP-Lagerung 4.1		
Röntgensortiment	4.2	7. Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege 7.1
Röntgenkopfteile	4.2	7.1
Röntgenlagerungs-Ergänzungsartikel.....	4.3	Seitenschläferkissen/Lagerungsrolle.....
Röntgentischauflage.....	4.3	7.2
Kopflagerungsring	4.4	Knielagerungskissen
Kopflagerungskissen.....	4.4	7.2
Intubationskissen.....	4.4	Halbmondkissen
		7.3
		U-Form-Lagerungskissen
		7.3

Kissen mit loser Füllung.....	7.4
Hirsekissen	7.4
Gewichts-, Reismehl- und Sandsack.....	7.5
Bettseitengitterpolster/Bettseitenpolster.....	7.6
Rückenstützkeil mit Weichschicht	7.7
Rückenstützkeil mit Lasche.....	7.7
Spreizkeil mit/ohne Haftbandfixierung	7.7
Fußstützen	7.8
Hodenkissen	7.8
Wärmestiefel	7.8
Fersennstütze/-kissen.....	7.9
Sitzerhöhungen	7.10
Nachtstuhlpolster.....	7.10
Arthrodesekissen	7.11

8. Rund ums Baby

8.1

Wickelmulde.....	8.2
Wickeltischauflagen.....	8.2-8.3
Entbindungskeil.....	8.3
Säuglingslagerungshilfe für Hüftsonographie	8.4
Kinderbettmatratze	8.4
Seitenlagerungshilfe für Säuglinge	8.5
Stillkissen	8.5

9. Plattenwaren

9.1

Anti-Dekubitus-Kaltschaum-Noppen-Platte	9.2
Anti-Dekubitus-Noppenschäumplatte	9.2
Biflex-Schaumstoffplatte.....	9.2
Schaumstoffplatten	9.3
Neopolenplatte	9.3

10. Physiotherapie, Reha und Massage

10.1

Rolle für Knie und Nacken	10.2
Gymnastikrolle.....	10.2
Halbrolle / Hartschaumhalbrolle	10.3
Delordosierungs-Halbrolle	10.3
Stufenbettwürfel - verstellbar	10.4
Beinhochlagerungswürfel „Swing“	10.4
Sitzwürfel zur Bandscheibenentlastung	10.5
Stufenbettwürfel - nicht verstellbar	10.5
Schulter-Arm-Hochlagerungskeil.....	10.6
Keilkissen mit Mulde	10.6
Knochenkissen.....	10.6
Bifoam-Kissen für die Bauchlage	10.7

Handtrainer / Ball als Handtrainer.....	10.7
Gymnastikmatte, Turnmatte	10.8
Lordosekissen (Lendenkissen)	10.9
Sitzkeil.....	10.9
Autositzkeil.....	10.9

11. Schlafen und Wohlfühlen

11.1

Seitenschläferkissen / Lagerungsrolle	11.2
Bauchschläferkissen	11.2
Orthopädisches Kopfkissen	11.3
Nackenhörnchen	11.4
Anti-Kopfschmerzkissen	11.4
Venenkissen	11.4
Dinkelspelzkissen	11.5
Kirschkernelkissen	11.5

12. Matratzen und Auflagen

12.1

Pflegebettmatratze.....	12.2
Wendematratze.....	12.2
BISANZ - Hochwertige Pflegebettmatratze	12.3
Matratzen-Auflage.....	12.3
Orthopädische Matratzen - Kaltschaum.....	12.4
Orthopädische Matratzen - viscoelastisch.....	12.4
7-Zonen-Matratze aus Wabenkaltschaum	12.5
Kinderbettmatratze	12.5

13. Stoffe am laufendem Meter

13.1

Kunstleder	13.2
PU-Bezugsmaterial.....	13.2
Stoffe	13.3

14. Preisliste

14.1

1. Lagerung allgemein

Schaumstoffkissen	1.2
Nackenkissen	1.2
Kopfkeil.....	1.3
Lagerungskeil.....	1.3
Gipsstütze	1.3
Injektions- und Infusionskissen	1.4
Krankentrageauflage.....	1.5
Fußauflagematte/Divanauflage	1.5
Armlagerungskeil	1.6
Beinlagerungskeile	1.6
Schiefe Ebene	1.6
Beinhochlagerungskeile	1.7
Kopfkissen	1.7





1.2 Lagerung allgemein

Schaumstoffkissen



Anwendungsgebiet:
Zur universellen Lagerung bei Untersuchungen und auch zur Erhöhung von Schienen

Material:
Mittelfester Schaumstoff

Bezug:
PVC creme oder grau, geschweißt (bis 7 cm Höhe), auch in KL-Bezug möglich

- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300003	30 x 20 x 2 cm
300004	40 x 20 x 2 cm
300010	25 x 15 x 3 cm
300011	25 x 20 x 3 cm
300017	40 x 20 x 3 cm
300025	25 x 20 x 4 cm
300026	30 x 20 x 4 cm

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300043	20 x 20 x 5 cm
300045	25 x 20 x 5 cm
300046	30 x 20 x 5 cm
300050	40 x 25 x 5 cm
300051	40 x 30 x 5 cm
300075	30 x 20 x 7 cm
300076	40 x 20 x 7 cm
300079	40 x 30 x 7 cm

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300088	30 x 25 x 8 cm
300089	40 x 20 x 8 cm
300095	50 x 30 x 9 cm
300099	25 x 25 x 10 cm
300103	40 x 30 x 10 cm
300108	50 x 40 x 10 cm
300120	50 x 30 x 15 cm

Nackenkissen

Anwendungsgebiet:
Zur stützenden Lagerung des Nackens

Material:
Weicher Schaumstoff

- Bezug:**
- PVC creme oder grau, geschweißt
 - KL-weiß geschweißt, farbig genäht nach Farbkarte, ohne Reißverschluss
 - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
* 730001	40 x 18 x 10 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in PVC creme und KL weiß zurück genommen werden	



1.3 Lagerung allgemein

Kopfkeil

Anwendungsgebiet:

Zur Kopflagerung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, z.B. bei starker BWS-Kyphose

Material:

Mittelfester Schaumstoff


Bezug:

- PVC creme oder grau
- KL weiß geschweißt, farbig genäht nach Farbkarte, ohne Reißverschluss
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1341102	37 x 37 x 10 cm
*1341101	40 x 50 x 10 cm
*1341106	40 x 90 x 10 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in PVC creme und in KL weiß zurück genommen werden	



Lagerungskeil



Anwendungsgebiet:

Unterschiedliche Anwendungsbereiche, z.B. bei Physiotherapie und Rehabilitation

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL weiß geschweißt nur bei 10 cm Höhe möglich, KL farbig genäht nach Farbkarte, ab 15 cm Höhe Fertigung mit Reißverschluss
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343001	40 x 30 x 10 cm
1343005	40 x 40 x 15 cm
1343008	50 x 40 x 15 cm
1343009	50 x 50 x 15 cm
1343012	30 x 50 x 20 cm, 30° Lagerung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343013	40 x 50 x 20 cm
1343014	50 x 35 x 20 cm
1343016	60 x 40 x 20 cm
1343018	60 x 50 x 20 cm
1343020	40 x 90 x 20 cm
1343025	40 x 50 x 25 cm, 30° Lagerung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343039	50 x 45 x 30 cm, 30° Lagerung
1343042	70 x 60 x 30 cm
1343044	60 x 50 x 35 cm, 30° Lagerung
1343045	70 x 60 x 40 cm, 30° Lagerung

Gipsstütze

Anwendungsgebiet:

Zur Beinauflage beim Anlegen von Gipsverbänden, bei der abgeschrägten Gipsstütze wird das Arbeiten am Unterschenkel erleichtert

Material:

Hartschaumstoff, wenig elastisch, kaum nachgebend

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

Gipsstütze abgeschrägt

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
760002	30 x 20 x 20 cm

Gipsstütze gerade

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
760001	30 x 20 x 20 cm



1.4 Lagerung allgemein

Infusionskissen mit/ohne Armfixierung



Anwendungsgebiet:
Für Infusionen, Transfusionen im OP- oder Notfallbereich

Material:
Mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

- Bezug:**
- PVC creme oder grau, wasserdicht geschweißt
 - KL-weiß geschweißt, farbig genäht nach Farbkarte, mit Reißverschluss
 - PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Infusionskissen mit Armfixierung	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1341402	60 x 15 x 10/5 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden	

Infusionskissen ohne Armfixierung	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1341401	60 x 15 x 10/5 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden	

Injektionskissen mit/ohne Armfixierung



Anwendungsgebiet:
Für Injektionen oder Blutentnahmen in der Arztpraxis

Material:
Mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

- Bezug:**
- PVC creme oder grau, wasserdicht geschweißt
 - KL-weiß geschweißt, farbig genäht nach Farbkarte, mit Reißverschluss
 - PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Mit Werbeaufdruck Ihrer Wahl möglich, Mindestabnahme 500 Stk.

Injektionskissen mit Armfixierung	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341303	30 x 15 x 10/5 cm
1341304	45 x 15 x 10/5 cm

Injektionskissen ohne Armfixierung	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1341301	30 x 15 x 10/5 cm
*1341302	45 x 15 x 10/5 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in PVC creme und in KL weiß zurück genommen werden	

1.5 Lagerung allgemein

Krankentrageauflage



Anwendungsgebiet:

Für Krankentragen und Untersuchungsliegen

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte, mit Entlüftungsösen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341502	180 x 50 x 4 cm
1341504	200 x 50 x 4 cm
1341518	180 x 50 x 5 cm

Fußauflagematte/Diwanauflage



Anwendungsgebiet:

Schutzauflage für den Fußbereich, z.B. für Untersuchungsliegen

Material:

KL in den Farbkombinationen schwarz/grau oder weiß/grau

Art.-Nr.	Maße (L x B)
1342000	38 x 58 cm schwarz/grau
1342000-0	38 x 58 cm weiß/grau

Mit Werbeaufdruck Ihrer Wahl möglich, Mindestabnahme 500 Stk.

1.6 Lagerung allgemein

Armlagerungskeil (nach Magnus)

Anwendungsgebiet:
Zur Armhochlagerung, speziell im Krankenbett bei hochgestelltem Kopfteil

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340000	53 x 22 x 30 cm (Auflagefläche)

Material:
Mittelfester Schaumstoff

- Bezug:**
- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
 - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte




Beinlagerungskeil (nach Magnus)

Anwendungsgebiet:
Zur Beinlagerung mit angewinkeltem Kniegelenk (90°)

Beinlagerungskeil – einfach	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1340001	45 x 22 x 23cm (Schenkellänge 30 u. 35 cm)
*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden	

- Material:**
Mittelfester Schaumstoff
- Bezug:**
- KL weiß oder nach Farbkarte
 - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



Beinlagerungskeil – doppelt	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340002	45 x 44 x 23cm (Schenkellänge 30 u. 35 cm)


Schiefe Ebene

Anwendungsgebiet:
Vorwiegend zur gestreckten Hochlagerung des Arms

Schiefe Ebene – einfach	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1340302	60 x 22 x 20 cm
1340301	80 x 22 x 25 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden	

Material:
Mittelfester Schaumstoff

- Bezug:**
- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
 - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



Schiefe Ebene – doppelt	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340402	60 x 44 x 20 cm
1340401	80 x 44 x 25 cm

1.7 Lagerung allgemein

Kopfkissen

Anwendungsgebiet:
Kopflagerung

Material:
Weicher Schaumstoff

Bezug:

- KL weiß geschweißt oder KL farbig genäht ohne RV

Tr zusätzlich bestellbar
(siehe Preisliste)

Art.-Nr.	Maße (L x B)
*640201	35 x 40 cm
*640202	40 x 40 cm
*640203	40 x 60 cm

*gebräuchlichstes Maß,
kann in KL weiß zurück
genommen werden



Beinhochlagerungskeil - einfach

Anwendungsgebiet:

Zur Beinhochlagerung sowie Ruhigstellung, speziell für Streckenverbände und Extensionen (siehe auch Gewichtssäcke Seite 7.5), zur schrittweisen Reduzierung der Stufenlagerung

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1340102	60 x 22 x 18 cm
*1340101	72 x 22 x 20 cm

*gebräuchlichstes Maß,
kann in KL weiß zurück
genommen werden



Beinhochlagerungskeil - doppelt

Anwendungsgebiet:

Zur Beinhochlagerung sowie Ruhigstellung, speziell für Streckenverbände und Extensionen (siehe auch Gewichtssäcke Seite 7.11), zur schrittweisen Reduzierung der Stufenlagerung

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340202	60 x 44 x 18 cm
*1340201	72 x 44 x 20 cm
1340203	72 x 44 x 35 cm


*gebräuchlichstes Maß,
kann in KL weiß zurück
genommen werden



2. Diagnostik


Säuglingslagerungshilfe für Hüftsonographie	2.2
Beinlagerungsformkeil	2.2
Mammalagerungskeil	2.3
Bauchbrett.....	2.4
Echocardiographiekeil.....	2.5
Hand-Armauflage-Kissen nach Wienerl.....	2.5
Rektoskopie-Halbrolle.....	2.5





2.2 Diagnostik

Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie



Anwendungsgebiet:

Zur Lagerung von Säuglingen bei Sonographie, einzelne Teile variabel durch vorhandenes Haftband verstellbar

Material:


Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte
- KL weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße je L:40 x B:70 cm (Außenmaße der Grundplatte)
1341801PU	mit PU-Beschichtung
1341801-1 PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht
1341802KL	mit KL-Bezug

Beinlagerungsformkeil



Anwendungsgebiet:

Zur unterstützenden Lagerung der Beine, z.B. bei der Strahlentherapie

Material:


Fester Schaumstoff mit Beinführungen

Bezug:

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342020	41 x 41 x 16/14 cm

Mammalagerungskeil



Anwendungsgebiet:

Zur optimalen Lagerung des Patienten bei der Strahlentherapie für einen höheren Liegekomfort

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich

Art.-Nr.

1342010

Maße (L x B x H)

56 x 52 x 22 cm

2.4 Diagnostik

Bauchbrett

Anwendungsgebiet:

Zur Lagerung des Patienten in der Bauchlage, z.B. bei der Strahlentherapie

Material:

Sehr fester Schaum, Ausschnitt für Bauchfreilage, zweiteiliges Bauchbrett - Einzelteile fixierbar durch vorhandene Klett- und Flauschverbindung (s. Abb.), Vorteile zweier Teile: leichtere Handhabung und Unterbringung

Bezug:

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich



Bauchbrett – einteilig

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342030	180 x 46 x 11 cm Bauchausschnitt 40 x 40 cm, nach unten schräg auslaufend (Lieferung ohne Verkleinerungsrahmen)

Bauchbrett – zweiteilig

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342030	180 x 46 x 11 cm (2 Teile je 90 x 46 x 11 cm), Bauchausschnitt 40 x 40 cm, nach unten schräg auslaufend (Lieferung ohne Verkleinerungsrahmen)

Verkleinerungsrahmen

Anwendungsgebiet:

Zur Verkleinerung des Bauchbrettausschnittes

Material:

Fester Schaumstoff

Bezug:

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich



Verkleinerungsrahmen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342032	35 x 35 x 7,5 cm Bauchausschnitt 20 x 20 cm

Echokardiographiekeil

Anwendungsgebiet:

Bei Spezialuntersuchungen, mit Ausschnitt für den Schallkopf

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343200	75 x 75 x 30 cm



Hand-Armauflage-Kissen nach Wienerl



Anwendungsgebiet:

Für arterielle Punktion nach Wienerl mit Haken- und Flauschverbindung (abnehmbar)

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL schwarz oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341403	31 x 15 x 15 cm

Rektoskopie-Halbrolle

Anwendungsgebiet:

Zur Verwendung bei rektalen Untersuchungen

Material:

Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342001	50 x 40 x 35 cm



3. Schienen und Polsterzubehör

Beinhochlagerungsschienen	3.2
Beinlagerungsschienen	3.3 bis 3.5
Fix-Verbandschiene	3.6
Fix-Unfallbeinschiene	3.6
Einmalpolster für Beinschienen	3.7
Schaumstoffrolle	3.7
Grundpolster für Krappschiene	3.7






3.2 Schienen und Polsterzubehör

Beinhochlagerungsschiene „1“ Nach Art der „Braun’schen“ und „Schulze“-Schiene

Anwendungsgebiet:
Zur Ruhigstellung und Beinhochlagerung nach Operationen, Fraktionen, bei Venenentzündungen und Thrombose, gepolstertes Fußbrett (Kunststoff) mindert Gefahr der Spitzfußbildung, 30° Lagerung

Material:
Mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

- Bezug:**
- ohne Bezug
 - Tr-Bezug weiß
 - KL weiß oder nach Farbkarte
 - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



ohne Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720001	60 cm (Kinder) B 20 cm
720000	80 cm (Erw.) B 25 cm

mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720101	60 cm (Kinder)
720100	80 cm (Erw.)

mit PU-Beschichtung	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720001-1	60 cm (Kinder)
720000-1	80 cm (Erw.)

Separate Bezüge:

Tr-Bezug mit Bändchen	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720003	60 cm (Kinder)
720002	80 cm (Erw.)

KL-Bezug mit Haken- und Flauchband	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720005	60 cm (Kinder)
720004	80 cm (Erw.)

Beinhochlagerungsschiene mit erhöhter Seitenführung

Anwendungsgebiet:
Zur Ruhigstellung und Stabilisierung nach Operationen, bei Venenentzündungen oder Frakturen, Fersenaushöhlung dient zur Entlastung der Ferse, gepolstertes Fußbrett mindert Gefahr der Spitzfußbildung

Material:
Mittelfester Schaumstoff, Fußplatte aus festem Schaumstoff

- Bezug:**
- ohne Bezug
 - KL weiß oder nach Farbkarte
 - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
 - PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (Beinlänge, Breite)
720300	80 cm, 25 cm, ohne Bezug
720300KL	80 cm, 25 cm mit KL-Bezug
720301	80 cm, 25 cm, PU
720302	80 cm, 25 cm, PUD



3.3 Schienen und Polsterzubehör

Beinlagerungsschiene „2“ Nach Art der „Volkmann“-„Schweizer“- und „Kehl’schen“-Schiene

Anwendungsgebiet:


Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, bei Entzündungen und Frakturen, gepolstertes Fußbrett (Kunststoff) mindert Gefahr der Spitzfußbildung, Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen

Material:

Mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

Bezug:

- ohne Bezug
- Tr-Bezug weiß
- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



ohne Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710001	55 cm (Kinder) B 23 cm
710000	75 cm (Erw.) B 30 cm

mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710101	55 cm (Kinder)
710100	75 cm (Erw.)

mit PU-Beschichtung, perforiert	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710001-1	55 cm (Kinder)
710000-1	75 cm (Erw.)

Separate Bezüge:

Tr-Bezug mit Bändchen	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710003	55 cm (Kinder)
710002	75 cm (Erw.)

KL-Bezug mit Haken- und Flauschband	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710005	55 cm (Kinder)
710004	75 cm (Erw.)

Beinlagerungsschiene „3“

Anwendungsgebiet:

Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, bei Entzündungen und Frakturen, gepolstertes Fußbrett (Schaumstoff) mindert Gefahr der Spitzfußbildung, Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen

Material:

Mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Schaumstoff


Bezug:

- ohne Bezug
- Tr-Bezug weiß
- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

ohne Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
711000	75 x 25 cm (Erw.)

mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
711100	75 x 25 cm (Erw.)

mit PU-Beschichtung	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
711000-1	75 x 25 cm (Erw.)



Separate Bezüge:

KL-Bezug mit Haken- und Flauschband	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
711004	75 x 25 cm (Erw.)

Tr-Bezug mit Bändchen	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
711002	75 x 25 cm (Erw.)

3.4 Schienen und Polsterzubehör

Beinlagerungsschiene „2“ ohne gepolstertes Fußbrett

Anwendungsgebiet:
Besonders geeignet bei Oberschenkelhalsbrüchen zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung

Material:
Mittelfester Schaumstoff

- Bezug:**
- ohne Bezug
 - KL-Bezug weiß oder nach Farbkarte
 - Tr-Bezug weiß
 - PU-Beschichtung möglich



perforiert, ohne gepolstertes Fußbrett, ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
710006	75 x 30 cm (Erw.)
710007	55 x 23 cm (Kinder)

perforiert, ohne gepolstertes Fußbrett, mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
710120	75 x 30 cm (Erw.)
710121	55 x 23 cm (Kinder)

Separater Bezug:

Tr-Bezug


Art.-Nr.	Maße (L x B)
710008	75 x 30 cm (Erw.)
710009	55 x 23 cm (Kinder)

Beinlagerungsschiene „3“ ohne gepolstertes Fußbrett

Anwendungsgebiet:
Besonders geeignet bei Oberschenkelhalsbrüchen zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung

Material:
Mittelfester Schaumstoff

- Bezug:**
- ohne Bezug
 - KL-Bezug weiß oder nach Farbkarte
 - Tr-Bezug weiß
 - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



ohne gepolstertes Fußbrett, ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
711006	75 x 25 cm (Erw.)

ohne gepolstertes Fußbrett, mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
711120	75 x 25 cm (Erw.)

ohne gepolstertes Fußbrett, mit PU

Art.-Nr.	Maße (L x B)
711006-1	75 x 25 cm (Erw.)

Separater Bezug:

Tr-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
711008	75 x 25 cm (Erw.)

3.5 Schienen und Polsterzubehör

Beinunterschenkelschiene mit Fersenausschnitt



Anwendungsgebiet:

Fixe Unterschenkellagerung mit Freilagerung der Ferse zur Vorbeugung von Dekubitus

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
710400	50 x 20 x 11/3 cm PU
710401	50 x 20 x 11/3 cm PUD

Beinlagerungsschiene mit Fersenausschnitt

Anwendungsgebiet:

Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, bei Entzündungen und Frakturen, Schiene mit Freilagerung der Ferse und des Fußballens, Fußplatte (Schaumstoff) mindert Gefahr der Spitzfußbildung

Material:

Mittelfester Schaumstoff, Fußplatte aus festem Schaumstoff

Bezug:

- ohne Bezug
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (Beinlänge, Breite)
710300	75 cm, 25 cm, ohne Bezug, Ausschnitt-Breite ca. 7,5 cm
710301	75 cm, 25 cm, PU, Ausschnitt-Breite ca. 7,5 cm
710302	75 cm, 25 cm, PUD, Ausschnitt-Breite ca. 7,5 cm



3.6 Schienen und Polsterzubehör

Fix-Verbandschiene



Anwendungsgebiet:

Zum Ruhigstellen und Fixieren der Gliedmaßen nach Unfällen, nach Operationen, bei Entzündungen

Material:

Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Aluminiumflachdrähten, Fix-Verbandschiene ist gepolstert, biegsam, röntgenfähig und abwaschbar, ab 7cm Breite mit Öse

Bezug:

- Polyethylen-Folie, geschweißt
- Ohne Bezug und ohne Öse - diese Ausführung verhindert durch Luftdurchlässigkeit eine übermäßige Transpiration (s. Preisliste)

mit PE-Folie, ohne Öse	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
2470001	15 x 3 cm
2470002	20 x 3 cm
2470003	25 x 3 cm
2470006	15 x 5 cm
2470007	20 x 5 cm
2470008	20 x 5 cm
2470009	30 x 5 cm
2470010	40 x 5 cm
2470011	50 x 5 cm

mit PE-Folie, mit Öse	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
2470013	30 x 7 cm
2470014	40 x 7 cm
2470015	50 x 7 cm
2470016	60 x 7 cm
2470019	30 x 9 cm
2470020	40 x 9 cm
2470021	50 x 9 cm
2470022	60 x 9 cm
2470023	70 x 9 cm

2470027	40 x 11 cm
2470028	50 x 11 cm
2470029	60 x 11 cm
2470030	70 x 11 cm

Fix-Unfallbeinschiene



Anwendungsgebiet:

Zur Ruhigstellung der Beine bei Unfällen, die Unter- bzw. Oberschenkelschiene ist rechts und links verwendbar

Material:

Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Alu-Flachdrähten, die Fix-Unfallbeinschiene hat einen Haftbandverschluss, ist weich gepolstert, biegefähig, abwaschbar und röntgenfähig

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte

Unterschenkelschiene	
Art.-Nr.	Maße (L)
2480003	60 cm

Oberschenkelschiene	
Art.-Nr.	Maße (L)
2480004	80 cm

3.7 Schienen und Polsterzubehör

Einmalpolster für Beinschienen

Anwendungsgebiet:

Polstermaterial für Beinschienen zur einmaligen Verwendung

Material:

Mittelfester Schaumstoff mit Haftstreifen zur Befestigung, sowie 3 Zusatzpolstern zur Verstärkung unter der Ferse, in der Kniekehle und am körpernahen Schienenende

Bezug:

- Ohne Bezug

Für Braunsche-Schiene Gr. 1+2, ausziehbare Gr.1, Kirschner und Böhler-Schiene Gr. 1-3 (5er Pack)

Art.-Nr.	Maße
2500001	B-1



Schaumstoffrolle

Anwendungsgebiet:

Polstermaterial für Gipsverbände und Verbandschienen, zum Polstern von Cramerschienen in Streifen mit Stärke 1,5 cm, Befestigung des Schaums mit schmalen Pflasterstreifen möglich

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße
490011	9 x 1,5 cm (5 m Länge)
490009	11 x 1 cm (5 m Länge)
490012	11 x 1,5 cm (5 m Länge)



Grundpolster für Krappschiene

Anwendungsgebiet:

Als Polster für Lagerungsschiene (Krappschiene)

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- Tr, waschbar bis 60°C, trocknergeeignet

Art.-Nr.	Maße
2490000	92 x 28/19 x 2 cm



Auf Anfrage auch mit KL-Bezug genäht möglich.

4. Röntgen- und OP-Lagerung

Röntgensortiment	4.2
Röntgenkopfteile	4.2
Röntgenlagerungs-Ergänzungsartikel.....	4.3
Röntgentischauflage	4.3
Kopflagerungsring	4.4
Kopflagerungskissen	4.4
Intubationskissen	4.4
Röntgenkopfteil, Rechts-/Linkslage	4.5
Kopfkissen für die Bauchlage	4.5
Armpolsterhülsen	4.5
OP-Lagerungspolster für die Bauchlage	4.6
Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen	4.7
Kopfkissen für die Bauchlage, verstellb.	4.7
Thoraxkissen nach Roßmann	4.8
Beckenkissen nach Roßmann	4.8
Ulnariskissen nach Roßmann	4.9
Halbrolle für die Fußlagerung	4.9
OP-Tischauflage	4.9
Beinlagerungstunnel	4.10
Seitenlagerungskeil mit Schulter-Arm-Mulde	4.10
Bifoam-Kissen für die Bauchlage	4.11
Anästhesiekissen	4.11





4.2 Röntgen- und OP-Lagerung

Röntgensortiment



Anwendungsgebiet:
Im Röntgenbereich zum Fixieren des Patienten, die unterschiedlichen Formen und Größen des Sortiments gewährleisten eine optimale Lagerung

Material:
Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

- Bezug:**
- Ohne Bezug
 - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	9-teilig
680000	1 x Nr. 1, 2 x Nr.2 2 x Nr. 3, 2 x Nr.4 1 x Nr. 5, 1 x Nr.6

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße
680003	Nr.1, Großer Dachkeil	36 x 24 x 11 cm
680017	wie 1 Großer Dachkeil	54 x 24 x 12 cm
680004	Nr.2, Mittlerer Dachkeil	18 x 24 x 11 cm
680005	Nr.3, Kleiner Dachkeil	18 x 10 x 5 cm
680006	Nr.4, Schrägkeil	24 x 18 x 6 cm
680007	Nr.5, Rechteck	24 x 18 x 3 cm
680008	Nr.6, Rechteck	24 x 18 x 5 cm

Röntgenkopfteile

Anwendungsgebiet:
Im Röntgenbereich zum Fixieren des Kopfes in verschiedenen Lagen

Material:
Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

- Bezug:**
- Ohne Bezug
 - Nr. 9 auch in KL-weiß oder nach Farbkarte genäht, Röntgenfähigkeit kann nicht garantiert werden
 - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte




Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße (L x B x H)
680011	Nr. 9, a.p. für Rückenlage	25 x 25 x 10 cm
680011-1	Nr. 9 für Rückenlage für Kinder	22 x 22 x 7 cm
680012	Nr.10, p.a. für Bauchlage	23 x 25 x 10 cm
680013	Nr. 11 für Seitenlage rechts keine Abb.	28 x 30 x 10 cm
680014	Nr.12, für Seitenlage links	28 x 30 x 10 cm
680018	Kopfring	außen Ø 18 cm, innen Ø 10 cm, H: 4 cm

4.3 Röntgen- und OP-Lagerung

Röntgenlagerungs-Ergänzungsartikel

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße
680009	Nr. 7, Scheibe mit Loch	Ø 18/5 x 4 cm
680010	Nr. 8, Rolle	25 x Ø 10 cm
680004-1	Nr.13, Dreieck ungleichschenkelig, Schenkellänge	60 x 30 x 15 cm 24/19,5 cm
680006-1	Nr.14, Schrägkeil	28 x 18 x 8 cm
680006-2	Nr.15, Schrägkeil	28 x 18 x 10 cm
680006-3	Nr.16, Schrägkeil	24 x 36 x 6 cm
680007-1	Nr.17, Rechteck	36 x 24 x 3 cm
680008-1	Nr.18, Rechteck	36 x 24 x 5 cm
680009-1	Nr.19, Rundplatte	Ø 15 cm, H: 4 cm
680009-2	wie Nr.19, Rundplatte	Ø 22 cm, H: 5 cm
680020PU	Nr.20, Nackenunterlage	50 x 32 x 18 cm
680021PU	Nr.21, Körperstütze	40 x 30 x 18 cm
680022PU	Nr.22, Halbrolle	18 x 15 x 7,5 cm
680023PU	Nr.23, Halbrolle	36 x 15 x 7,5 cm
680024PU	Nr.24, Halbrolle	18 x 22 x 11 cm
680025PU	Nr.25, Halbrolle	36 x 22 x 11 cm



Hinweis: Bei Röntgenteilen oder Auflagen, die mit KL-Bezug oder in PUD-Beschichtung/dicht gewünscht werden, übernehmen wir keine Garantie der Strahlendurchlässigkeit!

Röntgentischauflage

Anwendungsgebiet:

Röntgenbereich

Material:

Fester Schaumstoff, mit Mittelstrich

Bezug:

- PVC transparent, geschweißt, mit Kunststofflüftungsösen schwarz (auch in PVC creme oder grau erhältlich)

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
690003	140 x 60 x 1,5 cm
690005	180 x 60 x 1,5 cm
690006	200 x 60 x 1,5 cm
690007	220 x 60 x 1,5 cm
690013	180 x 60 x 3 cm
690014	200 x 60 x 3 cm
690015	220 x 60 x 3 cm



Hinweis: Auch andere allgemeine Lagerungsprodukte aus unserem Gesamtkatalog sind für den OP-Bereich geeignet.

4.4 Röntgen- und OP-Lagerung

Kopflagerungsring

Anwendungsgebiet:
Zur freien Lagerung des Hinterkopfes, überwiegend im OP-Bereich durch die hochwertige PUD-Beschichtung

Material:
Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Außen- und Innenflächen rund	
Art.-Nr.	Maße
680019PU	Ø 20/10 cm, H: 5 cm (Erw.)
680019PUD	Ø 20/10 cm, H: 5 cm (Erw.)
680019-1PU	Ø 15/8 cm, H: 3,5 cm (Kinder)
680019-1PUD	Ø 15/8 cm, H: 3,5 cm (Kinder)



Kopflagerungskissen, flach

Anwendungsgebiet:
OP-Bereich, Röntgen, Physiotherapie, Massage

Material:
Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640800	22 x 22 x 5 cm



Intubationskissen

Anwendungsgebiet:
Zur Kopflagerung in Bauchlage mit Augen- und Nasenausschnitt und Einkerbung auf der Unterseite des Kissens zur Tubusschlauchlegung im OP-Bereich

Material:
Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

mit PU-Beschichtung	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999001-PU	24 x 25 x 12 cm

mit PUD-Beschichtung/dicht	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999001-PUD	24 x 25 x 12 cm



4.5 Röntgen- und OP-Lagerung

Röntgenkopfteil für Rechts- und Linkslage

Anwendungsgebiet:


Zur hochkomfortablen Lagerung des Kopfes im Röntgen- und OP-Bereich durch Ausmoldungen rechts und links sowie der abgerundeten Kinnpartie zur Minimierung von Druckstellen (auch für Rückenlagerung zum freien Lagern der Ohren geeignet)

Material:

Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

Bezug:

- ohne Bezug
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte (Strahlendurchlässigkeit kann nicht garantiert werden)



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
680016	25 x 25 x 10 cm, ohne Bezug
680016PU	25 x 25 x 10 cm
680016PUD	25 x 25 x 10 cm

Kopfkissen für Bauchlage

Anwendungsgebiet:

Zur Kopflagerung in Bauchlage z. B. im OP-Bereich, Kopfkissen mit Stirnaushöhlung und Nasenausschnitt

Material:

PU-Kaltschaum weich

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640300	36 x 25 x 10 cm

Armpolsterhülse mit/ohne Haftbandverschluss



ohne Haftbandverschluss		
Art.-Nr.	Maße (L)	Ø innen
550002	20 cm	9 cm für Kinder
550001	25 cm	11 cm für Erwachsene
550003	45 cm	konisch , für Erwachsene



mit Haftbandverschluss		
Art.-Nr.	Maße (L)	
540002	20 cm	für Kinder
540001	25 cm	für Erwachsene
540003	45 cm	konisch

Anwendungsgebiet:

Zur Vermeidung von Druckläsionen bei Operationen (Radialis- und Ulnarisschäden), die Ausführung mit Haftbandverschluss ermöglicht ein leichtes Anlegen und Abnehmen auch bei festgeschalltem Arm

Material:

Fester Schaumstoff

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte

Hinweis: Auch andere allgemeine Lagerungsprodukte aus unserem Gesamtkatalog sind für den OP-Bereich geeignet.

4.6 Röntgen- und OP-Lagerung

OP-Polster für Operationen in der Bauchlage

Anwendungsgebiet:

Körperlagerungspolster für Operationen in der Bauchlage für eine stabile, physiologische Lagerung, bestehend aus den speziellen Kopflagerungen, dem Thorax- und Beckenkissen, der Halbröhle sowie dem Ulnarissen. Becken- sowie Thoraxkissen sind als zusätzliche Variante mit einer Visco-Auflage und abgerundeten Kanten erhältlich. Dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert. Die Kombination von Thorax- und Beckenkissen ermöglicht eine der Körpergröße angepasste optimale Lagerung, bei der die Bauchatmung gewährleistet wird.

Unser OP-Polsterset ist unter anderem auch sehr gut geeignet im Bereich der Physiotherapie, Massage und dem Transport in Bauchlage.

Als zusätzliche Entlastung der Kniescheiben empfehlen wir unser abgerundetes Fersenkissen (Seite 7.3 Art.: 590002) als Kniekissen zu verwenden.



Die einzelne Produkte finden Sie auf den folgenden Seiten.



4.7 Röntgen- und OP-Lagerung

Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen für die Bauchlage, nach Kleemann

Anwendungsgebiet:

Zur Kopflagerung in Bauchlage, Augen, Mund und Nase liegen frei, Tubus kann zu beiden Seiten ausgeleitet werden

Material:

Weichauflage für Kinn- und Stirnbereich; Grundelement fester Schaumstoff

Bezug:

- PU-Beschichtung (völlig strahlendurchlässig), schwarz oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht schwarz oder nach Farbkarte

Für Kinder auf Anfrage möglich.

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999003PU	23 x 15 x 12 cm
999003PUD	23 x 15 x 12 cm



Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar, nach Roßmann

Anwendungsgebiet:

Spezielles Kopfkissen für die Bauchlage, individuelle Anpassung an die Kopfgröße durch Klettverbindungen möglich, Auflagefläche des Kopfes lediglich im Stirn- und Kinnbereich, Auge, Nase und Mund liegen frei, leichte Kontrollierbarkeit durch seitliche Aussparungen, Tubus beidseitig ausleitbar

Material:

Grundplatte: Sehr fester Schaumstoff, Kopfführung: Mittelfester Schaumstoff mit Visco-Einlage


Bezug:

- PU-Beschichtung schwarz oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht schwarz oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
800995	27 x 25 x 15 cm (Erw.) mit PU-Beschichtung
800995-1	27 x 25 x 15 cm (Erw.) mit PUD-Beschichtung/dicht

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
800990	23 x 21 x 12 cm (Kinder) mit PU-Beschichtung
800990-1	23 x 21 x 12 cm (Kinder) mit PUD-Beschichtung/dicht



Hinweis: Auch andere allgemeine Lagerungsprodukte aus unserem Gesamtkatalog sind für den OP-Bereich geeignet.

4.8 Röntgen- und OP-Lagerung

Thoraxkissen Typ: AB, nach Roßmann

Anwendungsgebiet:

Zur stabilen, physiologischen Lagerung durch eingearbeitete Mulde, Sicherstellung der Freilage des Plexus brachialis durch Schrägkanten im Achselbereich, freie Lagerung der Halswirbelsäule durch Ausschnitt im Halsbereich

Variante 1:

Material:

Fester Schaumstoff - ermüdungsfrei

Bezug:

- KL-Bezug mit Reißverschluss, schwarz oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung schwarz oder nach Farbkarte

Variante 2:

Material:

Fester Schaumstoff mit Visco-Auflage und abgerundeten Kanten, dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert

Bezug:

- PUD-Beschichtung/dicht schwarz oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H), für Erwachsene
	25 x 50 x 15 cm, Muldungstiefe ca. 6 cm Muldungsbreite ca. 32 cm
800997	KL-Bezug, schwarz
800997-1	PU-Beschichtung, schwarz
800997-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Art.-Nr.	Maße (L x B x H), für Kinder
	20 x 44 x 12 cm, Muldungstiefe ca. 5 cm Muldungsbreite ca. 25 cm
800991	KL-Bezug, schwarz
800991-1	PU-Beschichtung, schwarz
800991-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Beckenkissen Typ: AA, nach Roßmann

Anwendungsgebiet:

Zur stabilen und physiologischen Lagerung des Beckens mit Mulde und Abschrägung um unteren Bereich im 45° Winkel zur Entlastung der Leistenregion, Kontrolle/Entlastung des Genitalbereichs durch Aussparung

Variante 1 + 2 wie Thoraxkissen Typ: AB (vorangegangenes Produkt)



Art.-Nr.	Maße (L x B x H), für Erwachsene
	34 x 50 x 15 cm, Muldungstiefe ca. 6 cm Muldungsbreite ca. 32 cm
800998	KL-Bezug, schwarz
800998-1	PU-Beschichtung, schwarz
800998-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Art.-Nr.	Maße (L x B x H), für Kinder
	30 x 44 x 12 cm, Muldungstiefe ca. 5 cm Muldungsbreite ca. 25 cm
800992	KL-Bezug, schwarz
800992-1	PU-Beschichtung, schwarz
800992-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

4.9 Röntgen- und OP-Lagerung

Ulnariskissen (Armlagerungskissen) Typ: AD, nach Roßmann

Anwendungsgebiet:

Zur optimalen, intraoperativen Lagerung des Armes in Supinationsstellung, seitlich kein Abrutschen möglich, Freilage des N. ulnaris sowie Druckstellenminimierung durch Aussparung im Ellenbogenbereich

Material:

Fester Schaumstoff – ermüdungsfrei, an der Unterseite ist eine Kunststoffplatte eingearbeitet

Bezug:

- KL schwarz, an der Unterseite mit Reißverschluss und Klett- und Flauschband zur Befestigung angenäht oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
800999	45 x 11 x 7 cm Aushöhlungsbreite 9 cm, Aushöhlungstiefe 4 cm

Halbrolle für die Fußlagerung

Anwendungsgebiet:

Füße werden mit einem halbrunden Kissen so gelagert, dass die Zehenspitzen frei liegen, ohne überstreckt zu werden

Material:

Weicher Schaumstoff

Bezug:

- KL schwarz oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
800994	50 x 22 x 11 cm (Erw.)
800993	50 x 15 x 7,5 cm (Kinder)

OP-Tischauflage/Untersuchungsliegenauflage

Anwendungsgebiet:

Auflagen für OP-Tische, Untersuchungsliegen- und -stühle, z.B. Fa. Maquet, Blanco, Schmitz, UFSK, Trumpf usw.

Material:

Fester Schaumstoff

Bezug:

- KL schwarz oder nach Farbkarte ohne Entlüftungsösen
- PU-Bezug schwarz antistatisch ohne Entlüftungsösen



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341900	190 x 60 x 3 cm
1341901	190 x 60 x 5 cm

Hinweis: Auch andere allgemeine Lagerungsprodukte aus unserem Gesamtkatalog sind für den OP-Bereich geeignet.

4.10 Röntgen- und OP-Lagerung

Beinlagerungstunnel für die Seitenlage



Anwendungsgebiet:

Tunnel zum Schutz eines Beines bei verschiedenen Anwendungen und Operationen in Seitenlage z.B. Fettabsaugung

Material:

Formstabiler Schaumstoff mit Weichauflage

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	außen: 60 x 39 x 22 cm innen: 60 x 25 x 15 cm
801010	KL-Bezug
801011	PU-Beschichtung
801012	PUD-Beschichtung/dicht

Seitenlagerungskeil mit Schulter-Arm-Mulde

Anwendungsgebiet:


Zur Lagerung des Patienten in der Seitenlage, z.B. bei Operationen, deutliche Druckentlastung von Schulter und Oberarm, Schutz vor Nervenschädigung

Material:

Mittelfester Schaumstoff, die Auflagefläche ist mit einer visco-elastischen Weichschicht ausgestattet

Bezug:

- KL schwarz oder nach Farbkarte genäht mit Reißverschluss
- PU-Beschichtung schwarz oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht schwarz oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	70 x 50 x 16/2,5 cm
801000	KL-Bezug
801001	PU-Beschichtung
801002	PUD-Beschichtung/dicht

4.11 Röntgen- und OP-Lagerung

Bifoam-Kissen für die Bauchlage (patentiert)



Anwendungsgebiet:

Physiotherapie und Massage, Untersuchung und Therapie, Anti-Dekubitus-Prophylaxe und Therapie, OP's in Bauchlage, Freizeit, Fitness, Kosmetik, auch in Rückenlage hervorragend geeignet, Anästhesie

Material:

2-schichtiger Aufbau aus mittelfestem Schaum und PU-Kaltschaum, Schulterbereich wird unterstützt, seitliche Belüftung für einfache Atmung

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte genäht mit RV
- PU agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte
- Frottee natur

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640400	40 x 40 x 11 cm unterer Luftkanal: 10 x 4 cm

Anästhesiekissen

Anwendungsgebiet:


Zur Kopf- und Schulterlagerung im Anästhesiebereich mit Mulde im Kopfauflegebereich zur Fixierung des Kopfes und Abschrägung des Schulterbereiches zur bequemen Lagerung des Patienten

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte genäht mit RV
- PU-Bezug schwarz antistatisch genäht mit RV



mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
400200	Gesamt: 42 x 48 x 10 cm Kopfmulde: 18 x 10 x 4 cm Schenkel: 24 x 16 x 10 cm

mit PU-Bezug schwarz antistatisch

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
400201	Gesamt: 42 x 48 x 10 cm Kopfmulde: 18 x 10 x 4 cm Schenkel: 24 x 16 x 10 cm

Hinweis: Auch andere allgemeine Lagerungsprodukte aus unserem Gesamtkatalog sind für den OP-Bereich geeignet.

5. Fixierungen

Haftbandfixierung.....	5.2
Haken- und Flauschband	5.2
Befestigungsband	5.2
Back to Back	5.3
Halskrawatte	5.3
Sicherheitsgurt für Krankentragen	5.3
Patiententragegurt	5.3
Rollstuhlsicherheitsgurt	5.4
Hand- und Fußgelenkfixierung	5.4
Hand -und Beinfixierung für Kleinkinder	5.4
Arm- und Beinfixierungsgurt	5.5
OP-Gurte	5.5



5.2 Fixierungen

Haftbandfixierung



Anwendungsgebiet:

Zur Sicherung des Patienten, zum Befestigen der Haftbandfixierungen verwenden Sie bitte unser Befestigungsband

Material:

Gewebtes Haftband weiß mit Metallschleufe zur Befestigung, Innenseite ungepolstert oder gepolstert mit kaschiertem Schaum weiß

ohne Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
780001	17 x 3 cm
780002	30 x 3 cm
*780003	30 x 5 cm
*780004	40 x 5 cm
780005	80 x 5 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann zurück genommen werden	

mit Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
780101	17 x 3 cm
780102	30 x 3 cm
*780103	30 x 5 cm
*780104	40 x 5 cm
780105	80 x 5 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann zurück genommen werden	

Haken- und Flauschband



Anwendungsgebiet:

Für verschiedene Anwendungen einsetzbar

Material:

Gewebtes Haftband in Haken- oder Flauschausführung

Farbe:

weiß (andere Farben auf Anfrage)

Hakenband auf 25 m Rolle	
Art.-Nr.	Maße (B)
1020101	20 mm
1020105	30 mm
1020109	50 mm

Flauschband auf 25 m Rolle	
Art.-Nr.	Maße (B)
1020102	20 mm
1020106	30 mm
1020110	50 mm

Auch als selbstklebendes Haken- oder Flauschband lieferbar (s. Preisliste).

Befestigungsband

Anwendungsgebiet:

Zur Sicherung des Patienten im Bett und Befestigung der Haftbandfixierungen

Material:

Stabile Bänder aus kunststoffbeschichtetem Nylongewebe

Lieferung auf 50 m Rolle	
Art.-Nr.	Maße (B)
780400	25 mm



5.3 Fixierungen

Back to Back

Anwendungsgebiet:

Zur universellen Befestigung bei verschiedenen Anwendungen

Material:

Haft- und Flauschband, in einem Band zusammengefügt

Farbe:

weiß (andere Farben auf Anfrage)

auf 5 oder 25 m Rolle

Art.-Nr.	Maße (B)
1040001	20 mm
1040002	25 mm
1040004	30 mm
1040003	50 mm



Halskrawatte

Anwendungsgebiet:

Zur Fixierung der Halswirbelsäule nach Frakturen, Traumen

Material:

Fester Schaumstoff

Bezug:

- Tr mit Haftbandverschluss

Art.-Nr.	Maße (L x B)
990060	60 x 6 cm
990061	60 x 8 cm
990062	60 x 10 cm
990068	60 x 12 cm



Sicherheitsgurt für Krankentragen mit Fixierschlaufen

Anwendungsgebiet:

Zur Sicherung des Patienten auf Krankentragen und anderen Transportmitteln

Material:

Haftband mit Metallschlaufen, Fixierschleife ca. 25 cm

Farbe:

- schwarz (grün auf Anfrage)

Art.-Nr.	Maße (L x B)
1100003	110 x 5 cm
1100004	120 x 5 cm
1100005	130 x 5 cm



Patiententragegurt

Anwendungsgebiet:

Zum Anheben des Patienten beim Bettenmachen, bzw. Tragen des Patienten

Material:

Fester Kunststoffgurt mit Halteschlaufen aus Gurtmaterial bis 120 kg belastbar

Art.-Nr.	Maße (L x B)
580001	65 x 20 cm



5.4 Fixierungen

Rollstuhlsicherheitsgurt

Anwendungsgebiet:
Zur Sicherung des Patienten
im Rollstuhl

Material:
Gepolsterter Flauschbandgurt
mit Hakenverschluss und
Metall-Öse zur Befestigung
am Stuhl

Farbe:
beige (andere Farben auf
Anfrage)

Art.-Nr.	Maße (L x B)
1070001	150 x 10 cm
1070002	165 x 10 cm
1070003	180 x 10 cm



Hand- und Fußgelenkfixierung

Anwendungsgebiet:
Sicherung des Patienten
im Bett

Material:
Stabiles Band mit synthetischem Fell gepolstert und Haftband-
verschluss, waschbar bis 60 °C

Lieferung paarweise

Art.-Nr.	Maße
510001	170 x 7 cm, Gurtband Gesamtlänge 13 cm, Länge Klettband 40 cm, Gesamtlänge Polster mit Flauschband



Hand- und Beifixierung mit Bändchen für Kleinkinder

Anwendungsgebiet:
Zur Arm- und Beifixierung von Kleinkindern, individuelle Ein-
stellung des Durchmessers Bänder zur Fixierung am Krankenbett

Material:
weicher, kaschierter Schaum mit Baumwoll-Polyester-Bänder

Lieferung 10er Pack

Art.-Nr.	Maße
510002	3 cm breit, mit verstellbarem Klettverschluss 2 Baumwoll-Polyester-Bänder: 2 x 45 cm (B x L) Durchmesser individuell bis max. 5 cm



5.5 Fixierungen

Arm- und Beinfixierungsgurt

Anwendungsgebiet:
Zur Sicherung des Patienten
im Bett

Material:
Stabiler Kunststoffgurt mit
Schnalle und gepolsterter
Fuß- bzw. Armfixierung mit
Haftbandverschluss

Armfixierungsgurt	
Art.-Nr.	Maße (L)
530001	250 cm

Beinfixierungsgurt	
Art.-Nr.	Maße (L)
520001	250 cm



OP-Gurt

Anwendungsgebiet:
Zur Sicherung des Patienten
auf dem OP-Tisch

Material:
Stabiler Chemotex-Gurt mit
Schnalle, wahlweise mit
auswechsel- und abwaschba-
rem Polster (mit KL bezogener
Schaumstoff)



ohne Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
560002	190 x 7 cm
560004	250 x 7 cm

mit Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
560001	190 x 7 cm
560005	250 x 7 cm

nur Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
560003	80 x 10 cm

OP-Gurt metallfrei

Anwendungsgebiet:
Zur Sicherung des Patienten auf
dem OP-Tisch

Material:
Stabiler Chemotex-Gurt mit
Klett-Flausch-Verbindung,
wahlweise mit auswechsel- und
abwaschbarem Polster (mit KL
bezogener Schaumstoff)

ohne Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
560010	190 x 7 cm
560011	250 x 7 cm

nur Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
560003	80 x 10 cm



6. Dekubitusprophylaxe und Therapie

Biflex-Sitzkissen	6.2
Körperlagerungsring	6.2
Comfortkeilkissen	6.2
Anti-Dekubitus-Kissen.....	6.3
Anti-Dekubitusfell und Fellschoner für Ellenbogen und Ferse	6.3





6.2 Dekubitusprophylaxe und Therapie

Biflex-Sitzkissen

Anwendungsgebiet:
Langes Sitzen, Rollstuhlkissen

Material:
Biflex mittelfest: Viskoelastischer Spezialschaumstoff, dadurch besonders gute Druckpunktverteilung, optimale Anpassung an die Körperform

Biflex fest: Viskoelastischer Spezialschaumstoff, etwas fester als oberer, ansonsten gleiche Eigenschaften

Bezug:

- Micronara anthrazit oder nach Farbkarte, genäht mit Reißverschluss, abnehmbar
- PU-Bezug schwarz genäht mit Reißverschluss, abnehmbar, abwaschbar und waschbar bis 60° C

mittelfest	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300200	43 x 38 x 5 cm mit Micronara-bezug
300200-1	43 x 38 x 5 cm mit PU-Bezug

fest	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300201	43 x 38 x 5 cm mit Micronara-bezug
300201-1	43 x 38 x 5 cm mit PU-Bezug



Körperlagerungsring

Anwendungsgebiet:
Lagerung des Körpers zur Vermeidung von Druckpunkten, vielfach und flexibel einsetzbar

Material:
Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (ø außen, innen, Höhe)
620100PU	47 cm, 37 cm, 5 cm
620101PUD	47 cm, 37 cm, 5 cm



Comfortkeilkissen mit Steißbeinausschnitt

Anwendungsgebiet:
Zur gesunden aufrechten Körperhaltung beim Sitzen durch ventrale Beckenkipfung, Ausschnitt zur Druckentlastung des Steißbeines, Weichschichtauflage dient der Druckpunktentlastung bei langem Sitzen

Material:
Fester Schaum mit 1 cm Weichschicht

Bezug:

- Micronara mit Reißverschluss, anthrazit oder nach Farbkarte, abnehmbar, Traggriff schwarz oder weiß

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
990104	38 x 45 x 7/2 cm



6.3 Dekubitusprophylaxe und Therapie

Anti-Dekubituskissen

Anwendungsgebiet:

Zur Vermeidung und Behandlung von Decubitalulcera

Material:

Weicher Schaumstoff mit Noppenprofil, Mittelloch Ø 10 cm, bzw. Waffelmuster gelocht, zur besseren Durchlüftung

Bezug:


- Tr

mit Noppenprofil

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
630002	40 x 40 x 5 cm
630001	65 x 50 x 5 cm

mit Waffelmuster

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
630003	70 x 50 x 5 cm
630003-1	90 x 60 x 5 cm



Noppenprofil



Waffelmuster

Fellschoner für Ellenbogen und Ferse

Anwendungsgebiet:

Schutz der Gelenke vor Aufscheuern und Wundwerden

Material:

Synthetisches Fell mit Haftbandverschluss, kochfest bis 95°C (Achtung! Haftband bei der Wäsche immer verschlossen halten!)

Bezug:

- Ohne Bezug

für Ellenbogen

Art.-Nr.	Maße
630100	Einheitsgröße

für Ferse

Art.-Nr.	Maße
630101	Einheitsgröße



Anti-Dekubitusfell

Anwendungsgebiet:

Dekubitusprophylaxe und Therapie

Material:

Synthetisches Fell, kochfest bis 95°C, in allen Abmessungen lieferbar, auch als Meterware

Bezug:

- Ohne Bezug

Fertigstück

Art.-Nr.	Maße (L x B)
630004	70 x 50 cm, eingefasst
630004-2	100 x 70 cm, eingefasst

Meterware

Art.-Nr.	Maße (B)
630005	90 cm
630006	100 cm



7. Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

Seitenschläferkissen/Lagerungsrolle.....	7.2
Knielagerungskissen	7.2
Halbmondkissen	7.3
U-Form-Lagerungskissen	7.3
Kissen mit loser Füllung	7.4
Hirsekissen	7.4
Gewichts-, Reismehl- und Sandsack	7.5
Bettseitengitterpolster/Bettseitenpolster	7.6
Rückenstützkeil mit Weichschicht	7.7
Rückenstützkeil mit Lasche.....	7.7
Spreizkeil mit/ohne Haftbandfixierung	7.7
Fußstützen	7.8
Hodenkissen	7.8
Wärmestiefel	7.8
Fersennstütze/-kissen.....	7.9
Sitzerhöhungen	7.10
Nachtstuhlpolster	7.10
Arthrodesekissen	7.11





7.2 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

Seitenschläferkissen/Lagerungsrolle



Anwendungsgebiet:
Im Krankenhaus- und Pflegebereich sowie im Privatbereich individuelle Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten, durch flexible Füllung optimale Anpassung an die Körperanatomie

Material:
Bifill: Weiches, bewegliches Material, ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weich, Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C

Polystyrolkugeln: Bewegliches Material zur Fixlagerung

Bezug:
• PU-Bezug weiß



**mit Bifill,
mit PU-Bezug weiß mit Reißverschluss, abnehmbar**

Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
640570	220 x 20 cm
640571	120 x 20 cm

**mit Polystyrolkugeln,
mit PU-Bezug weiß vernäht, nicht abnehmbar**

Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
640575	220 x 20 cm
640576	120 x 20 cm

Knielagerungskissen



Anwendungsgebiet:
Kissen als Weichlagerung zwischen den Knien in der Seitenlage, um Druckpunkte zu vermeiden

Material:
Bifill-Füllung

Bezug:
• N-Bezug weiß vernäht
• PU-Bezug weiß vernäht, Füllung mit Bezug waschbar bis 95°C

rund mit Weichfüllung

Art.-Nr.	Maße
640590	Ø 20 cm, mit N-Bezug
640591	Ø 20 cm, mit PU-Bezug

7.3 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

Halbmondkissen



Anwendungsgebiet:

Stabilisierung bei geschwächtem Stützapparat, Hochlagerung des plegischen Armes, durch die Flexibilität der Füllung vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Krankenhaus- und Pflegebereich.

Material:

Bifill: weiches bewegliches Material, ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weich, Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C

Bezug:

- PU-Bezug weiß



mit Bifill, PU-Bezug weiß abnehmbar, mit Reißverschluss	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
640580	135 x 35 cm

mit Bifill, mit PU-Bezug weiß vernäht, ohne Reißverschluss	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
640585	135 x 35 cm

U-Form-Lagerungskissen



Anwendungsgebiet:

Optimale Anpassung an die Körperanatomie durch flexible Füllung, vielfältige Einsatzmöglichkeit im Krankenhaus- und Pflegebereich, empfehlenswert auch während der Schwangerschaft

Material:

Bifill: weiches, bewegliches Material, ist in komprimiertem Zustand fest, aber an der Oberfläche weich, Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C.

Polystyrolkugeln: bewegliches Material zur Fixlagerung

Bezug:

- PU-Bezug weiß



mit Polystyrolkugeln mit PU-Bezug vernäht	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
640556	180 x 30 cm

mit Bifill, mit PU-Bezug weiß abnehmbar	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
640558	180 x 30 cm

7.4 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

Kissen mit loser Füllung

Anwendungsgebiet:

Zur Kopflagerung und als Lagerungskissen zur Arm-, Bein und Ganzkörperlagerung, besonders geeignet zur Dekubitusprophylaxe oder bei Hemiplegie, optimale Druckentlastung durch bewegliche Kugeln, Zwischenräume zwischen den Kugeln sorgen für notwendige Durchlüftung, Anpassung an den Körper des Patienten, leichte Massage durch Bewegung der Kugeln, regt die Blutzirkulation an

Material:

Neopolenkugeln, Polystyrolkugeln, Bifill

Bezug:

- N, waschbar bis 60°C
- KL vernäht, weiß oder nach Farbkarte



mit Neopolenkugeln, mit N-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
640401	35 x 40 cm
640402	40 x 40 cm
640403	40 x 60 cm
640404	40 x 80 cm

mit Bifill, mit N-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
640411	35 x 40 cm
640412	40 x 40 cm
640413	40 x 60 cm
640414	40 x 80 cm

mit Polystyrolkugeln, mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
640501	35 x 40 cm
640502	40 x 40 cm
640503	40 x 60 cm
640504	40 x 80 cm

mit Bifill, mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
640511	35 x 40 cm
640512	40 x 40 cm
640513	40 x 60 cm
640514	40 x 80 cm



Separate KL- und Frotteebezüge finden Sie in unserer Preisliste.

Hirsekissen

Anwendungsgebiet:

Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Beinschienen, kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet

Material:

Hirsefüllung

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B), Gewichte
610011	40 x 25 cm, 3,0 kg
610014	25 x 35 cm, 2,5 kg
610021	30 x 20 cm, 5,0 kg



7.5 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

Gewichtssack

Anwendungsgebiet:
Für Extensionen, mit Öse zur Befestigung

Material:
Quarzsand

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B), Gewichte
770002	30 x 10 cm, 1,0 kg
770003	30 x 15 cm, 2,0 kg
770004	50 x 15 cm, 3,0 kg
770005	40 x 25 cm, 5,0 kg

Reismehlsack

Anwendungsgebiet:
Zum Beschweren beim Röntgen, zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Beinschienen, kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet

Material:
Reismehlfüllung

Bezug:

- KL weiß geschweißt

Art.-Nr.	Maße (L x B), Gewichte
610106	30 x 15 cm, 1,2 kg
610107	30 x 20 cm, 1,6 kg
610109	40 x 20 cm, 2,0 kg

Sandsack

Anwendungsgebiet:
Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Schienen, kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet

Material:
Quarzsandfüllung

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B), Gewichte
600002	10 x 10 cm, 0,2 kg
600003	15 x 10 cm, 0,4 kg
600004	20 x 10 cm, 0,5 kg
600005	25 x 10 cm, 0,7 kg
600006	30 x 10 cm, 1,0 kg
600010	15 x 15 cm, 0,8 kg
600011	20 x 15 cm, 1,0 kg
600012	25 x 15 cm, 1,5 kg
600013	30 x 15 cm, 2,0 kg
600015	40 x 15 cm, 2,5 kg
600019	20 x 20 cm, 1,5 kg
600020	25 x 20 cm, 2,0 kg
600021	30 x 20 cm, 2,5 kg

Art.-Nr.	Maße (L x B), Gewichte
600022	35 x 20 cm, 3,0 kg
600023	40 x 20 cm, 3,5 kg
600024	45 x 20 cm, 4,0 kg
600025	50 x 20 cm, 5,0 kg
600027	25 x 25 cm, 2,5 kg
600028	30 x 25 cm, 3,0 kg
600029	35 x 25 cm, 4,0 kg
600030	40 x 25 cm, 5,0 kg
600032	30 x 30 cm, 5,0 kg
600033	35 x 30 cm, 6,0 kg
600034	40 x 30 cm, 7,0 kg
600036	50 x 30 cm, 9,0 kg
600041	60 x 40 cm, 15,0 kg

7.6 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

Bettseitengitterpolster

Anwendungsgebiet:

Zum Schutz des Patienten im Bett, z.B. Krankenpflege, Altenpflege

Material:

Synthetisches Fell

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte, mit Haftbandverschluss

Anstelle von Klett/Flauschverbindung auch mit Reißverschluss teilbar möglich



Ecken abgerundet		Ecken nicht abgerundet	
Art.-Nr.	Maße (L x B)	Art.-Nr.	Maße (L x B)
640001	170 x 50 cm	640002	170 x 50 cm

Bettseitenpolster



Anwendungsgebiet:

Zum Schutz des Patienten im Bett, z.B. Krankenpflege, Altenpflege, schmaler unterer Rand zur Fixierung zwischen Bett und Matratze

Material:

Mittelfester Schaumstoff mit Formschnitt

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte, verdeckt eingenäht

Kopf- /Fußteilpolster		Seitenpolster	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)	Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640003	80 x 28 x 5 cm	640004	195 x 40 x 5 cm

7.7 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

Rückenstützkeil mit Weichschicht

Anwendungsgebiet:

30°-Lagerung insbesondere bei Dekubitus-Prophylaxe und Therapie

Material:

Mittelfester PU- Schaumstoff mit 2 cm Weichschicht auf der Liegefläche

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte

mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
790001	33 x 70 x 20 cm



Rückenstützkeil mit Lasche

Anwendungsgebiet:

Zur Seitenlagerung bei Dekubitus, nach Operationen, bei Hemiparesen, die Lagerung des Patienten auf der Lasche verhindert ein Verrutschen des Keils und gibt Stabilität

Material:


Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
790000	68 x 30 x 30 cm
	Maße (L x B)
	Fähnchen 67 x 58 cm



Spreizkeile mit/ohne Haftbandfixierung

Anwendungsgebiet:

Zur Spreizung und Fixierung der Beine bei Hüftgelenkluxation und nach Operationen, die Ausführung mit Haftbandfixierung verhindert ein Verrutschen des Keiles

Material:


Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

ohne Haftbandfixierung

Art.-Nr.	Maße (L x B1/B2 x H)
570002	30 x 25/8 x 14 cm
570001	50 x 35/10 x 16 cm



mit Haftbandfixierung

Art.-Nr.	Maße (L x B1/B2 x H)
570004KL	30 x 25/8 x 14 cm
570003KL	50 x 35/10 x 16 cm

7.8 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

Fußstütze

Anwendungsgebiet:
Als Bettverkürzer zur Vermeidung von Spitzfußbildung, eine individuelle Abstützung lässt sich durch die Kombination verschiedener Größen erreichen

Material:
Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340502	60 x 35 x 15 cm
1340503	80 x 35 x 15 cm
1340501	60 x 35 x 20 cm



Hodenkissen

Anwendungsgebiet:
Zur Entlastung des Skrotums nach Prostata- oder Hodenoperationen

Material:
Weicher Schaumstoff

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*300400	19 x 14 x 7 cm

*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden



Wärmestiefel

Anwendungsgebiet:
Krankenpflege (z.B. Morbus Raynaud), Altenpflege

Material:
Synthetisches Fell, kochfest bis 95°C mit Haftbandverschluss, Wichtig: Haftband bei der Wäsche immer geschlossen halten

Bezug:


- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße
470001	Einheitsgröße, Lieferung paarweise



7.9 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

Fersenstütze



Anwendungsgebiet:

Zur Krankenpflege und Altenpflege, vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse, durch große Auflagefläche bessere Druckverteilung

Material:

Weicher Schaumstoff mit Loch \varnothing 7 cm

Bezug:

- Ohne Bezug
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
590003	25 x 15 x 8 cm, ohne Bezug
590003PU	25 x 15 x 8 cm, PU
590004PUD	25 x 15 x 8 cm, Lochoberkante abgerundet (nur bei PUD)

Fersenkissen



Anwendungsgebiet:

Zur Krankenpflege und Altenpflege, vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse

Material:

Weicher Schaumstoff mit Loch \varnothing 6cm

Bezug:

- Ohne Bezug
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

nicht abgerundet	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*590001	15 x 15 x 5 cm, ohne Bezug
*590001PU	15 x 15 x 5 cm, PU

abgerundet	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*590002	15 x 15 x 5 cm, mit Loch \varnothing 6 cm, alle Kanten gerundet, PU agave in Bauchlage zur Entlastung der Knie als Kniekissen verwendbar
*gebräuchlichstes Maß, kann zurück genommen werden	

7.10 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

Sitzerhöhung

Anwendungsgebiet:

Stuhl- bzw. Sitzflächenerhöhung, z.B. in der Kranken- und Altenpflege

Material:

Fester Schaumstoff mit hohem Rückhalt sowie hoher Lebensdauer

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte mit Reißverschluss
- Micronara anthrazit mit Reißverschluss abnehmbar

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300210	40 x 40 x 10 cm mit KL
300210-1	mit Micronara-Bezug



Sitzerhöhung „Comfort“

Anwendungsgebiet:

Wie Sitzerhöhung jedoch mit zusätzlicher Comfortschicht

Material:

8 cm fester Schaumstoff mit hohem Rückhalt und 2 cm mittelfestem Biflex-Schaum, mit zusätzlicher Comfortschicht für eine bessere Druckentlastung

Bezug:

- Siehe vorangegangens Produkt „Sitzerhöhung“

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300220	40 x 40 x 10 (8/2) cm mit KL
300220-1	mit Micronara-Bezug
300229	Trageschleife (wird mit dem Bezug vernäht)



Beispiel mit Trageschleife

Auf Wunsch für alle Sitzerhöhungen: Trageschleife aus Polyesterband schwarz oder weiß mit dem Bezug vernäht. Bitte geben Sie als zusätzliche Bestellangabe Artikelnummer 300229 zu Ihrer gewünschten Sitzerhöhung an.

Nachtstuhlpolster

Anwendungsgebiet:

Zur Kranken- und Altenpflege

Material:

Fester Schaumstoff mit Ausschnitt \varnothing 24 cm

Bezug:

- KL weiß geschweißt
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	42 x 42 x 5 cm, mit Loch \varnothing 24 cm
620001KL	KL-Bezug weiß geschweißt
620002PUD	PUD-Beschichtung/dicht



7.11 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

Arthrodesekissen – nicht verstellbar

Anwendungsgebiet:

Bei Arthrodesen oder Kontrakturen der Hüfte, z.B. bei Zustand nach TEP oder Umstellungsosteotomien

Material:

Fester Schaumstoff

Bezug:


- Micronara anthrazit oder nach Farbkarte
- KL weiß oder nach Farbkarte

rechts abgeschrägt

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343201	45 x 45 x 10 cm mit Micronarabezug
1343201KL	45 x 45 x 10 cm mit KL-Bezug

links abgeschrägt

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343202	45 x 45 x 10 cm mit Micronarabezug
1343202KL	45 x 45 x 10 cm mit KL-Bezug



Arthrodesekissen – verstellbar

Anwendungsgebiet:

Bei Arthrodesen oder Kontrakturen der Hüfte, z.B. bei Zustand TEP oder Umstellungsosteotomien, durch Verstellbarkeit des Keils ist die abgeschrägte Seite variabel

Material:

Fester Schaumstoff

Bezug:

- Micronara anthrazit oder nach Farbkarte
- KL weiß oder nach Farbkarte

Aufgesetzter (verstellbarer)

Keil, 25 x 22,5 x 9 cm



links abgeschrägt

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343203	45 x 45 x 10 cm mit Micronarabezug
1343203KL	45 x 45 x 10 cm mit KL-Bezug



8. Rund ums Baby

Wickelmulde	8.2
Wickeltischauflagen	8.2-8.3
Entbindungskeil	8.3
Säuglingslagerungshilfe für Hüftsonographie	8.4
Kinderbettmatratze	8.4
Seitenlagerungshilfe für Säuglinge	8.5
Stillkissen	8.5



8.2 Rund ums Baby

Wickelmulde

Anwendungsgebiet:

In der Neugeborenen- und Kinderstation, durch die seitlichen Erhöhungen ist eine sicherere Lagerung des Kindes möglich


Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte
- W nach Verfügbarkeit
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341701	60 x 60 x 15 cm



Wickeltischauflage

Anwendungsgebiet:

In der Neugeborenen- und Kinderstation


Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- PVC creme oder grau
- KL weiß oder nach Farbkarte,
- W-Bezug nach Farbkarte und Verfügbarkeit

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341608	80 x 60 x 3 cm
1341602	100 x 60 x 3 cm
1341621	60 x 50 x 4 cm
1341624	90 x 60 x 4 cm
1341640	70 x 55 x 5 cm
1341642	85 x 60 x 5 cm



Bitte geben Sie die gewünschte Bezugsart mit der Artikelnummer an.

8.3 Rund ums Baby

Wickeltischauflage mit zweiseitiger Aufkantung

Anwendungsgebiet:

In der Neugeborenen- und Kinderstation, größere Auflagefläche als bei der Wickelmulde, seitliche Aufkantungen dienen der sicheren Lagerung des Kindes

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte mit Reißverschluss an der Unterkante
- W-Bezug nach Farbkarte und Verfügbarkeit

mit zweiseitiger Aufkantung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341803	60 x 70 x 10 cm



Wickeltischauflage mit dreiseitiger Aufkantung

Anwendungsgebiet:

In der Neugeborenen- und Kinderstation, größere Auflagefläche als bei der Wickelmulde, seitliche Aufkantungen dienen der sicheren Lagerung des Kindes

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte mit Reißverschluss an der Unterkante
- W-Bezug auf Anfrage

mit dreiseitiger Aufkantung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341804	60 x 70 x 10 cm



Entbindungskeil

Anwendungsgebiet:

Zur Unterstützung im Beckenbereich bei Entbindungen

Material:

Hartschaum

Bezug:

- KL weiß, wasserdicht verschweißt
- KL farbig nach Farbkarte nur genäht möglich, mit Reißverschluss
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1341202	37 x 37 x 12 cm
*1341201	40 x 50 x 12 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden	



8.4 Rund ums Baby

Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie

Anwendungsgebiet:

Zur Lagerung von Säuglingen bei der Sonographie, die einzelnen Teile sind in der Größe variabel und mit Haftband verstellbar

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte
- KL weiß oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B), Außenmaße der Grundplatte
1341801PU	40 x 70 cm, mit PU-Beschichtung
1341801-1PUD	40 x 70 cm, mit PUD-Beschichtung/dicht
1341802KL	40 x 70 cm, mit KL-Bezug



Kinderbettmatratze



Anwendungsgebiet:

Zur Kinder- und Säuglingslagerung in verschiedenen Bereichen

Material:

Hochwertiger Kaltschaum offenporig und atmungsaktiv

Bezug:

- Frottee
- Anti-Milben-Bezug (Anti-Allergiker-Bezug)
- PU-Bezug weiß (abwaschbar)
- alle Bezüge sind mit Reißverschluss über zwei Seiten gefertigt

Bemerkung: Alle Kinderbettmatratzen sind mit einer festen Trittkante erhältlich.

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900200	140 x 70 x 8 cm, mit Frotteebezug
2900201	140 x 70 x 8 cm, mit Anti-Milben-Bezug
2900202	140 x 70 x 8 cm, mit PU-Bezug weiß
2900203	120 x 60 x 8 cm, mit Frotteebezug
2900204	120 x 60 x 8 cm, mit Anti-Milben-Bezug
2900205	120 x 60 x 8 cm, mit PU-Bezug weiß

8.5 Rund ums Baby

Seitenlagerungshilfe für Säuglinge



Anwendungsgebiet:

Zur sicheren Seitenlagerung des Säuglings im Bett

Material:

Weicher Schaumstoff

Bezug:

- Frottee natur mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C
- KL weiß oder nach Farbkarte möglich



Art.-Nr.	Maße (L x B)
1341805	40 x 40 cm (Außenmaße)

Stillkissen



Anwendungsgebiet:

Zur einfachen, bequemen Lagerung für Mutter und Kind beim Stillen, auch zur kurzzeitigen Babylagerung (Fixierung)

Material:

Bifill: Weiches, bewegliches Material, ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weicher als Neopolenkugeln, Inlett mit Füllung waschbar bis 60 °C

Neopolenkugeln: Inlett mit Füllung waschbar bis 60 °C

Polystyrolkugeln: Inlett mit Füllung nicht waschbar

Bezug:

- Bunter Baumwollbezug (Muster können variieren)
- KL-Bezug weiß oder nach Farbkarte, vernäht ohne Reißverschluss
- PU-Bezug weiß

mit Polystyrolkugeln

Art.-Nr.	Maße (L)
640550	185 cm

mit Neopolenkugeln

Art.-Nr.	Maße (L)
640551	185 cm

mit Bifill

Art.-Nr.	Maße (L)
640552	185 cm

Art.-Nr. zu den einzelnen Bezugsarten mit Füllungsvarianten entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

9. Plattenwaren

Anti-Dekubitus-Kaltschaum-Noppen-Platte	9.2
Anti-Dekubitus-Noppenschaumplatte	9.2
Biflex-Schaumstoffplatte	9.2
Schaumstoffplatten	9.3
Neopolenplatte	9.3





9.2 Plattenwaren

Anti-Dekubitus-Kaltschaum-Noppen-Platte

Anwendungsgebiet:

Zur Vermeidung und Behandlung von Dekubitalulcera


Material:

Weicher Noppen-Kaltschaum in hochwertiger Qualität
RG 50/30

Bezug:

- Ohne Bezug
- PU Bezug weiß mit Reißverschluss

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700110	200 x 90 x 5 cm
700115	200 x 90 x 5 cm mit PU-Bezug



Anti-Dekubitus-Noppenschaumplatte

Anwendungsgebiet:

Zur Vermeidung und Behandlung von Dekubitalulcera


Material:

Weicher Schaumstoff mit Noppenprofil

Bezug:

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700202	200 x 90 x 5 cm
700201	200 x 100 x 5 cm



Biflex-Schaumstoffplatte

Anwendungsgebiet:

Zur Kranken- und Altenpflege in der weichen Ausführung,
als Sitzkissen in mittelfester + fester Ausführung

Material:

Viskoelastischer Spezialschaumstoff, dadurch besonders gute
Druckpunktverteilung, optimale Anpassung an die Körperform,
3 Festigkeitsarten: Biflex fest, Biflex mittelfest, Biflex weich,
Höhe nach Wunsch

Bezug:

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700301	200 x 100 x 1 cm fest
700301-2	200 x 100 x 2 cm fest
700302	200 x 100 x 1cm mittelfest
700302-2	200 x 100 x 2 cm mittelfest
700302-3	200 x 100 x 3 cm mittelfest
700303	200 x 100 x 1 cm weich
700303-2	200 x 100 x 2 cm weich
700303-3	200 x 100 x 3 cm weich



9.3 Plattenwaren

Schaumstoffplatte

Anwendungsgebiet:

Als Brandmatten zur Lagerung von Patienten bei Verbrennungen, zur Vermeidung und Behandlung von Dekubitalulcera, zum post-operativen Wund- und Transplantatabschluss, als Polstermaterial für Beinschienen, Gipsverbände usw., ideale Saugwirkung und Druckentlastung, mechanisches Debridement bei Verbrennungswunden

Material:

Mittelfester Schaumstoff in allen Stärken und Zuschnitten

Bezug:

- Ohne Bezug

Bei Bedarf in Folie einzeln verpackt



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700002	200 x 100 x 0,5 cm
700003	200 x 100 x 1,0 cm
700005	200 x 100 x 1,5 cm

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700006	200 x 100 x 2,0 cm
700007	200 x 100 x 3,0 cm
700009	200 x 100 x 5,0 cm

Schaumstoffplatte, fest (7,5 kPa)

Anwendungsgebiet:

Zur Verarbeitung im Reha-Bereich, z.B. Sitzschalenbau, Therapierollen

Material:

Fester Schaumstoff, Stauchhärte 7,5kPa

Bezug:

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700051	200 x 100 x 1,0 cm
700052	200 x 100 x 2,0 cm
700053	200 x 100 x 3,0 cm
700054	200 x 100 x 4,0 cm



Neopolenplatte

Anwendungsgebiet:

Zur Verarbeitung im Reha-Bereich, z.B. Sitzschalenbau, Therapierollen

Material:

Leichtes, hochfestes Material (Hartschaum)

Bezug:

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700070	200 x 100 x 0,5 cm
700071	200 x 100 x 1,0 cm
700072	200 x 100 x 2,0 cm
700073	200 x 100 x 3,0 cm



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700074	200 x 100 x 4,0 cm
700075	200 x 100 x 5,0 cm
700078	200 x 100 x 10,0 cm
700079	200 x 100 x 12,0 cm

10. Physiotherapie, Reha und Massage

Rolle für Knie und Nacken	10.2
Gymnastikrolle.....	10.2
Halbrolle / Hartschaumhalbrolle	10.3
Delordosierungs-Halbrolle	10.3
Stufenbettwürfel - verstellbar	10.4
Beinhochlagerungswürfel „Swing“	10.4
Sitzwürfel zur Bandscheibentlastung	10.5
Stufenbettwürfel - nicht verstellbar	10.5
Schulter-Arm-Hochlagerungskeil	10.6
Keilkissen mit Mulde	10.6
Knochenkissen	10.6
Bifoam-Kissen für die Bauchlage	10.7
Handtrainer / Ball als Handtrainer	10.7
Gymnastikmatte, Turnmatte	10.8
Lordosekissen (Lendenkissen)	10.9
Sitzkeil	10.9
Autositzkeil	10.9





10.2 Physiotherapie, Reha und Massage

Rolle für Knie und Nacken

Anwendungsgebiet:

Für Therapie und allgemeine Lagerung und zur unterstützende Lagerung der Kniegelenke

Material:

Weicher Schaumstoff, elastisch und formbeständig

Bezug:

- PVC-Bezug geschweißt nur bis Ø 15 cm, Standard creme oder nach Farbkarte
- KL-Bezug mit Reißverschluss, Standard weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



Knierolle	
Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
1340706	30 x 10 cm
1340707	40 x 10 cm
1340708	50 x 10 cm
1340710	40 x 13 cm
1340713	40 x 15 cm
1340714	50 x 15 cm
1340715	65 x 15 cm
1340718	40 x 20 cm
1340719	50 x 20 cm
1340721	65 x 20 cm
1340724	50 x 25 cm

Trikotbezug für Rolle mit Gummizug	
Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
1340803	50 x 15 cm
1340804	65 x 15 cm
1340805	65 x 20 cm

Gymnastikrolle

Anwendungsgebiet:

Reha, Gymnastik, physiotherapeutische Behandlungen

Material:

Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Gymnastikrollen konisch sowie Gymnastikrollen aus Hartschaum (achtkantig oder rund mit Schaumstoff ummantelt) auf Anfrage möglich



Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
660103	40 x 15 cm
660104	50 x 15 cm
660105	60 x 15 cm

660108	50 x 20 cm
660003	100 x 20 cm
660002	80 x 25 cm
660005	100 x 30 cm
660009	150 x 30 cm

660006	100 x 40 cm
660132	150 x 50 cm

10.3 Physiotherapie, Reha und Massage

Halbrolle



Anwendungsgebiet:

Je nach Größe unterschiedliche Verwendung möglich, z.B. zur Lagerung von Nacken, Knie und Ferse

Material:

Weicher Schaumstoff, elastisch und formbeständig

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte, genäht ohne Reißverschluss, Dreiviertelrolle mit Reißverschluss

Halbrolle	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1340909	30 x 15 x 7,5 cm
*1340902	40 x 15 x 7,5 cm
*1340910	50 x 15 x 7,5 cm
*1340915	50 x 18 x 9 cm
1340903	25 x 22 x 11 cm
*1340901	40 x 22 x 11 cm
*1340904	50 x 22 x 11 cm
1340906	60 x 22 x 11 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden	

Dreiviertelrolle	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340907	50 x 22 x 20 cm

Frotteebezug für Halbrolle mit Gummizug	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340954	40 x 15 x 7,5 cm
1340953	40 x 22 x 11 cm

Hartschaum-Halbrolle

Anwendungsgebiet:

Vorwiegend im OP-Bereich und in der Physiotherapie

Material:

Hartschaum, wenig elastisch, kaum nachgebend

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung, agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1341002	40 x 15 x 7,5 cm
*1341001	40 x 22 x 11 cm
1341005	60 x 22 x 11 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden.	



Delordosierungs-Halbrolle

Anwendungsgebiet:

Zur Delordosierung der Lendenwirbelsäule in Bauchlage, z. B. für Massage oder Physiotherapie


Material:

Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung, agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342500	50 x 50 x 15 cm



10.4 Physiotherapie, Reha und Massage

Stufenbettwürfel – verstellbar

Anwendungsgebiet:

Als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie), durch das Haftband ist die Höhe des Stufenbetts individuell einstellbar

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
460050	50 x 50 x 45 – 55 cm
460051	45 x 45 x 35 – 45 cm

Beinhochlagerungswürfel „Swing“



Anwendungsgebiet:

Zur Hochlagerung der Beine und Entlastung der Bandscheibe bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie), Würfel mit Beinmulden, variabel einstellbar durch Kippfunktion

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
460900	44 x 44 x 35 – 45 cm

10.5 Physiotherapie, Reha und Massage

Sitzwürfel zur Bandscheibentlastung

Anwendungsgebiet:

Erleichtert die gesunde, aufrechte Körperhaltung beim Sitzen durch ventrale Beckenkipfung, die Wirbelsäule wird gestreckt, Bandscheiben werden entlastet, auch als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie) verwendbar, hierbei jedoch Kissen als Weichauflage zur Druckverteilung empfehlenswert

Material:

Polystyrolkern; mit festem Schaumstoffkeil als Sitzauflage

Bezug:

- Micronarabezug mit Reißverschluss, anthrazit oder nach Farbkarte



Sitzwürfel zur Bandscheibentlastung	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
406901	36 x 40 x 56 / 48 cm

Kissen als Weichauflage mit Micronarabezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
406901-1	46 x 40 x 3 cm



Stufenbettwürfel – nicht verstellbar

Anwendungsgebiet:

Als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie)

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung, agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
460004	60 x 40 x 20 cm
460014	45 x 40 x 30 cm
460015	50 x 40 x 30 cm
460016	60 x 40 x 30 cm
460023	40 x 40 x 40 cm
460025	50 x 40 x 40 cm

*460001	50 x 45 x 40 cm
460024	50 x 50 x 40 cm
460028	60 x 50 x 40 cm
460029	60 x 60 x 40 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden	



10.6 Physiotherapie, Reha und Massage

Schulter-Arm-Hochlagerungskeil nach Wörmann (Gebrauchsmusterschutz)



Anwendungsgebiet:

Optimale Ruhestellung des Armes, mit Einbeziehung der Schulter, unterstützt den Abtransport von Gewebeflüssigkeit bei der Lymph- drainage, bei Schwellungszuständen im Hand, - Unterarm- und Oberarmbereich und nach Frakturen, Prellungen, Quetschungen oder Brustoperationen

Material:

Weicher Schaumstoff

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte
- separater Tr-Bezug weiß

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
800800	Keil 70 x 25 x 40 cm mit KL-Bezug
800801	sep. Tr-Bezug mit Bändchen

Keilkissen mit Mulde



Anwendungsgebiet:

Reha und Therapie, zur Unterstützung der physiotherapeutischen Behandlung bei der Lagerung in Rücken- und Bauchlage, z.B. bei Kindern und Behinderten

Material:

Fester Schaumstoff

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343101	60 x 50 x 20 cm
1343102	70 x 60 x 30 cm

Knochenkissen

Anwendungsgebiet:

Zur kurzfristigen Fixierung des Schulter- und Nackenbereichs bei Untersuchungen oder bei Therapien

Material:

Weicher Schaumstoff

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung, agave oder nach Farbkarte

für Kinder	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
750002	25 x 10 x 10 cm

für Erwachsene	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
750001	30 x 12 x 12 cm



10.7 Physiotherapie, Reha und Massage

Bifoam-Kissen für die Bauchlage (patentiert)



Anwendungsgebiet:
 Physiotherapie und Massage, Untersuchung und Therapie, Anti-Dekubitus-Prophylaxe und Therapie, OP's in Bauchlage, Freizeit, Fitness, Kosmetik, auch in Rückenlage hervorragend geeignet, Anästhesie

Material:
 2-schichtiger Aufbau aus mittelfestem Schaum und PU-Kaltschaum, Schulterbereich wird unterstützt, seitliche Belüftung für einfache Atmung

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte
- Frottee natur

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640400	40 x 40 x 11 cm unterer Luftkanal: 10 x 4 cm

Ball als Handtrainer

Anwendungsgebiet:
 Kräftigung und Koordinationstraining der Hände bei Polyarthrosen oder Traumen, Desensibilisierungstraining bei Hyperästhesien

Material:
 Extra fester Schaumstoff für optimalen Therapieerfolg, da hoher Widerstand

Bezug:

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße Ø
2800000	7 cm
2800001	9 cm



Handtrainer

Anwendungsgebiet:
 Zur Kräftigung der Hand nach Hand- und Unterarmtraumen

Material:
 Fester Spezial-Schaumstoff

Bezug:

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Festigkeit
990076	fest
990077	mittelfest



10.8 Physiotherapie, Reha und Massage

Gymnastik- und Turnmatte



Gymnastikmatte

Anwendungsgebiet:

Bei der Physiotherapie, Reha und Sport

Material:

Hartschaum

Bezug:

- Oberseite KL weiß oder nach Farbkarte, Unterseite rutschfester Turnmattenstoff, blau

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
650005	200 x 125 x 2 cm, 3-fach faltbar
650006	200 x 140 x 2 cm, 3-fach faltbar



Turnmatte

Anwendungsgebiet:

Bei der Physiotherapie, Reha und Sport

Material:

Fester Schaumstoff

Bezug:

- Oben und unten rutschfester Turnmattenstoff, mit zwei Tragegriffen einseitig

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
670001	200 x 80 x 5 cm
670002	200 x 100 x 5 cm



10.9 Physiotherapie, Reha und Massage

Lordosekissen (Lendenkissen)

Anwendungsgebiet:

Als Haltungshilfe und zur Unterstützung des Lendenwirbelbereichs beim Sitzen, z.B. im Auto oder Büro

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- Micronara anthrazit oder nach Farbkarte, mit Reißverschluss, (Sandsäckchen vor dem Waschen herausnehmen)
- KL-Bezug ohne Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300300	35 x 27 x 6 cm, mit Haftbandfixierung
300302	35 x 27 x 6 cm, mit Sandsäckchen



Sitzkeil

Anwendungsgebiet:

Erleichtert die gesunde, aufrechte Körperhaltung beim Sitzen durch ventrale Beckenkipfung, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, die Bandscheiben werden entlastet

Material:

Sehr fester Schaumstoff

Bezug:

- Micronara mit Reißverschluss, anthrazit oder nach Farbkarte
- KL-Bezug ohne Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
990103	38 x 38 x 7 cm
990101	40 x 40 x 8 cm
990100	40 x 40 x 10 cm



Autositzkeil

Anwendungsgebiet:

Unterstützt die aufrechte Körperhaltung während des Autofahrens, Bandscheiben werden entlastet, passend für fast alle Kraftfahrzeuge durch optimale untere Formgebung

Material:

Sehr fester Schaumstoff

Bezug:

- Micronara anthrazit oder nach Farbkarte, mit Reißverschluss

Art.-Nr.	Maße (L x B)
990102	36 x 36 x 5 cm

Sicherheitshinweis: Das Kissen wird nicht mit dem Sitz verbunden. Bei abrupten Fahrbewegungen kann es verrutschen (z.B. im Falle eines Unfalls).



11. Schlafen und Wohlfühlen

Seitenschläferkissen / Lagerungsrolle	11.2
Bauchschläferkissen	11.2
Orthopädisches Kopfkissen	11.3
Nackenhörnchen	11.4
Anti-Kopfschmerzkissen	11.4
Venenkissen	11.4
Dinkelspelzkissen	11.5
Kirschkernekkissen	11.5





11.2 Schlafen und Wohlfühlen

Seitenschläferkissen/Lagerungsrolle



Anwendungsgebiet:

Im Krankenhaus- und Pflegebereich sowie im Privatbereich individuelle Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten, durch flexible Füllung optimale Anpassung an die Körperanatomie

Material:

Bifill: Weiches, bewegliches Material, ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weich, Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C

Polystyrolkugeln: Bewegliches Material zur Fixlagerung

Bezug:

- PU-Bezug weiß



**mit Bifill,
mit PU-Bezug weiß mit Reißverschluss, abnehmbar**

Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
640570	220 x 20 cm
640571	120 x 20 cm

**mit Polystyrolkugeln,
mit PU-Bezug weiß vernäht, nicht abnehmbar**

Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
640575	220 x 20 cm
640576	120 x 20 cm

Bauchschläferkissen

Anwendungsgebiet:

Kissen speziell für Bauchschläfer, durch die geringe Höhe wird eine gerade Liegeposition gewährleistet

Material:

viscoelastischer Schaumstoff soft

Bezug:

- Frottee natur
- Anti-Milben-Bezug weiß für Allergiker

Art.-Nr.	Maße
640610	60 x 40 cm, mittlere Höhe 7 cm, mit Frotteebezug
640610-1	60 x 40 cm, mittlere Höhe 7 cm, mit Anti-Milben-Bezug



11.3 Schlafen und Wohlfühlen

Orthopädisches Kopfkissen



Anwendungsgebiet:

Zur Kopf-, Nacken und Schulterentlastung, beugt Verspannungen vor, unterstützt die physiologische Haltung der Wirbelsäule, für Rücken- und Seitenlage verwendbar

Material:

Weicher, elastischer und atmungsaktiver Schaumstoff:

offenporiger Kaltschaum
viscoelastischer Schaumstoff soft oder weich

Bezug:

- Frottee natur
- Anti-Milben-Bezug weiß für Allergiker
- PU-Bezug weiß
- KL weiß oder nach Farbkarte



Kaltschaum

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640603	60 x 36 x 8 cm, mit Frotteebezug mit RV
640603-2	60 x 36 x 8 cm, mit KL-Bezug mit RV
640603-3	60 x 36 x 8 cm, mit PU-Bezug weiß mit RV

Viscoelastischer Schaumstoff

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640604	60 x 36 x 8 cm, visco soft mit Frotteebezug mit RV
640604-3	60 x 36 x 8 cm, visco soft mit PU-Bezug weiß mit RV
640605	60 x 36 x 8 cm, visco weich mit Frotteebezug mit RV
640605-3	60 x 36 x 8 cm, visco weich mit PU-Bezug weiß mit RV

Comfort-Ausführung, höhenvariabel*

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640606	60 x 36 x 10/8 cm, visco soft mit Frotteebezug mit RV
640606-1	60 x 36 x 10/8 cm, visco soft mit Anti-Milben-Bezug mit RV

* Durch eine 2 cm entnehmbare Einlage ist die Höhe variabel

11.4 Schlafen und Wohlfühlen

Nackenhörnchen

Anwendungsgebiet:
Kopf- und Nackenentlastung beim Sitzen, z.B im Bett, Flugzeug oder Auto

Material:
Bifill: Weiches, bewegliches Material. Ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weicher als Neopolenkugeln

Neopolenkugeln: Inlett mit Füllung waschbar bis 60 °C

Polystyrolkugeln: Inlett mit Füllung nicht waschbar

Bezug:
• Frottee natur, mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C



110 cm Außenmaß	
Art.-Nr.	
640560	mit Polystyrolkugeln
640561	mit Neopolenkugeln
640562	mit Bifill

Anti-Kopfschmerzkissen

Anwendungsgebiet:
Zur Kopfschmerzprophylaxe, vorwiegend für Rückenlage geeignet, Unterstützung der physiologischen Lordose (Halswirbelsäule & Schultergürtel), vermindert Verspannungen und die daraus resultierenden Kopfschmerzen

Material:
Weicher, elastischer, besonders atmungsaktiver und offenporiger Schaumstoff

Bezug:
• Frottee natur mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C
• Anti-Milben-Bezug mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640600	56 x 60 x 10 cm mit Frotteebezug

Venenkissen

Anwendungsgebiet:
Zur Beinhochlagerung zum besseren Venendurchfluss

Material:
Weicher, elastischer, besonders atmungsaktiver und offenporiger Schaumstoff

Bezug:
• Frottee natur mit Reißverschluss, 60°C waschbar
• KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte



groß Gr. 1	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640700	80 x 50 x 20 cm

klein Gr. 2	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640701	70 x 50 x 20 cm

11.5 Schlafen und Wohlfühlen

Dinkelspelzkissen



Anwendungsgebiet:

Im Pflegebereich als Kopfkissen sowie als Lagerungskissen zur Arm-, Bein- und Ganzkörperlagerung, sehr gute Anpassung an die einzelnen Körperpartien durch leichte Beweglichkeit des Dinkelspelz, optimale Durchlüftung



Material:

Dinkelspelzfüllung aus Demeter-Anbau

Bezug:

- N-Bezug weiß, vernäht, nicht abnehmbar
- Frottee natur, waschbar bis 60°C

Kissen mit Dinkelspelzfüllung

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640900	40 x 40 cm
640901	40 x 60 cm

Frotteebezug für Dinkelspelzkissen

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640903	40 x 40 cm
640904	40 x 60 cm

Nackenhörnchen mit Dinkelspelzfüllung

Art.-Nr.	Maße (L)
640902	110 cm Außenmaß

Frotteebezug für Dinkelspelznackenhörnchen

Art.-Nr.	Maße (L)
640905	110 cm Außenmaß

Kirschkernkissen

Anwendungsgebiet:

Als Wärmekissen zum Auflegen bei Verspannungen und Schmerzen, für Babys und Kleinkinder gut geeignet bei Bauchschmerzen oder als Wärmequelle

Material:

Kirschkerne

Bezug:

- Nylonspezialgewebe Farbe türkis oder nach Farbkarte, abwaschbar, desinfizierbar, sterilisierbar bis max. 115 °C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe maximal 2 Minuten, im Backofen bei 120 °C ca. 5 -10 Minuten



Zusätzlicher angenehmer Frottee-Bezug möglich.

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640910	20 x 20 cm
640911	40 x 20 cm
640912	Nackenhörnchen, Außenmaß 90 cm



Hinweis: Bitte grundsätzlich vorher testen, da je nach Leistung von Mikrowelle oder Backofen und Größe des Kissens die Wirkung unterschiedlich ist. Nylonspezialgewebe zum Erwärmen nie direkt auf Metalloberflächen legen! Drehteller in der Mikrowelle muß sich frei bewegen können, sonst Brandgefahr!

12. Matratzen und Auflagen

Pflegebettmatratze.....	12.2
Wendematratze.....	12.2
BISANZ - Hochwertige Pflegebettmatratze	12.3
Matratzen-Auflage.....	12.3
Orthopädische Matratzen - Kaltschaum.....	12.4
Orthopädische Matratzen - viscoelastisch.....	12.4
7-Zonen-Matratze aus Wabenkaltschaum	12.5
Kinderbettmatratze	12.5





12.2 Matratzen und Auflagen

Pflegebettmatratze



Anwendungsgebiet:
Kranken- und Altenpflege

Material:
Mittelfester PU-Schaumstoff nach EU-Richtlinie RG 35

Bezug:
• 100% Baumwolle, 60°C waschbar, mit Reißverschluss

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2000013	200 x 90 x 12 cm

Wendematratze



Anwendungsgebiet:
Komfortable, punktelastische, druckmindernde Matratze speziell für Krankenhäuser

Material:
Schaumstoffqualität: 8 cm RG 35/45 fest und 4 cm Kaltschaum 40/25

Bezug:
• Baumwollbezug blau mit RV (waschbar bis 60 °C)
• sep. PU-Bezug weiß möglich

Rollverpackt in Folienbeutel.

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2000030	200 x 90 x 12 cm

12.3 Matratzen und Auflagen

BISANZ - Hochwertige Pflegebettmatratze

Anwendungsgebiet:

In der Kranken- und Altenpflege für einen hochwertigen Liege- und Schlafkomfort, mit Noppenprofil zur Druckpunktentlastung

Material:

Hochwertiger Kaltschaum RG 50


Bezug:

- PU-Bezug weiß mit Reißverschluss (längs und quer) atmungsaktiv, abwaschbar, desinfizierbar, waschbar bis 95°C, mit Netzunterbezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2000090	200 x 90 x 12 cm
2000100	200 x 100 x 12 cm



Matratzen-Auflage



Anwendungsgebiet:

In allen Kranken- und Pflegebereichen als zusätzliche Auflage auf vorhandene Matratzen, zur Vermeidung von Druckpunkten, als Weichauflage für einen zusätzlichen Liegekomfort

Material:

Weicher Noppen-Kaltschaum in hochwertiger Qualität RG 50/30

Bezug:


- PU-Bezug weiß mit Reißverschluss (längs und quer), atmungsaktiv, abwaschbar, desinfizierbar, waschbar bis 95 °C, mit Netzunterbezug

Kaltschaum-Noppen-Platte mit PU-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700115	200 x 90 x 5 cm

12.4 Matratzen und Auflagen

Orthopädische Matratzen - Kaltschaum



Anwendungsgebiet:

Hochwertige Biplus-Kaltschaum-Matratzen zur allgemeinen Anwendung im Privatbereich, für Kliniken sowie zur Dekubitusprophylaxe in der Kranken- und Altenpflege

Material:

Kaltschaumstoff offenporig und atmungsaktiv, RG 50, in allen Abmessungen lieferbar, unterschiedliche Festigkeiten je nach Körpergewicht

Bezug:

- Frottee natur
- Anti-Milben-Bezug für Allergiker
- PU-Bezug weiß

einschichtig fest: ab ca. 130 kg Körpergewicht	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900010	200 x 80 x 12 cm
2900011	200 x 90 x 12 cm
2900012	200 x 100 x 12 cm

einschichtig soft: ab ca. 45 kg – ca. 70 kg Körpergewicht	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900001	200 x 80 x 12 cm
2900002	200 x 90 x 12 cm
2900003	200 x 100 x 12 cm

zweischichtig mittel/soft: ab ca. 70 kg – ca. 100 kg Körpergewicht, auf Grund zwei aufeinander liegenden Festigkeiten, ist die Matratze durch Wenden variabel in der Festigkeit.	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900004	200 x 80 x 12 cm
2900005	200 x 90 x 12 cm
2900006	200 x 100 x 12 cm

einschichtig mittel: ab ca. 100 kg – ca. 130 kg Körpergewicht	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900007	200 x 80 x 12 cm
2900008	200 x 90 x 12 cm
2900009	200 x 100 x 12 cm

Orthopädische Matratzen - viscoelastisch



Anwendungsgebiet:

Hochwertige Biplus-viscoelastische -Matratzen zur allgemeinen Anwendung im Privatbereich, für Kliniken sowie zur Dekubitusprophylaxe der Kranken- und Altenpflege, optimale Druckverteilung durch verringerten Gegendruck und träge Rückstellung (Viscoelastizität)

Material:

Viscoelastischer Schaumstoff, ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt, offenporig und atmungsaktiv mit hohem Raumgewicht

Bezug:

- Frottee natur
- Anti-Milben-Bezug für Allergiker
- PU-Bezug weiß

visco soft: ab ca. 45 kg – ca. 65 kg Körpergewicht	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900101	200 x 80 x 12 cm
2900102	200 x 90 x 12 cm
2900103	200 x 100 x 12 cm

visco weich: ab ca. 65 kg – ca. 100 kg Körpergewicht	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900104	200 x 80 x 12 cm
2900105	200 x 90 x 12 cm
2900106	200 x 100 x 12 cm

visco mittel: ab ca. 100 kg – ca. 130 kg Körpergewicht	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900107	200 x 80 x 12 cm
2900108	200 x 90 x 12 cm
2900109	200 x 100 x 12 cm

12.5 Matratzen und Auflagen

7-Zonen-Matratze aus Wabenkaltschaum

Anwendungsgebiet:


Im Privatbereich sowie zur exklusiven Ausstattung im Klinikbereich, hochwertige Biplus-Kaltschaum-Matratze mit sehr hohem Liegekomfort insbesondere an den druckempfindlichen Körperregionen wie Schulterzone und Beckenbereich, Wabenstruktur auf Ober- und Unterseite sowie 7 Bohrungszonen, Gewährleistung optimaler Durchlüftung

Material:

Kombination von Biplus-Kaltschaum in verschiedenen Festigkeiten

Bezug:

- Frottee natur
- Anti-Milben-Bezug weiß für Allergiker
- PU-Bezug weiß




soft bis ca. 70 kg	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900020	200 x 80 x 15 cm
2900021	200 x 90 x 15 cm
2900022	200 x 100 x 15 cm

zweischichtig mittel/soft ab ca. 70 kg bis ca. 90 kg	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900023	200 x 80 x 15 cm
2900024	200 x 90 x 15 cm
2900025	200 x 100 x 15 cm

mittel ab ca. 90 kg	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900026	200 x 80 x 15 cm
2900027	200 x 90 x 15 cm
2900028	200 x 100 x 15 cm

Kinderbettmatratze



Anwendungsgebiet:

Zur Kinder- und Säuglingslagerung in verschiedenen Bereichen

Material:

Hochwertiger Kaltschaum offenporig und atmungsaktiv

Bezug:

- Frottee, Anti-Milben-Bezug (Anti-Allergiker-Bezug)
- PU-Bezug weiß (abwaschbar)
- alle Bezüge sind mit Reißverschluss über zwei Seiten gefertigt


Bemerkung: Alle Kinderbettmatratzen sind mit einer festen Trittkante erhältlich.

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900200	140 x 70 x 8 cm, mit Frotteebezug
2900201	140 x 70 x 8 cm, mit Anti-Milben-Bezug
2900202	140 x 70 x 8 cm, mit PU-Bezug weiß
2900203	120 x 60 x 8 cm, mit Frotteebezug
2900204	120 x 60 x 8 cm, mit Anti-Milben-Bezug
2900205	120 x 60 x 8 cm, mit PU-Bezug weiß

13. Stoffe am laufenden Meter

Kunstleder	13.2
PU-Bezugsmaterial.....	13.2
Stoffe	13.3





13.2 Stoffe am laufenden Meter

Bitte bei Bestellungen immer die gewünschten lfm sowie die Farbe angeben.
Die Preise finden Sie in der Preisliste auf Seite 23.

Kunstleder	
Art.-Nr.	Maße (138 cm breit)
990005	weiß
990006	farbig



feuerrot



schwarz



gelb



cyclame



grün



bordeaux



violett




royal blau



apricot



agave



creme



atollblau




braun




chrom


Nylonspezialgewebe	
Art.-Nr.	Maße (150 cm breit)
990019	lila, türkis, flieder, organge



türkis



lila



orange



flieder

Turnmattenmaterial	
Art.-Nr.	Maße (217 cm breit)
990008	blau




Turnmattenmaterial: blau, hochreißfestes Spezialgewebe speziell geeignet als Anti-Rutschmaterial für Turnmatten, Auflagen und Sitzkissen

13.3 Stoffe am laufenden Meter

Bitte bei Bestellungen immer die gewünschten lfm sowie die Farbe angeben.
Die Preise finden Sie in der Preisliste auf Seite 23.

PU-Bezugsmaterial	
Art.-Nr.	Maße (150 cm breit)
990009	weiß, 95 °C waschbar, trocknergeeignet
990010	schwarz, 60 °C waschbar
990004	schwarz, antistatisch



schwarz



schwarz, antistatisch, hochreißfest, sehr elastisch, hoch desinfektionsmittelbeständig, 60 °C waschbar

Micronara	
Art.-Nr.	Maße (150 cm breit)
990018	anthrazit oder nach Farbangabe



Micronara
anthrazit, 30°C waschbar



Micronara
blau, 30°C waschbar




Micronara
schwarz, 30°C waschbar



Micronara
hellbraun, 30°C waschbar

Frottee	
Art.-Nr.	Maße
990016	natur (220 cm breit)
990015	weiß, mit Unterseite PU-Schicht (150 cm breit)



Frottee
natur, 60°C waschbar



Frottee
weiß, Unterseite PU-Schicht, 60°C waschbar

Baumwollstoff	
Art.-Nr.	Maße (160 cm breit)
990007	blau oder gelb gemustert



blau, 60 °C waschbar




gelb, 60 °C waschbar


Anti-Milben-Bezugsmaterial	
Art.-Nr.	Maße (230 cm breit)
990023	weiß



Trikot	
Art.-Nr.	Maße (155 cm breit)
990014	weiß



Trikot
weiß, 95°C waschbar



Produkt-Index

A	Seite
Anästhesiekissen	4.11
Anti-Dekubitusfell	6.3
Anti-Dekubitus-Kaltschaum-Noppenpl.	9.2
Anti-Dekubituskissen	6.3
Anti-Dekubitus-Noppenschaumplatte	9.2
Anti-Kopfschmerzkissen	11.4
Armlagerungskeil	1.6
Arm- und Beifixierungsgurt	5.5
Armpolsterhülsen	4.5
Arthrodesekissen	7.11
Autositzkeil	10.9

B	Seite
Babywickelmulde	8.2
Back to Back	5.3
Ball als Handtrainer	10.7
Bauchbrett	2.4
Bauchschläferkissen	11.2
Beckenkissen	4.8
Befestigungsband	5.2
Beinhochlagerungskeil	1.7
Beinhochlagerungsschienen	3.2
Beinhochlagerungswürfel „Swing“	10.4
Beinlagerungsformkeil	2.2
Beinlagerungskeil	1.6
Beinlagerungsschienen	3.3-3.5
Beinlagerungstunnel	4.10
Bettseitenpolster	7.6
Biflex-Schaumstoffplatte	9.2
Biflex-Sitzkissen	6.2
Bifoam-Kissen	4.11/10.7
Bisanz- Hochwertige Pflegebettmatr.	12.3

C	Seite
Comforkeilkissen	6.2

D	Seite
Delordosierungs-Halbrohle	10.3
Dinkelspelzkissen	11.5
Diwanaufgabe	1.5
Dreiviertelrolle	10.3

E	Seite
Echocardiographiekeil	2.5
Einmalpolster für Beinschienen	3.7
Entbindungskeil	8.3

F	Seite
Fellschoner für Ellenbogen und Ferse	6.3
Fersenkissen	7.9
Fersenstütze	7.9
Fix-Unfallbeinschiene	3.6
Fix-Verbandschiene	3.6
Fußauflagematte /Diwanaufgabe	1.5
Fußstütze	7.8

G	Seite
Gewichtssack	7.5
Gipsstützen	1.3
Grundpolster für Krappschiene	3.7
Gymnastikmatte	10.8
Gymnastikrolle	10.2

H	Seite
Haftbandfixierung	5.2
Haken- und Flauschband	5.2
Halbmondkissen	7.3
Halbrohle/Hartschaumhalbrohle	10.3
Halbrohle für die Fußlagerung OP	4.9
Halskrawatte	5.3
Hand-Armaufgabe-Kissen n. Wienerl.	2.5
Hand- und Fußgelenkfixierungen	5.4
Handtrainer	10.7
Hirsekissen	7.4
Hodenkissen	7.8

I	Seite
Infusionskissen	1.4
Injektionskissen	1.4
Intubationskissen	4.4

K	Seite
Keilkissen mit Mulde	10.6
Kinderbettmatratze	8.4/12.5
Kirschkernekkissen	11.5
Kissen mit loser Füllung	7.4
Knielagerungskissen	7.2
Knierolle	10.2
Knochenkissen	10.6
Kopfkeil	1.3
Kopfkissen	1.7
Kopfkissen für Bauchlage:	
- Bifoam	4.11
- mit Nasenausschnitt	4.5
- nach Kleemann	4.7
- verstellbar, siehe OP-Lagerung	4.7

Kopfkissen - orthopädisches	11.3
- für Bauchschläfer	11.2
Kopflagerungskissen flach	4.4
Kopflagerungsring	4.4
Körperlagerungsring.....	6.2
Krankentrageauflage.....	1.5

L Seite

Lagerungskeil.....	1.3
Lordosekissen (Lendenkissen)	10.9

M Seite

Mammalagerungskeil	2.3
Matratzenauflage	12.3
Matratzen - orthopädische	12.4
Matratzen zur Pflege	12.2-12.3

N Seite

Nachtstuhlpolster.....	7.10
Nackenhörnchen	11.4
Nackenkissen.....	1.2
Nackenrolle.....	10.2
Neopolenplatte	9.3

O Seite

OP-Gurte	5.5
OP-Tischauflage	4.9
OP-Lagerungspolster für die Bauchlage	4.6-4.9
Orthopädisches Kopfkissen	11.3
Orthopädische Matratzen.....	12.4

P Seite

Patiententragegurt.....	5.3
Pflegebettmatratzen	12.2-12.3
Polster für Operation in Bauchlage.....	4.6-4.9
Plattenwaren	9.2-9.3

R Seite

Reismehlsack.....	7.5
Rektoskopie-Halbrolle.....	2.5
Rolle für Knie und Nacken	10.2
Rollstuhlsicherheitsgurt	5.4
Röntgenlagerungs-Ergänzungsartikel.....	4.3
Röntgenkopfteile	4.2
Röntgenkopfteil Rechts+Links-Lage	4.5
Röntgensortiment	4.2
Röntgentischauflage.....	4.3
Rückenstützkeile	7.7

S Seite

Sandsack	7.5
Säuglingslagerungshilfe	
- für Hüftsonographie.....	2.2/8.4
Schaumstoffkissen	1.2
Schaumstoffplatten	9.3
Schaumstoffplatten:	
- Biflex,-Noppen,-Kaltschaum-Noppen	9.2-9.3
Schaumstoffrolle.....	3.7
Schiefe Ebene	1.6
Schulter-Arm-Keil nach Wörmann	10.6
Seitenlagerungshilfe für Säuglinge	8.5
Seitenlagerungskeil mit Mulde für OP	4.10
Seitenschläferkissen	7.2/11.2
Sicherheitsgurt für Krankentrage	5.3
7-Zonen-Matratze	12.5
Sitzerhöhungen	7.10
Sitzkeil.....	10.9
Sitzwürfel f. Bandscheibentlastung	10.5
Spreizkeil.....	7.7
Stillkissen	8.5
Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen/OP.....	4.7
Stoffe am laufenden Meter	13.2-13.3
Stufenbettwürfel.....	10.5
Stufenbettwürfel - verstellbar.....	10.4
„Swing“ Beinhochlagerungswürfel.....	10.4

T Seite

Thoraxkissen	4.8
Turnmatte.....	10.8

U Seite

Ulnariskissen.....	4.9
U-Form-Lagerungskissen	7.3

V Seite

Venenkissen	11.4
Verkleinerungsrahmen f. Bauchbrett.....	2.4
Viscoelastische Matratze.....	12.4

W Seite

Wärmestiefel	7.8
Wendematratze	12.2
Wickelmulde.....	8.2
Wickeltischauflagen.....	8.2-8.3

14. Preisliste

Produkte ohne Farbangabe in der Artikelbeschreibung werden in unseren Standardausführungen: KL-weiß, PVC-creme bzw. PU / PUD-Beschichtung agave gefertigt.

Preisabweichungen gibt es für:

- PU-Beschichtung weiß: Aufpreis + 20 % auf den ausgewiesenen Preis für PU, sowie auf
- PU-Bezug schwarz antistatisch: Aufpreis + 30% auf den ausgewiesenen Preis für KL.

Die PUD-Beschichtung/dicht in antistatischer Ausführung ist preisgleich zur PUD-Beschichtung.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Bezugsart und Farbe mit der Bestellnummer aus der Preisliste an.

Artikel, die mit einem Stern gekennzeichnet sind, können in der Standardausführung zurückgenommen werden.





Inhaltsverzeichnis zur Preisliste Nr. 214

A	Seite
Anästhesiekissen	1
Anti-Dekubitusfell	4
Anti-Dekubitus-Kaltschaum-Noppenpl.	10
Anti-Dekubituskissen	4
Anti-Dekubitus-Noppenschaumplatte	10
Anti-Kopfschmerzkissen	6
Armlagerungskeil	15
Arm- und Beifixierungsgurt	2
Armpolsterhülsen	2
Arthrodeseckissen	20
Autositzkeil	14

B	Seite
Babywickelmulde	19
Back to Back	15
Ball als Handtrainer	21
Bauchbrett	19
Bauchschläferkissen	6
Beckenkissen	13
Befestigungsband	13
Beinhochlagerungskeil	16
Beinhochlagerungsschienen	12
Beinhochlagerungswürfel „Swing“	2
Beinlagerungsformkeil	19
Beinlagerungskeil	15
Beinlagerungsschienen	11-12
Beinlagerungstunnel	14
Bettseitenpolster	4
Biflex-Schaumstoffplatte	10
Biflex-Sitzkissen	1
Bifoam-Kissen	5
Bisanz- Hochwertige Pflegebettmatr.	21

C	Seite
Comforkeilkissen	14

D	Seite
Delordosierungs-Halbrohle	19
Dinkelspelzkissen	7
Diwanaufgabe	19
Dreiviertelrolle	17

E	Seite
Echocardiographiekeil	20
Einmalpolster für Beinschienen	21
Entbindungskeil	17

F	Seite
Fellschoner für Ellenbogen und Ferse	4
Fersenkissen	3
Fersenstütze	3
Fix-Unfallbeinschiene	21
Fix-Verbandschiene	21
Fußauflagematte /Diwanaufgabe	19
Fußstütze	16

G	Seite
Gewichtssack	12
Gipsstützen	12
Grundpolster für Krappschiene	21
Gymnastikmatte	7
Gymnastikrolle	7

H	Seite
Haftbandfixierung	13
Haken- und Flauschband	15
Halbmondkissen	6
Halbrohle/Hartschaumhalbrohle	17
Halbrohle für die Fußlagerung OP	13
Halskrawatte	14
Hand-Armaufgabe-Kissen n. Wienerl.	18
Hand- und Fußgelenkfixierungen	2
Handtrainer	14
Hirseckissen	4
Hodenkissen	1

I	Seite
Infusionskissen	18
Injektionskissen	18
Intubationskissen	14

K	Seite
Keilkissen mit Mulde	20
Kinderbettmatratze	22
Kirschkerneckissen	7
Kissen mit loser Füllung	5
Knielagerungsckissen	6
Knierolle	16
Knochenkissen	12
Kopfkeil	17
Kopfckissen	5
Kopfckissen für Bauchlage:	
- Bifoam	5
- mit Nasenausschnitt	5
- nach Kleemann	14
- verstellbar, siehe OP-Lagerung	13
Kopfckissen-orthopädisches	6
Kopflagerungsckissen flach	7

Kopflagerungsring	9
Körperlagerungsring	4
Krankentrageauflage	18

L Seite

Lagerungskeil	20
Lordosekissen (Lendenkissen)	1

M Seite

Mammalagerungskeil	19
Matratzenauflage	10
Matratzen - orthopädische	22
Matratzen zur Pflege	21

N Seite

Nachtstuhlpolster	4
Nackenhörnchen	6
Nackenkissen	12
Nackenrolle	16
Neopolenplatte	10

O Seite

OP-Gurte	3
OP-Tischauflage	19
OP-Lagerungspolster für die Bauchlage	13
Orthopädisches Kopfkissen	6
Orthopädische Matratzen	22

P Seite

Patiententragegurt	3
Pflegebettmatratzen	21
Polster für Operation in Bauchlage	13
Plattenwaren	10

R Seite

Reismehlsack	4
Rektoskopie-Halbrolle	19
Rolle für Knie und Nacken	16
Rollstuhlsicherheitsgurt	15
Röntgenartikel f. Nacken+Körper	9
Röntgenfixierteile	8
Röntgenkopfteile	8-9
Röntgenkopfteil Rechts+Links-Lage	9
Röntgensortiment	8
Röntgentischauflage	9
Rückenstützkeile	13

S Seite

Sandsack	3-4
Säuglingslagerungshilfe	
- für Hüftsonographie	19
Schaumstoffkissen	1
Schaumstoffplatten	10
Schaumstoffplatten:	
- Biflex,-Noppen,-Kaltschaum-Noppen	10
Schaumstoffrolle	2
Schiefe Ebene	16
Schulter-Arm-Keil nach Wörmann	13
Seitenlagerungshilfe für Säuglinge	19
Seitenlagerungskeil mit Mulde für OP	14
Seitenschläferkissen	6
Sicherheitsgurt für Krankentrage	15
7-Zonen-Matratze	22
Sitzerhöhungen	1
Sitzkeil	14
Sitzwürfel f. Bandscheibentlastung	2
Spreizkeil	3
Stilkissen	6
Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen OP	14
Stoffe am laufenden Meter	23
Stufenbettwürfel	2
Stufenbettwürfel - verstellbar	2
„Swing“ Beinhochlagerungswürfel	2

T Seite

Thoraxkissen	13
Turnmatte	7

U Seite

Ulnariskissen	13
U-Form-Lagerungskissen	6

V Seite

Venenkissen	7
Verkleinerungsrahmen f. Bauchbrett	19
Viscoelastische Matratze	22

W Seite

Wärmestiefel	2
Wendematratze	21
Wickelmulde	19
Wickeltischauflagen	18
Wickeltischauflagen m. Aufkantungen	19

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
1	Schaumstoffkissen			
	300003PVC	30 x 20 x 2 cm, mit PVC-Bezug geschweißt (bis 7 cm Höhe)	Stück	17,90
	300004PVC	40 x 20 x 2 cm	Stück	18,30
	300010PVC	25 x 15 x 3 cm	Stück	17,40
	300011PVC	25 x 20 x 3 cm	Stück	18,10
	300017PVC	40 x 20 x 3 cm	Stück	18,80
	300025PVC	25 x 20 x 4 cm	Stück	18,30
	300026PVC	30 x 20 x 4 cm	Stück	18,50
	300043PVC	20 x 20 x 5 cm	Stück	18,30
	300045PVC	25 x 20 x 5 cm	Stück	18,50
	300046PVC	30 x 20 x 5 cm	Stück	19,60
	300050PVC	40 x 25 x 5 cm	Stück	21,80
	300051PVC	40 x 30 x 5 cm	Stück	23,10
	300075PVC	30 x 20 x 7 cm	Stück	21,50
	300076PVC	40 x 20 x 7 cm	Stück	23,90
	300079PVC	40 x 30 x 7 cm	Stück	26,40
	Schaumstoffkissen mit PVC fertigen wir gerne auch mit KL, Preisaufschlag + 20 %.			
	300088KL	30 x 25 x 8 cm mit KL-Bezug ohne RV	Stück	34,50
	300089KL	40 x 20 x 8 cm	Stück	37,80
	300095KL	50 x 30 x 9 cm	Stück	46,20
	300099KL	25 x 25 x 10 cm	Stück	35,60
	300103KL	40 x 30 x 10 cm	Stück	46,00
	300108KL	50 x 40 x 10 cm	Stück	54,10
	300120KL	50 x 30 x 15 cm mit KL-Bezug mit Reißverschluss	Stück	57,70
6	Biflex-Sitzkissen / Rollstuhlkissen L x B x H			
	300200	43 x 38 x 5 cm, mittelfest, Micronara-Bezug	Stück	67,00
	300201	43 x 38 x 5 cm, fest, Micronara-Bezug	Stück	69,10
	300200-1	mittelfest, mit PU-Bezug (abwaschbar) schwarz mit RV	Stück	77,10
	300201-1	fest, mit PU-Bezug schwarz mit RV	Stück	79,60
	Der PU-Bezug kann auf Wunsch mit der Baumwollseite nach außen gefertigt werden.			
7	Sitzerhöhung			
	300210	40 x 40 x 10 cm, mit KL-Bezug mit RV	Stück	69,20
	300210-1	mit Micronara-Bezug mit Reißverschluss	Stück	69,20
	Sitzerhöhung "Comfort"			
	300220	40 x 40 x 10 (8/2) cm, mit KL-Bezug mit RV	Stück	84,30
	300220-1	mit Micronara-Bezug mit Reißverschluss	Stück	84,30
	300229	zusätzliche Trageschlaufe (wird mit Bezug vernäht)	Stück	18,60
10	Lordosekissen (Lendenkissen)			
	300300	35 x 27 x 6 cm, mit Micronara-Bezug mit Fixierung	Stück	38,60
	300300KL	35 x 27 x 6 cm, mit KL-Bezug und mit Fixierung	Stück	46,10
	Lordosekissen mit Sandsäckchen			
	300302	35 x 27 x 6 cm, mit Micronara-Bezug mit Sandsäckchen	Stück	43,70
7	Hodenkissen			
	* 300400KL	19 x 14 x 7 cm mit KL-Bezug	Stück	25,60
	300400-10KL	mit KL-Bezug	Preis ab 10 Stück/ Stück	24,30
	300400PU	mit PU-Beschichtung	Stück	29,30
4	Anästhesiekissen			
	400200	KL-Bezug mit RV, weiß oder nach Farbkarte	Stück	99,90
	400201	PU-Bezug schwarz antistatisch mit RV	Stück	122,70

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
10 Sitzwürfel für Bandscheibentlastung				
	406901	36 x 40 x 56/48 cm mit Micronara-Bezug mit RV	Stück	92,30
	406901-1	Kissen als Weichauflage 46x40x3 cm mit Micronara-Bezug	Stück	30,00
	406901KL	Sitzwürfel 36 x 40 x 56/48 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	110,80
10 Stufenbettwürfel - nicht verstellbar				
*	460001KL	50 x 45 x 40 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	108,40
	460001PU	50 x 45 x 40 cm mit PU-Beschichtung	Stück	174,20
	460003	KL- oder Frotteebezug 50 x 45 x 40 cm	Stück	76,00
	460004KL	60 x 40 x 20 cm	Stück	76,80
	460014KL	45 x 40 x 30 cm	Stück	84,40
	460015KL	50 x 40 x 30 cm	Stück	93,70
	460016KL	60 x 40 x 30 cm	Stück	105,70
	460023KL	40 x 40 x 40 cm	Stück	97,90
	460024KL	50 x 50 x 40 cm	Stück	114,20
	460025KL	50 x 40 x 40 cm	Stück	111,00
	460028KL	60 x 50 x 40 cm	Stück	131,60
	460029KL	60 x 60 x 40 cm	Stück	137,60
10 Stufenbettwürfel - verstellbar				
	460050KL	50 x 50 x 45 - 55 cm	Stück	179,10
	460051KL	45 x 45 x 35 - 45 cm	Stück	150,80
10 "Swing" - Beinhochlagerungswürfel variabel				
	460900	44 x 44 x 35 - 45 cm mit KL-Bezug	Stück	139,60
7 Wärmestiefel				
	470001	Wärmestiefel	Paar	116,10
3 Schaumstoffrolle				
	490009	11 x 1,0 cm	5 m Rolle	8,70
	490011	9 x 1,5 cm	5 m Rolle	9,70
	490012	11 x 1,5 cm	5 m Rolle	10,40
5 Hand- und Fußgelenkfixierung				
	510001	7 cm breit	Paar	34,60
	510001-10	7 cm breit	Preis ab 10 Paar/ Paar	32,90
Hand- und Beifixierung mit Bändchen für Kleinkinder				
	510002	3 cm breit, 10er Pack	Packg.	63,30
5 Arm- und Beifixierungsgurt				
	520001	Beifixierungsgurt 250 cm lang	Stück	114,30
	530001	Armfixierungsgurt 250 cm lang	Stück	114,30
4 Armpolsterhülse mit Haftbandverschluß				
	540001KL	25 cm für Erwachsene	Stück	43,90
	540002KL	20 cm für Kinder	Stück	39,70
	540003KL	konisch 45 cm mit Klettverschluss	Stück	64,60
ohne Haftbandverschluß				
	550001KL	25 cm für Erwachsene, Ø 11 cm	Stück	30,80
	550002KL	20 cm für Kinder, Ø 9 cm	Stück	29,80
	550003KL	konisch 45 cm	Stück	43,80

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
5	OP-Gurt			
	560001	190 cm lang x 7 cm mit Polster	Stück	71,90
	560002	190 cm lang x 7 cm ohne Polster	Stück	53,20
	560003	Polster ohne Gurt, 80 x 10 cm	Stück	32,10
	560004	250 cm lang x 7 cm ohne Polster	Stück	56,50
	560005	250 cm lang x 7 cm mit Polster	Stück	73,50
	OP-Gurt metallfrei			
	560010	190 cm lang x 7 cm, ohne Polster	Stück	53,80
	560011	250 cm lang x 7 cm, ohne Polster	Stück	57,60
	560003	Polster ohne Gurt, 80 x 10 cm	Stück	32,10
7	Spreizkeil			
	ohne Fixierung			
*	570001KL	50 x 35 x 10 cm; H: 16 cm	Stück	62,90
	570001PU	50 x 35 x 10 cm; H: 16 cm	Stück	65,30
*	570002KL	30 x 25 x 8 cm; H: 14 cm	Stück	44,40
	570002PU	30 x 25 x 8 cm; H:14 cm	Stück	45,90
	mit Fixierung			
	570003KL	50 x 35 x 10 cm; H: 16 cm	Stück	84,40
	570004KL	30 x 25 x 8 cm; H:14 cm	Stück	64,50
5	Patiententragegurt			
	580001	65 x 20 cm	Stück	30,70
7	Fersenkissen			
*	590001	15 x 15 x 5 cm, ohne Bezug	Stück	3,90
	590001PU	mit PU-Beschichtung	Stück	17,40
	590002	komplett abgerundet, PU-Beschichtung	Stück	34,70
7	Fersenstütze			
*	590003	25 x 15 x 8 cm, ohne Bezug	Stück	8,80
	590003PU	mit PU-Beschichtung	Stück	22,00
	590004PUD	PU-dicht, Lochoberkante abgerundet	Stück	46,10
7	Sandsack			
	KL-farbig Preisauflschlag + 30%			
	600002	10 x 10 cm 0,2 kg Kunstleder weiß geschweißt	Stück	9,20
	600003	15 x 10 cm 0,4 kg	Stück	9,30
	600004	20 x 10 cm 0,5 kg	Stück	9,70
	600005	25 x 10 cm 0,7 kg	Stück	10,20
	600006	30 x 10 cm 1,0 kg	Stück	10,70
	600010	15 x 15 cm 0,8 kg	Stück	9,70
	600011	20 x 15 cm 1,0 kg	Stück	10,10
	600012	25 x 15 cm 1,5 kg	Stück	10,80
	600013	30 x 15 cm 2,0 kg	Stück	11,50
	600015	40 x 15 cm 2,5 kg	Stück	13,80
	600019	20 x 20 cm 1,5 kg	Stück	10,30
	600020	25 x 20 cm 2,0 kg	Stück	12,80
	600021	30 x 20 cm 2,5 kg	Stück	13,80
	600022	35 x 20 cm 3,0 kg	Stück	15,20
	600023	40 x 20 cm 3,5 kg	Stück	16,50
	600024	45 x 20 cm 4,0 kg	Stück	17,50
	600025	50 x 20 cm 5,0 kg	Stück	18,80
	600027	25 x 25 cm 2,5 kg	Stück	14,70
	600028	30 x 25 cm 3,0 kg	Stück	15,90
	600029	35 x 25 cm 4,0 kg	Stück	17,20
	600030	40 x 25 cm 5,0 kg	Stück	18,40

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
7	600032	30 x 30 cm 5,0 kg Sandsack	Stück	18,40
	600033	35 x 30 cm 6,0 kg	Stück	18,80
	600034	40 x 30 cm 7,0 kg	Stück	19,20
	600036	50 x 30 cm 9,0 kg	Stück	23,10
	600041	60 x 40 cm 15,0 kg	Stück	33,40
	Sandsack mit Halteschleufe auf Anfrage möglich.			
7	Hirsekissen			
	610011	40 x 25 cm 3,0 kg KL-Bezug weiß geschweißt	Stück	22,40
	610014	25 x 35 cm 2,5 kg	Stück	20,70
	610021	30 x 50 cm 5,0 kg	Stück	34,70
7	Reismehlsack			
	610106	30 x 15 cm 1,2 kg KL-Bezug weiß geschweißt	Stück	22,30
	610107	30 x 20 cm 1,6 kg	Stück	25,50
	610109	40 x 20 cm 2,0 kg	Stück	28,70
7	Nachtstuhlpolster			
	620001KL	42 x 42 x 5 cm, KL-Bezug weiß	Stück	72,30
	620002PUD	42 x 42 x 5 cm, PUD-Beschichtung/dicht	Stück	91,40
6	Körperlagerungsring			
	620100PU	Körperlagerungsring Ø 47/37 x H 5 cm, PU	Stück	57,00
	620101PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	102,70
6	Anti-Dekubituskissen			
	Noppenschaum mit Trikotbezug			
	630001	65 x 50 x 5 cm mit Mittelloch Ø 10 cm	Stück	38,10
	630002	40 x 40 x 5 cm mit Mittelloch Ø 10 cm	Stück	34,10
	Waffelmuster			
	630003	70 x 50 x 5 cm, mit Trikotbezug	Stück	55,10
	630003-1	90 x 60 x 5 cm, mit Trikotbezug	Stück	65,90
	Gerne fertigen wir für Sie diesen Artikel auch mit PU-Bezug weiß mit RV. Bitte fragen Sie Ihren Preis bei uns an.			
6	Anti-Dekubitusfell, Fertigstück			
	630004	70 x 50 cm eingefasst	Stück	23,00
	630004-2	100 x 70 cm eingefasst	Stück	32,90
6	Anti-Dekubitusfell, Meterware			
	630005	90 cm breit	m	30,60
	630005-5	90 cm breit	Preis ab 5 Meter m	29,10
	630006	100 cm breit	m	31,40
6	Fellschoner für Ellenbogen und Ferse			
	630100	für Ellenbogen	Stück	16,70
	630100-1		Preis ab 10 Stück/ Stück	13,10
	630101	für Ferse	Stück	17,30
	630101-1		Preis ab 10 Stück/ Stück	15,10
7	Bettseitengitterpolster			
	640001	170 x 50 cm, Ecken abgerundet	Stück	209,40
	640002	170 x 50 cm, Ecken nicht abgerundet	Stück	164,10
7	Bettseitenpolster			
	640003	Kopf- und Fußteilpolster, 80 x 28 x 5 cm	Stück	87,70
	640004	Seitenpolster, 195 x 40 x 5 cm	Stück	167,20

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
1	Kopfkissen			
*	640201KL	35 x 40 cm mit KL-Bezug weiß geschweißt, mittlere Höhe 12 cm	Stück	33,00
	640201-2KL	mit KL-Bezug weiß/farbig genäht mit RV	Stück	38,00
*	640202KL	40 x 40 cm mit KL-Bezug weiß geschweißt, mittlere Höhe 12 cm	Stück	35,10
	640202-2KL	mit KL-Bezug weiß/farbig genäht mit RV	Stück	40,40
*	640203KL	40 x 60 cm mit KL-Bezug weiß geschweißt, mittlere Höhe 12 cm	Stück	42,70
	640203-2KL	mit KL-Bezug weiß/farbig genäht mit RV	Stück	49,10
Unsere geschweißten Bezüge werden immer mit Entlüftungsösen gefertigt.				
Bei Kunstleder genäht ist auf Wunsch die Fertigung ohne Entlüftungsösen möglich.				
Bezug für Kopfkissen: Trikot weiß mit Reißverschluss				
	640201-1	Trikot-Bezug 35 x 40 cm	Stück	19,70
	640202-1	Trikot-Bezug 40 x 40 cm	Stück	20,60
	640203-1	Trikot-Bezug 40 x 60 cm	Stück	25,80
4	Kopfkissen für Bauchlage mit Nasenausschnitt			
	640300KL	36 x 25 x 10 cm KL-Bezug	Stück	52,50
	640300PU	36 x 25 x 10 cm PU-Beschichtung	Stück	53,40
	640300PUD	36 x 25 x 10 cm, PUD-Beschichtung/dicht	Stück	71,00
4 u.10	Bifoam Kaltschaumkissen für die Bauchlage			
	640400	Kissen 40 x 40 x 11 cm mit Frotteebezug	Stück	142,80
	640400KL	Kissen mit KL-Bezug	Stück	146,80
	640400PU	Kissen mit PU-Beschichtung	Stück	143,30
	640400PUD	Kissen mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	186,70
7	Kissen mit loser Füllung			
	640401N	mit Neopolenkugeln 35 x 40 cm, mit Nesselbezug	Stück	21,90
	640402N	mit Neopolenkugeln 40 x 40 cm, mit Nesselbezug	Stück	23,70
	640403N	mit Neopolenkugeln 40 x 60 cm, mit Nesselbezug	Stück	35,10
	640404N	mit Neopolenkugeln 40 x 80 cm, mit Nesselbezug	Stück	47,90
	640411N	mit Bifill 35 x 40 cm, mit Nesselbezug	Stück	20,50
	640412N	mit Bifill 40 x 40 cm, mit Nesselbezug	Stück	21,70
	640413N	mit Bifill 40 x 60 cm, mit Nesselbezug	Stück	30,60
	640414N	mit Bifill 40 x 80 cm, mit Nesselbezug	Stück	38,20
Bezug für Kissen: Kunstleder mit Reißverschluss (RV)				
	640411-1	35 x 40 cm	Stück	21,90
	640412-1	40 x 40 cm	Stück	23,60
	640413-1	40 x 60 cm	Stück	28,60
	640414-1	40 x 80 cm	Stück	34,10
Bezug für Kissen: Frottee mit RV				
	640411-2	35 x 40 cm	Stück	21,90
	640412-2	40 x 40 cm	Stück	23,60
	640413-2	40 x 60 cm	Stück	28,60
	640414-2	40 x 80 cm	Stück	34,10
Kissen mit loser Füllung mit Kunstlederbezug				
	640501KL	mit Polystyrolkugeln 35 x 40 cm	Stück	22,00
	640502KL	mit Polystyrolkugeln 40 x 40 cm	Stück	24,10
	640503KL	mit Polystyrolkugeln 40 x 60 cm	Stück	33,00
	640504KL	mit Polystyrolkugeln 40 x 80 cm	Stück	41,60
	640511KL	mit Bifill 35 x 40 cm	Stück	24,00
	640512KL	mit Bifill 40 x 40 cm	Stück	27,20
	640513KL	mit Bifill 40 x 60 cm	Stück	37,00
	640514KL	mit Bifill 40 x 80 cm	Stück	47,20

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
8	Stillkissen 185 cm Außenmaß x 35 cm			
	640550	mit Polystyrolkugeln, Baumwollbezug mit RV	Stück	98,00
	640551	mit Neopolenkugeln, Baumwollbezug mit RV	Stück	120,80
	640552	mit Bifill, Baumwollbezug mit RV	Stück	106,30
	Wahlweise bieten wir Ihnen für diesen Artikel Frottee- bzw. Micronara-Bezug preisgleich an.			
	640553	mit Polystyrolkugeln, KL-Bezug weiß vernäht	Stück	94,40
	640554	mit Bifill, KL-Bezug weiß vernäht	Stück	101,70
	640555	mit Bifill, PU-Bezug weiß mit RV	Stück	124,30
	Für KL-Bezug farbig berechnen wir einen Preisaufschlag von 10 %.			
7	U-Form-Lagerungskissen 180 cm Außenmaß x 30 cm			
	640556	Polystyrolkugelfüllung, mit PU-Bezug vernäht	Stück	82,20
	640558	Bifill mit PU-Bezug weiß mit RV	Stück	111,30
11	Nackenhörnchen 110 cm Außenmaß			
	640560	mit Polystyrolkugeln, Frotteebezug mit RV	Stück	47,20
	640561	mit Neopolenkugeln, Frotteebezug mit RV	Stück	55,40
	640562	mit Bifill, Frotteebezug mit RV	Stück	53,30
7 u.11	Seitenschläferkissen / Lagerungsrollen			
	640570	220 x Ø 20 cm, Bifill mit PU-Bezug weiß mit RV	Stück	108,80
	640571	120 x Ø 20 cm, Bifill mit PU-Bezug weiß mit RV	Stück	78,40
	640575	220 x Ø 20 cm, Polystyrolkugeln mit PU-Bezug weiß, vernäht	Stück	87,40
	640576	120 x Ø 20 cm, Polystyrolkugeln mit PU-Bezug weiß, vernäht	Stück	63,70
7	Halbmondkissen mit Weichfüllung			
	640580	135 x Ø 35 cm, PU-Bezug weiß mit RV	Stück	98,90
	640585	135 x Ø 35 cm, PU-Bezug weiß vernäht	Stück	74,40
7	Knielagerungskissen rund			
	640590	Ø 20 cm, mit Nesselbezug	Stück	21,90
	640591	Ø 20 cm, mit PU-Bezug weiß	Stück	23,90
11	Anti-Kopfschmerzkissen			
	640600	56 x 60 x 10 cm, Frotteebezug	Stück	86,40
	640600-1	56 x 60 x 10 cm, Anti-Milben-Bezug	Stück	96,90
11	Orthopädisches Kopfkissen			
	aus Kaltschaum			
	640603	60 x 36 x 8 cm, mit Frotteebezug	Stück	55,00
	640603-2	mit KL-Bezug	Stück	62,40
	640603-3	mit PU-Bezug weiß	Stück	62,80
	aus viscoelastischem Schaumstoff			
	640604	60 x 36 x 8 cm, Visco soft mit Frotteebezug	Stück	76,50
	640604-3	Visco soft mit PU-Bezug weiß	Stück	85,80
	640605	60 x 36 x 8 cm, Visco weich mit Frotteebezug	Stück	76,50
	640605-3	Visco-weich mit PU-Bezug weiß	Stück	85,80
	Comfort-Ausführung, höhenvariabel			
	640606	60 x 36 x 10/8 cm visco soft, mit Frotteebezug	Stück	96,30
	640606-1	mit Anti-Milben-Bezug mit RV	Stück	102,60
11	Bauchschläferkissen			
neu	640610	60 x 40 cm, mittlere Höhe 7 cm mit Frotteebezug	Stück	60,00
	640610-1	60 x 40 cm, mittlere Höhe 7 cm mit Anti-Milben-Bezug	Stück	64,20

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
11	Venenkissen	L x B x H		
	640700	80 x 50 x 20 cm, Gr. 1, mit Frotteebezug	Stück	95,60
	640700KL	Gr. 1 mit KL-Bezug	Stück	98,60
	640701	70 x 50 x 20 cm, Gr. 2, mit Frotteebezug	Stück	91,40
	640701KL	Gr. 2 mit KL-Bezug	Stück	95,20
4	Kopflagerungskissen flach			
	640800KL	22 x 22 x 5 cm mit KL-Bezug vernäht	Stück	54,20
	640800PU	22 x 22 x 5 cm, PU-Beschichtung	Stück	36,30
	640800PUD	22 x 22 x 5 cm, PUD-Beschichtung/dicht	Stück	50,80
11	Dinkelspelzkissen			
	640900	40 x 40 cm mit Nesselbezug vernäht	Stück	21,40
	640901	40 x 60 cm mit Nesselbezug vernäht	Stück	31,90
	640902	Nackenhörnchen, 110 cm Außenmaß mit Nesselbezug vernäht	Stück	48,30
	Frotteebezug mit RV für Dinkelspelzkissen			
	640903	40 x 40 cm	Stück	23,60
	640904	40 x 60 cm	Stück	28,60
	640905	für Nackenhörnchen	Stück	31,80
11	Kirschkernekkissen			
	640910	20 x 20 cm	Stück	19,70
	640911	40 x 20 cm	Stück	26,30
	640912	Nackenhörnchen, Außenmaß 90 cm	Stück	39,30
10	Gymnastikmatte 3-fach faltbar L + B + H			
	650005	200 x 125 x 2 cm	Stück	228,70
	650006	200 x 140 x 2 cm	Stück	277,00
10	Gymnastikrolle	L x Ø		
	660103KL	40 x 15 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	36,00
	660103PU	40 x 15 cm mit PU-Beschichtung	Stück	51,40
	660104KL	50 x 15 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	39,60
	660104PU	50 x 15 cm mit PU-Beschichtung	Stück	55,40
	660105KL	60 x 15 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	43,60
	660105PU	60 x 15 cm mit PU-Beschichtung	Stück	62,10
	660108KL	50 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	60,00
	660108PU	50 x 20 cm mit PU-Beschichtung	Stück	85,40
	660003KL	100 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	106,70
	660002KL	80 x 25 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	119,40
	660005KL	100 x 30 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	144,60
	660009KL	150 x 30 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	217,50
	660006KL	100 x 40 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	212,60
	660132KL	150 x 50 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	363,70
	Gymnastikrollen aus festem Schaumstoff 8-kantig sind ohne Aufpreis erhältlich.			
	Für Gymnastikrollen aus Neopolen 8-kantig berechnen wir einen Preisaufschlag von 20 %.			
	Für Gymnastikrollen mit rundem Neopolenkern (mit Schaumstoff ummantelt) berechnen wir einen Preisaufschlag von 40 %.			
	Gymnastikrollen in konischer Form sind auf Anfrage möglich.			
10	Turnmatte			
	670001	200 x 80 x 5 cm	Stück	187,20
	670002	200 x 100 x 5 cm	Stück	209,70

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
------	---------	-----------------	---------	---------

Bei den nachfolgenden Röntgenteilen- und Auflagen, die mit Kunstleder bezogen oder mit PUD-Beschichtung/dicht beschichtet sind, übernehmen wir keine Garantie der Strahlendurchlässigkeit.

4 Röntgensortiment, bestehend aus Artikel Nr.1 - 6

680000	9-teilig, ohne Bezug	Stück	47,40
680000PU	9-teilig mit PU-Beschichtung	Stück	168,80

4 Röntgenfixier-Keil, -Platte, -Rundplatte und -Rolle

Röntgenfixier-Keil

680003	Nr. 1, großer Dachkeil 36 x 24 x 11 cm ohne Bezug	Stück	12,30
680003PU	Nr. 1, mit PU-Beschichtung	Stück	35,00
680017	wie Nr. 1, jedoch 54 x 24 x 12 cm ohne Bezug	Stück	18,40
680017PU	wie Nr. 1, mit PU-Beschichtung	Stück	44,50
680004	Nr. 2, mittlerer Dachkeil 18 x 24 x 11 cm ohne Bezug	Stück	8,00
680004PU	Nr. 2, mit PU-Beschichtung	Stück	20,20

680004-1	Nr. 13, Keil ungleichschenkelig 60 x 30 x 15 cm ohne Bezug	Stück	22,40
680004-1PU	Nr. 13, mit PU-Beschichtung	Stück	51,00

680005	Nr. 3, kleiner Dachkeil 18 x 10 x 5 cm ohne Bezug	Stück	5,30
680005PU	Nr. 3, mit PU-Beschichtung	Stück	16,00

680006	Nr. 4, Schrägkeil 24 x 18 x 6 cm ohne Bezug	Stück	5,40
680006PU	Nr. 4, mit PU-Beschichtung	Stück	19,70
680006-1	Nr. 14, Schrägkeil 28 x 18 x 8 cm ohne Bezug	Stück	7,00
680006-1PU	Nr. 14, mit PU-Beschichtung	Stück	21,50
680006-2	Nr. 15, Schrägkeil 28 x 18 x 10 cm ohne Bezug	Stück	7,50
680006-2PU	Nr. 15, mit PU-Beschichtung	Stück	22,50
680006-3	Nr. 16, Schrägkeil 24 x 36 x 6 cm ohne Bezug	Stück	7,60
680006-3PU	Nr. 16, mit PU-Beschichtung	Stück	25,10

Röntgenfixier-Platte

680007	Nr. 5, Rechteck 24 x 18 x 3 cm ohne Bezug	Stück	4,70
680007PU	Nr. 5, mit PU-Beschichtung	Stück	15,80
680007-1	Nr. 17, Rechteck 36 x 24 x 3 cm ohne Bezug	Stück	5,80
680007-1PU	Nr. 17, mit PU-Beschichtung	Stück	23,00
680008	Nr. 6, Rechteck 24 x 18 x 5 cm ohne Bezug	Stück	5,30
680008PU	Nr. 6, mit PU-Beschichtung	Stück	17,30
680008-1	Nr. 18, Rechteck 36 x 24 x 5 cm ohne Bezug	Stück	6,70
680008-1PU	Nr. 18, mit PU-Beschichtung	Stück	26,50

Röntgenfixier-Scheibe, -Rundplatte und -Rolle

680009	Nr. 7, Scheibe mit Loch Ø 18/5 x H 4 cm ohne Bezug	Stück	8,00
680009PU	Nr. 7, mit PU-Beschichtung	Stück	23,00
680009-1	Nr. 19, Rundplatte Ø 15 x H 4 cm ohne Bezug	Stück	6,50
680009-1PU	Nr. 19, mit PU-Beschichtung	Stück	16,10
680009-2	wie Nr. 19, Rundplatte Ø 22 x H 5 cm ohne Bezug	Stück	7,70
680009-2PU	wie Nr. 19, Ø 22 x H 5 cm, mit PU-Beschichtung	Stück	18,30

680010	Nr. 8, Rolle 25 x Ø 10 cm ohne Bezug	Stück	9,30
680010PU	Nr. 8, mit PU-Beschichtung	Stück	19,10

4 Röntgenkopfteil

680011	Nr. 9, für Rückenlage, 25 x 25 x 10 cm, ohne Bezug	Stück	21,50
680011PU	Nr. 9, mit PU-Beschichtung	Stück	40,30
680011-10PU	Nr. 9, mit PU-Beschichtung	Preis ab 10 Stück/ Stück	34,70
680011PUD	Nr. 9, mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	56,30
680011KL	Nr. 9, mit KL-Bezug	Stück	67,60

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
4	Röntgenkopfteil für Kinder			
	680011-1	wie Nr. 9, jedoch 22 x 22 x 7 cm, ohne Bezug	Stück	21,50
	680011-1PU	22 x 22 x 7 cm, mit PU-Beschichtung	Stück	40,30
	680011-1PUD	22 x 22 x 7 cm, mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	56,30
	680011-1KL	22 x 22 x 7 cm, mit KL-Bezug	Stück	67,60
4	Röntgenkopfteil für die Bauch- und Seitenlage			
	680012	Nr. 10, für Bauchlage, 23 x 25 x 10 cm ohne Bezug	Stück	22,80
	680012PU	Nr. 10, mit PU-Beschichtung	Stück	42,70
	680013	Nr. 11, für Seitenlage rechts, ohne Bezug	Stück	25,50
	680013PU	Nr. 11, mit PU-Beschichtung 28 x 30 x 10 cm	Stück	43,50
	680014	Nr. 12, für Seitenlage links, ohne Bezug	Stück	25,50
	680014PU	Nr. 12, mit PU-Beschichtung 28 x 30 x 10 cm	Stück	43,50
4	Röntgenkopfteil für Rechts- und Linkslage, Kinnbereich abgerundet			
	680016	25 x 25 x 10 cm, o. Bezug	Stück	32,70
	680016PU	mit PU-Beschichtung	Stück	49,60
	680016PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	69,20
4	Kopflagerungsring			
	680018	Kopfring Ø 18/10 x H 4 cm ohne Bezug	Stück	8,00
	680018PU	mit PU-Beschichtung	Stück	23,00
	Kopflagerungsring - Außen- und Innenfläche rund			
	680019PU	Kopfring Ø 20/10 x H 5 cm mit PU-Beschichtung	Stück	34,30
	680019-10PU	mit PU-Beschichtung	Preis ab 10 Stück/ Stück	32,60
	680019PUD	Kopfring Ø 20/10 x H 5 cm mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	57,90
	680019-10PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht	Preis ab 10 Stück/ Stück	55,10
	für Kinder			
	680019-1PU	Kopfring Ø 15/8 x H 3,5 cm mit PU-Beschichtung	Stück	31,10
	680019-1PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	53,80
4	Röntgenlagerungsartikel - Nacken- und Körperunterlagen			
	680020PU	Nr. 20, Nackenunterlage 50 x 32 x 18 cm mit PU	Stück	68,70
	680021PU	Nr. 21, Körperstütze 40 x 30 x 18 cm mit PU	Stück	56,70
	680022PU	Nr. 22, Halbrolle 18 x 15 x 7,5 cm mit PU	Stück	24,80
	680023PU	Nr. 23, Halbrolle 36 x 15 x 7,5 cm mit PU	Stück	30,80
	680024PU	Nr. 24, Halbrolle 18 x 22 x 11 cm mit PU	Stück	32,80
	680025PU	Nr. 25, Halbrolle 36 x 22 x 11 cm mit PU	Stück	42,60
4	Röntgentischauflage L x B x H			
	690003PVC	140 x 60 x 1,5 cm	Stück	69,50
	690005PVC	180 x 60 x 1,5 cm	Stück	78,60
	690006PVC	200 x 60 x 1,5 cm	Stück	84,40
	690007PVC	220 x 60 x 1,5 cm	Stück	109,60
	690013PVC	180 x 60 x 3 cm	Stück	90,90
	690014PVC	200 x 60 x 3 cm	Stück	94,50
	690015PVC	220 x 60 x 3 cm	Stück	120,80
	Der Bezug wird ab 2 cm Höhe mit Belüftungsösen aus Kunststoff schwarz gefertigt.			
	Röntgentischauflage für Gießmantisch			
	690024PVC-tr.	145 x 54 x 1,5 cm	Stück	68,80

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
9	Schaumstoffplatte			
	700002	200 x 100 x 0,5 cm	Pl.	9,60
	700003	200 x 100 x 1 cm	Pl.	13,90
	700005	200 x 100 x 1,5 cm	Pl.	20,80
	700006	200 x 100 x 2 cm	Pl.	21,90
	700007	200 x 100 x 3 cm	Pl.	32,20
	700009	200 x 100 x 5 cm	Pl.	50,70
9	Schaumstoffplatte fest, 7,5 kPa			
	700051	200 x 100 x 1 cm	Pl.	21,90
	700052	200 x 100 x 2 cm	Pl.	41,10
	700053	200 x 100 x 3 cm	Pl.	60,70
	700054	200 x 100 x 4 cm	Pl.	80,50
9	Neopolenplatte			
	700070	200 x 100 x 0,5 cm	Pl.	14,60
	700071	200 x 100 x 1 cm	Pl.	23,90
	700072	200 x 100 x 2 cm	Pl.	41,60
	700073	200 x 100 x 3 cm	Pl.	62,00
	700074	200 x 100 x 4 cm	Pl.	79,20
	700075	200 x 100 x 5 cm	Pl.	94,70
	700078	200 x 100 x 10 cm	Pl.	186,50
	700079	200 x 100 x 12 cm	Pl.	221,40
Bei einer Gesamtabnahme ab 30 cm Höhe im Mischverhältnis, gewähren wir einen zusätzlichen Rabatt von 10%.				
9 u. 12	Anti-Dekubitus-KALTSCHAUM-NOPPEN-Platte / Qualität RG 50/30			
	700110	200 x 90 x 5 cm ohne Bezug	Pl.	82,30
12	Matratzenauflage aus KALTSCHAUM-NOPPEN-Platte			
	700115	200 x 90 x 5 cm mit PU-Bezug weiß m. RV	Pl.	173,10
9	Anti-Dekubitus-Noppenschaumplatte / Qualität RG 25/40			
	700202	200 x 90 x 5 cm	Pl.	44,00
	700201	200 x 100 x 5 cm	Pl.	48,50
Mit PU-Bezug weiß mit RV auf Anfrage möglich.				
9	Biflex-Schaumstoffplatte			
	700301	ca. 200 x 100 x 1 cm fest	Pl.	70,30
	700301-2	ca. 200 x 100 x 2 cm fest	Pl.	135,40
	700302	ca. 200 x 100 x 1 cm mittel	Pl.	64,30
	700302-2	ca. 200 x 100 x 2 cm mittel	Pl.	123,00
	700302-3	ca. 200 x 100 x 3 cm mittel	Pl.	177,80
	700303	ca. 200 x 100 x 1 cm weich	Pl.	59,90
	700303-2	ca. 200 x 100 x 2 cm weich	Pl.	113,60
	700303-3	ca. 200 x 100 x 3 cm weich	Pl.	165,40

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
3	Beinlagerungsschiene "2"			
	ohne Bezug			
	710000	75 cm für Erwachsene, 30 cm breit	Stück	64,70
	710000-10	75 cm	Preis ab 10 Stück/ Stück	58,80
	710001	55 cm für Kinder, 23 cm breit	Stück	51,00
	mit PU-Beschichtung			
	710000-1	75 cm für Erwachsene	Stück	123,90
	710001-1	55 cm für Kinder	Stück	89,90
	Trikotbezug mit Bändchen für Beinlagerungsschiene "2"			
	710002	für Schiene 710000, 75 cm	Stück	36,50
	710002-10	Trikotbezug für 710000	Preis ab 10 Stück/ Stück	34,70
	710003	für Schiene 710001, 55 cm	Stück	32,30
	Kunstlederbezug für Beinlagerungsschiene "2"			
	710004	für Schiene 710000, 75 cm	Stück	50,20
	710005	für Schiene 710001, 55 cm	Stück	42,70
	Beinlagerungsschiene "2" mit Kunstlederbezug			
	710100	75 cm für Erwachsene	Stück	114,60
	710100-10	75 cm	Preis ab 10 Stück/ Stück	109,10
	710101	55 cm für Kinder	Stück	93,20
3	Beinlagerungsschiene "2" ohne gepolstertes Fußbrett			
	710006	75 cm, ohne Bezug	Stück	44,50
	710007	55 cm, ohne Bezug	Stück	34,60
	Schiene mit Kunstlederbezug			
	710120	75 cm, mit KL-Bezug	Stück	89,50
	710120-10	75 cm, mit KL-Bezug	Preis ab 10 Stück/ Stück	85,20
	710121	55 cm, mit KL-Bezug	Stück	73,00
	Trikotbezug mit Bändchen			
	710008	für Schiene 710006	Stück	29,20
	710009	für Schiene 710007	Stück	25,90
3	Beinlagerungsschiene mit Fersenausschnitt			
	710300	75 cm für Erwachsene, 25 cm breit ohne Bezug	Stück	71,10
	710301	mit PU-Beschichtung	Stück	136,20
	710302	mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	185,00
3	Beinunterschenschiene mit Fersenausschnitt			
	710400	50 x 20 x 11/3 cm mit PU-Beschichtung	Stück	114,50
	710401	mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	148,90
3	Beinlagerungsschiene "3"			
	ohne Bezug			
	711000	75 cm für Erwachsene, 25 cm breit	Stück	48,00
	711000-10	75 cm ohne Bezug	Preis ab 10 Stück/ Stück	47,10
	mit PU-Beschichtung			
	711000-1	75 cm für Erwachsene	Stück	108,70
	Bezüge			
	711002	Trikotbezug 75 cm, mit Bändchen	Stück	35,20
	711004	KL - Bezug 75 cm	Stück	48,50
	Beinlagerungsschiene "3" mit Bezug			
	711100	mit KL-Bezug	Stück	96,10
	711100-10	mit KL-Bezug	Preis ab 10 Stück/ Stück	91,50

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
3	Beinlagerungsschiene "3" ohne gepolstertes Fußbrett			
	711006	75 cm, ohne Bezug	Stück	32,40
	711006-1	75 cm, mit PU-Beschichtung	Stück	88,90
	711120	75 cm, mit KL-Bezug	Stück	76,00
	711120-10	75 cm, mit KL-Bezug	Preis ab 10 Stück/ Stück	72,30
	Trikotbezug mit Bändchen			
	711008	für Schiene 711006	Stück	28,30
3	Beinhochlagerungsschiene "1" (30 Grad-Lagerung)			
	ohne Bezug			
	720000	80 cm, für Erwachsene, 25 cm breit	Stück	57,90
	720000-10	80 cm	Preis ab 10 Stück/ Stück	55,10
	720001	60 cm, für Kinder, 20 cm breit	Stück	50,70
	mit PU-Beschichtung			
	720000-1	80 cm, für Erwachsene	Stück	114,40
	720001-1	60 cm, für Kinder	Stück	102,90
	Trikotbezug mit Bändchen, für Beinhochlagerungsschiene "1"			
	720002	für Schiene 720000, 80 cm	Stück	34,50
	720002-10	Trikotbezug für 720000	Preis ab 10 Stück/ Stück	32,80
	720003	für Schiene 720001, 60 cm	Stück	32,90
	Kunstlederbezug für Beinhochlagerungsschiene "1"			
	720004	für 720000-Schiene, 80 cm	Stück	50,20
	720005	für 720001-Schiene, 60 cm	Stück	42,70
	Beinhochlagerungsschiene "1" mit Kunstlederbezug			
	720100	80 cm, für Erwachsene, m. KL-Bezug	Stück	107,60
	720100-10	80 cm, m. KL-Bezug	Preis ab 10 Stück/ Stück	102,40
	720101	60 cm, für Kinder, m. KL-Bezug	Stück	92,40
	Die Beinauflage fertigen wir gerne auf Wunsch mit Comfort-Viscowerweichschicht, Preisaufschlag + 40%.			
3	Beinhochlagerungsschiene mit erhöhter Seitenführung			
	720300	ohne Bezug, 80 cm für Erwachsene, 25 cm breit	Stück	77,00
	720300KL	mit KL-Bezug	Stück	148,30
	720301	mit PU-Beschichtung	Stück	157,40
	720302	mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	198,90
1	Nackenkissen			
	* 730001KL	40 x 18 x 10 cm, KL-weiß, geschweißt	Stück	23,00
	730001PU	mit PU-Beschichtung	Stück	30,60
	* 730001PVC	PVC-geschweißt	Stück	19,60
	730001-1KL	mit KL-Bezug farbig genäht ohne RV	Stück	30,00
	Unsere geschweißten Bezüge werden mit Entlüftungsösen gefertigt.			
10	Knochenkissen			
	750001KL	30 x 12 x 12 cm für Erwachsene, mit KL-Bezug genäht mit RV	Stück	31,70
	750001PU	30 x 12 x 12 cm mit PU-Beschichtung	Stück	23,80
	750002KL	25 x 10 x 10 cm für Kinder, mit KL-Bezug genäht mit RV	Stück	30,70
	750002PU	25 x 10 x 10 cm mit PU-Beschichtung	Stück	23,00
1	Gipsstütze			
	760001KL	30 x 20 x 20 cm gerade Form mit KL-Bezug mit RV	Stück	62,90
	760002KL	30 x 20 x 20 cm abgeschrägte Form, mit KL-Bezug mit RV	Stück	62,90
7	Gewichtssack			
	770002	30 x 10 cm 1,0 kg KL-Bezug	Stück	20,80
	770003	30 x 15 cm 2,0 kg KL-Bezug	Stück	22,50
	770004	50 x 15 cm 3,0 kg KL-Bezug	Stück	24,70
	770005	40 x 25 cm 5,0 kg KL-Bezug	Stück	31,40

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
5	Haftbandfixierung			
	ohne Polster			
	780001	17 x 3 cm	Stück	2,60
	780002	30 x 3 cm	Stück	2,80
*	780003	30 x 5 cm	Stück	3,30
*	780004	40 x 5 cm	Stück	3,70
	780005	80 x 5 cm	Stück	4,90
	mit Polster			
	780101	17 x 3 cm	Stück	3,40
	780102	30 x 3 cm	Stück	4,00
*	780103	30 x 5 cm	Stück	4,20
*	780104	40 x 5 cm	Stück	5,10
	780105	80 x 5 cm	Stück	6,70
	Bei Einzelabnahme unter 10 Stück berechnen wir einen Preisaufschlag von 20 %.			
5	Befestigungsband			
	780400	25 mm breit	50 m Rolle	42,80
7	Rückenstützkeil mit Lasche			
	790000	68 x 30 x 30 cm mit KL-Bezug mit Lasche	Stück	103,40
7	Rückenstützkeil mit Weichschicht			
	790001	33 x 70 x 20 cm m. 2 cm Weichschicht, 30°, mit KL-Bezug	Stück	91,70
10	Schulter-Arm-Hochlagerungskeil nach Wörmann			
	800800	70 x 25 x 40 cm mit KL-Bezug	Stück	92,40
	800801	Trikotbezug für Schulter-Arm-Hochlagerungskeil	Stück	42,90
4	OP-Lagerungspolster für Operation in Bauchlage			
	für Kinder Maßangaben s. Katalog			
	800990	Kopflagerung für Kinder, PU-Beschichtung	Stück	143,20
	800990-1	Kopflagerung für Kinder, PUD-Beschichtung/dicht	Stück	186,90
	800991	Thoraxkissen für Kinder, KL-schwarz mit RV	Stück	281,00
	800991-1	Thoraxkissen für Kinder, PU-Beschichtung	Stück	281,00
	800991-2	Thoraxkissen mit visco-Auflage, PUD-Beschichtung/dicht	Stück	365,60
	800992	Beckenkissen für Kinder, KL-schwarz mit RV	Stück	290,70
	800992-1	Beckenkissen für Kinder, PU-Beschichtung	Stück	290,70
	800992-2	Beckenkissen mit visco-Auflage, PUD-Beschichtung/dicht	Stück	376,50
	800993	Halbrolle für Fußlagerung, KL-schwarz	Stück	30,00
	für Erwachsene Maßangaben s. Katalog			
	800994	Halbrolle für Fußlagerung, KL-schwarz	Stück	39,20
	800995	Kopfkissen für die Bauchlage verstellbar, PU-Beschichtung	Stück	150,20
	800995-1	Kopfkissen, PUD-Beschichtung/dicht	Stück	193,70
	800997	Thoraxkissen Typ: AB, KL-schwarz mit RV	Stück	302,40
	800997-1	Thoraxkissen Typ: AB, PU-Beschichtung	Stück	302,40
	800997-2	Thoraxkissen mit visco-Auflage, PUD-Beschichtung/dicht	Stück	399,20
	800998	Beckenkissen Typ: AA, KL-schwarz mit RV	Stück	312,60
	800998-1	Beckenkissen Typ: AA, PU-Beschichtung	Stück	312,60
	800998-2	Beckenkissen mit visco-Auflage, PUD-Beschichtung/dicht	Stück	405,00
	800999	Ulnariskissen Typ: AD, KL-schwarz mit RV	Stück	123,10
	Bitte beachten Sie, das für diese Artikel die Standardausführung die Farbe schwarz ist.			

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
4	Seitenlagerungskeil mit Schulter-Arm-Mulde			
	801000	70 x 50 x 16/2,5 cm mit Kunstleder schwarz	Stück	208,30
	801001	mit PU-Beschichtung schwarz	Stück	214,70
	801002	mit PUD-Beschichtung/dicht, schwarz	Stück	292,40
4	Beinlagerungstunnel für die Seitenlage			
	801010	60 x 39 x 22 cm, mit KL-Bezug mit RV	Stück	159,80
	801011	mit PU-Beschichtung	Stück	154,20
	801012	mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	190,70
5	Halskrawatte			
	990060	Halskrawatte 60 x 6 cm	Stück	16,30
	990061	Halskrawatte 60 x 8 cm	Stück	16,50
	990062	Halskrawatte 60 x 10 cm	Stück	17,00
	990068	Halskrawatte 60 x 12 cm	Stück	17,60
	Bei Einzelabnahme unter 10 Stück berechnen wir einen Preisaufschlag von 10 %.			
10	Handtrainer			
	990076	fest	Stück	3,00
	990077	mittelfest	Stück	2,50
10	Sitzkeil			
	990100	40 x 40 x 10 cm, Micronara-Bezug	Stück	40,90
	990100KL	40 x 40 x 10 cm mit KL-Bezug	Stück	47,00
	990100-10KL	40 x 40 x 10 cm mit KL-Bezug	Preis ab 10 Stück/ Stück	44,70
	990101	40 x 40 x 8 cm, Micronara-Bezug	Stück	36,90
	990101KL	40 x 40 x 8 cm mit KL-Bezug	Stück	42,40
	990101-10KL	40 x 40 x 8 cm mit KL-Bezug	Preis ab 10 Stück/ Stück	40,30
	990103	38 x 38 x 7 cm, Micronara-Bezug	Stück	30,70
	990103KL	38 x 38 x 7 cm, mit KL-Bezug	Stück	35,20
	990103-10KL	38 x 38 x 7 cm, mit KL-Bezug	Preis ab 10 Stück/ Stück	33,50
10	Autositzkeil			
	990102	36 x 36 x 5 cm, Micronara-Bezug	Stück	46,20
6	Comfortkeilkissen mit Steißbeinausschnitt und Biflex-Weichschicht			
	990104	38 x 45 x 7/2 cm mit Micronara-Bezug	Stück	62,30
4	Intubationskissen für Bauchlage			
	999001-PU	24 x 25 x 12 cm, mit PU-Beschichtung	Stück	65,50
	999001-PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	92,60
4	Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen für Bauchlage nach Kleemann			
	999003PU	23 x 15 x 12 cm mit PU-Beschichtung	Stück	109,90
	999003PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	142,80

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
5	Haken- und Flauschband			
	1020101	Hakenband, 20 mm breit	25 m Rolle	23,30
	1020102	Flauschband, 20 mm breit	25 m Rolle	23,30
	1020101-1	Haken-oder Flauschband 20 mm / Meterware	Meter	3,00
	1020101-2	selbstklebend 20 mm / Haken- o. Flauschband	Meter	3,50
	1020101-25	selbstklebend 20 mm / Rolle Haken- o. Flauschband	25 m Rolle	34,80
	1020105	Hakenband, 30 mm breit	25 m Rolle	33,10
	1020106	Flauschband, 30 mm breit	25 m Rolle	33,10
	1020105-1	Haken-oder Flauschband 30 mm / Meterware	Meter	3,60
	1020105-2	selbstklebend 30 mm / Haken- o. Flauschband	Meter	4,00
	1020105-25	selbstklebend 30 mm / Rolle Haken- o. Flauschband	25 m Rolle	52,40
	1020109	Hakenband, 50 mm breit	25 m Rolle	48,60
	1020110	Flauschband, 50 mm breit	25 m Rolle	48,60
	1020109-1	Haken-o. Flauschband 50 mm / Meterware	Meter	4,20
	1020109-2	selbstklebend 50 mm / Haken- o. Flauschband	Meter	5,50
	1020109-25	selbstklebend 50 mm / Rolle Haken- o. Flauschband	25 m Rolle	82,30
5	Back to Back			
	1040001	20 mm breit	5 m Rolle	18,10
	1040001-1	20 mm, Meterware	Meter	4,90
	1040001-2	20 mm breit	25 m Rolle	61,10
	1040002	25 mm breit	5 m Rolle	20,30
	1040002-1	25 mm, Meterware	Meter	5,10
	1040002-2	25 mm breit	25 m Rolle	74,80
	1040004	30 mm breit	5 m Rolle	23,30
	1040004-1	30mm, Meterware	Meter	6,20
	1040004-2	30 mm breit	25 m Rolle	87,20
	1040003	50 mm breit	5 m Rolle	33,80
	1040003-1	50 mm, Meterware	Meter	8,80
	1040003-2	50 mm breit	25 m Rolle	137,90
5	Rollstuhlsicherheitsgurt L x B			
	1070001	150 cm x 10 cm	Stück	32,30
	1070002	165 cm x 10 cm	Stück	32,80
	1070003	180 cm x 10 cm	Stück	33,90
5	Sicherheitsgurt für Krankentragen mit Fixierschlaufen L x B			
	1100003	110 x 5 cm	Stück	13,60
	1100004	120 x 5 cm	Stück	13,80
	1100005	130 x 5 cm	Stück	14,00
1	Armlagerungskeil L x B x H			
*	1340000KL	53 x 22 x 30 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	55,10
	1340000PU	53 x 22 x 30 cm mit PU-Beschichtung	Stück	62,30
1	Beinlagerungskeil (nach Magnus)			
	einfache Breite		L x B x H	
*	1340001KL	45 x 22 x 23 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	44,80
	1340001PU	45 x 22 x 23 cm mit PU-Beschichtung	Stück	49,30
	doppelte Breite			
	1340002KL	45 x 44 x 23 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	70,40
	1340002PU	45 x 44 x 23 cm mit PU-Beschichtung	Stück	74,90

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
1	Beinhochlagerungskeil			
		einfache Breite	L x B x H	
*	1340101KL	72 x 22 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	63,80
	1340101PU	72 x 22 x 20 cm mit PU-Beschichtung	Stück	76,50
*	1340102KL	60 x 22 x 18 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	56,00
	1340102PU	60 x 22 x 18 cm mit PU-Beschichtung	Stück	67,00
		doppelte Breite		
*	1340201KL	72 x 44 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	97,40
	1340202KL	60 x 44 x 18 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	78,70
	1340203KL	72 x 44 x 35 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	115,50
1	Schiefe Ebene			
		einfache Breite	L x B x H	
*	1340301KL	80 x 22 x 25 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	62,70
	1340301PU	80 x 22 x 25 cm mit PU-Beschichtung	Stück	75,90
*	1340302KL	60 x 22 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	49,90
	1340302PU	60 x 22 x 20 cm mit PU-Beschichtung	Stück	59,90
		doppelte Breite		
	1340401KL	80 x 44 x 25 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	92,40
	1340402KL	60 x 44 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	79,00
7	Fußstütze			
		L x B x H		
	1340501KL	60 x 35 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	60,10
	1340502KL	60 x 35 x 15 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	51,80
	1340503KL	80 x 35 x 15 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	69,20
10	Rolle für Knie und Nacken			
		L x Ø		
*	1340706KL	30 x 10 cm mit KL-Bezug mit Reißverschluss (RV)	Stück	18,50
*	1340706PVC	30 x 10 cm mit PVC-geschweißt, bis Ø15 cm	Stück	17,20
*	1340707KL	40 x 10 cm	Stück	19,40
*	1340707PVC	40 x 10 cm	Stück	18,10
*	1340708KL	50 x 10 cm	Stück	20,80
*	1340708PVC	50 x 10 cm	Stück	19,10
*	1340710KL	40 x 13 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	20,10
	1340710PU	40 x 13 cm mit PU-Beschichtung	Stück	36,50
*	1340710PVC	40 x 13 cm mit PVC-Bezug geschweißt	Stück	15,00
*	1340713KL	40 x 15 cm	Stück	21,70
	1340713PU	40 x 15 cm	Stück	39,10
*	1340713PVC	40 x 15 cm	Stück	17,30
*	1340714KL	50 x 15 cm	Stück	23,10
	1340714PU	50 x 15 cm	Stück	39,90
*	1340714PVC	50 x 15 cm	Stück	18,90
*	1340715KL	65 x 15 cm	Stück	27,80
	1340715PU	65 x 15 cm	Stück	45,00
*	1340715PVC	65 x 15 cm	Stück	22,00
*	1340718KL	40 x 20 cm	Stück	33,30
	1340718PU	40 x 20 cm	Stück	49,20
*	1340719KL	50 x 20 cm	Stück	36,60
	1340719PU	50 x 20 cm	Stück	57,40
	1340721KL	65 x 20 cm	Stück	41,30
	1340721PU	65 x 20 cm	Stück	67,80
	1340724KL	50 x 25 cm	Stück	49,70
	1340724PU	50 x 25 cm	Stück	78,30
Gerne fertigen wir für Sie den KL-Bezug auch rundum vernäht ohne RV. Bitte fragen Sie Ihren Preis bei uns an.				
Trikotbezug für Rolle, seidl. Gummizug				
	1340803	Trikotbezug f. Rolle 50 x 15 cm	Stück	13,90
	1340804	Trikotbezug f. Rolle 65 x 15 cm	Stück	14,60
	1340805	Trikotbezug f. Rolle 65 x 20 cm	Stück	17,40

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
10	Halbrolle	L x B x H		
*	1340909KL	30 x 15 x 7,5 cm mit KL-Bezug ohne RV	Stück	25,20
	1340909PU	30 x 15 x 7,5 cm mit PU-Beschichtung	Stück	28,60
*	1340902KL	40 x 15 x 7,5 cm	Stück	26,20
	1340902PU	40 x 15 x 7,5 cm	Stück	29,10
*	1340910KL	50 x 15 x 7,5 cm	Stück	30,00
	1340910PU	50 x 15 x 7,5 cm	Stück	33,30
*	1340915KL	50 x 18 x 9 cm	Stück	38,20
	1340915PU	50 x 18 x 9 cm	Stück	43,50
	1340903KL	25 x 22 x 11 cm	Stück	28,70
	1340903PU	25 x 22 x 11 cm	Stück	33,40
*	1340901KL	40 x 22 x 11 cm	Stück	36,50
	1340901PU	40 x 22 x 11 cm	Stück	40,10
*	1340904KL	50 x 22 x 11 cm	Stück	39,20
	1340904PU	50 x 22 x 11 cm	Stück	44,50
	1340906KL	60 x 22 x 11 cm	Stück	43,90
	1340906PU	60 x 22 x 11 cm	Stück	49,10
	Dreiviertelrolle			
	1340907KL	50 x 22 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	54,40
	1340907PU	50 x 22 x 20 cm mit PU-Beschichtung	Stück	55,40
	Frotteebezug für Halbrolle, seidl. Gummizug			
	1340954	40 x 15 x 7,5 cm	Stück	19,90
	1340953	40 x 22 x 11 cm	Stück	23,60
10	Hartschaum-Halbrolle			
*	1341002KL	40 x 15 x 7,5 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	37,00
	1341002PU	40 x 15 x 7,5 cm mit PU-Beschichtung	Stück	44,40
*	1341001KL	40 x 22 x 11cm	Stück	51,80
	1341001PU	40 x 22 x 11 cm	Stück	60,80
	1341005KL	60 x 22 x 11cm	Stück	64,60
	1341005PU	60 x 22 x 11 cm	Stück	74,40
1	Kopfkeil	L x B x H		
*	1341101PVC	40 x 50 x 10 cm mit PVC-Bezug	Stück	30,60
*	1341101KL	mit KL-weiß geschweißt	Stück	34,20
	1341101-1KL	mit KL-weiß/farbig genäht o. RV	Stück	39,20
	1341101PU	mit PU-Beschichtung	Stück	45,90
*	1341102PVC	37 x 37 x 10 cm mit PVC-Bezug	Stück	25,00
*	1341102KL	mit KL-weiß geschweißt	Stück	31,30
	1341102-2KL	mit KL-weiß/farbig genäht o. RV	Stück	36,00
	1341102PU	mit PU-Beschichtung	Stück	37,80
	1341106KL	40 x 90 x 10 cm mit KL-weiß geschweißt	Stück	63,00
8	Entbindungskeil	L x B x H		
*	1341202KL	37 x 37 x 12 cm mit KL-weiß geschweißt	Stück	43,70
	1341202PU	mit PU-Beschichtung	Stück	48,10
	1341202PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	80,00
*	1341201KL	40 x 50 x 12 cm mit KL-weiß geschweißt	Stück	50,70
	1341201PU	mit PU-Beschichtung	Stück	52,50
	1341201PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	86,50

Für KL-Bezug farbig genäht berechnen wir einen Preisaufschlag von 20 %.

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
1	Injektionskissen	L x B x H		
	ohne Armfixierung			
*	1341301PVC	30 x 15 x 10/5 cm, mit PVC-Bezug geschweißt	Stück	12,60
*	1341301KL	mit KL-weiß, geschweißt	Stück	17,30
	1341301-1KL	mit KL weiß/farbig genäht mit Reißverschluss	Stück	22,00
	1341301PUD	mit PUD-Beschichtung	Stück	42,50
*	1341302PVC	45 x 15 x 10/5 cm, mit PVC-Bezug geschweißt	Stück	14,90
*	1341302KL	mit KL-weiß, geschweißt	Stück	19,50
	1341302-2KL	mit KL weiß/farbig genäht mit Reißverschluss	Stück	24,90
	1341302PUD	mit PUD-Beschichtung	Stück	46,20
	mit Armfixierung			
	1341303KL	Länge 30 cm, KL-weiß, geschweißt	Stück	30,00
	1341303-3KL	mit KL weiß/farbig genäht mit Reißverschluss	Stück	34,40
	1341304KL	Länge 45 cm, KL-weiß, geschweißt	Stück	33,10
	1341304-4KL	mit KL weiß/farbig genäht mit Reißverschluss	Stück	37,30
Kunstlederbezüge in weiß o. farbig genäht werden mit Reißverschluss an der Unterseite gefertigt.				
1	Infusionskissen			
	ohne Armfixierung			
*	1341401PVC	Länge 60 x 15 x 10/5 cm mit PVC-Bezug geschweißt	Stück	23,00
*	1341401KL	mit KL-weiß, geschweißt	Stück	26,10
	1341401-1KL	mit KL weiß/farbig genäht mit Reißverschluss	Stück	32,80
	1341401PUD	mit PUD-Beschichtung	Stück	57,70
	mit Armfixierung			
	1341402KL	Länge 60 cm KL-weiß, geschweißt	Stück	36,50
	1341402-2KL	mit KL weiß/farbig genäht mit Reißverschluss	Stück	44,40
2	Hand-Armauflage-Kissen nach Wienerl			
	1341403	31x15x15 cm ungleichsch. abgeschrägt H: 5/8cm mit KL-Bezug	Stück	63,30
1	Krankentragenauflage	L x B x H		
	1341502KL	180 x 50 x 4 cm mit KL-Bezug	Stück	103,50
	1341504KL	200 x 50 x 4 cm mit KL-Bezug	Stück	110,70
	1341518KL	180 x 50 x 5 cm mit KL-Bezug	Stück	109,50
8	Wickeltischauflage	L x B x H		
*	1341608KL	80 x 60 x 3 cm mit KL-Bezug	Stück	57,90
	1341608PVC	80 x 60 x 3 cm mit PVC-Bezug	Stück	43,40
	1341608W	80 x 60 x 3 cm mit Wachstuchbezug	Stück	66,60
*	1341602KL	100 x 60 x 3 cm	Stück	72,10
	1341602PVC	100 x 60 x 3 cm	Stück	51,10
	1341602W	100 x 60 x 3 cm	Stück	82,90
	1341621KL	60 x 50 x 4 cm	Stück	57,10
	1341621PVC	60 x 50 x 4 cm	Stück	40,80
	1341621W	60 x 50 x 4 cm	Stück	65,70
	1341624KL	90 x 60 x 4 cm	Stück	69,10
	1341624PVC	90 x 60 x 4 cm	Stück	48,60
	1341624W	90 x 60 x 4 cm	Stück	79,50
	1341640KL	70 x 55 x 5 cm	Stück	66,20
	1341640PVC	70 x 55 x 5 cm	Stück	45,70
	1341640W	70 x 55 x 5 cm	Stück	76,20
	1341642KL	85 x 60 x 5 cm	Stück	75,90
	1341642PVC	85 x 60 x 5 cm	Stück	53,60
	1341642W	85 x 60 x 5 cm	Stück	87,30
Unsere geschweißten Bezüge werden immer mit Entlüftungsösen gefertigt.				
Bei Kunstleder und Wachstuch ist auf Wunsch die Fertigung ohne Entlüftungsösen möglich.				

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
8	Wickelmulde			
	1341701KL	60 x 60 x 15 cm mit KL-Bezug genäht mit RV	Stück	104,80
	1341701W	60 x 60 x 15 cm mit Wachstuch genäht mit RV	Stück	120,60
2 u. 8	Säuglingslagerungshilfe für Hüftsonographie			
	1341801PU	mit PU-Beschichtung	Stück	220,50
	1341801-1PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht	Stück	282,20
	1341802KL	mit KL-Bezug weiß genäht, auch zweifarbig möglich	Stück	246,80
8	Wickeltischauflage mit zweiseitiger Aufkantung L x B x H			
	1341803KL	60 x 70 x 5/10 cm mit Kunstleder genäht mit RV	Stück	99,20
	1341803W	60 x 70 x 5/10 cm mit Wachstuch genäht mit RV	Stück	114,10
8	Wickeltischauflage mit dreiseitiger Aufkantung L x B x H			
	1341804 KL	60 x 70 x 5/10 cm mit KL-Bezug genäht mit RV	Stück	197,30
8	Seitenlagerungshilfe für Säuglinge			
	1341805	mit Frotteebezug	Stück	52,20
4	OP-Tischauflage/Untersuchungsliegenauflage			
	1341900	200 x 60 x 3 cm mit KL-Bezug schwarz	Stück	166,50
	1341901	200 x 60 x 5 cm mit KL-Bezug schwarz	Stück	195,80
Gerne fertigen wir OP-Tischauflagen individuell nach Ihren Maßangaben.				
1	Fußauflagematte / Diwanauflage			
	1342000	38 x 58 cm schwarz/grau	Stück	18,60
	1342000-0	38 x 58 cm weiß/grau	Stück	18,60
	1342000-10	schwarz/grau oder weiß/grau	Preis ab 10 Stück/ Stück	16,30
Wünschen Sie eine andere Farbkombination fragen Sie bitte Ihren Preis bei uns an.				
2	Rektoskopie-Halbrolle L x B x H			
	1342001KL	50 x 40 x 35 cm KL-Bezug mit Reißverschluss	Stück	142,00
	1342001PU	50 x 40 x 35 cm mit PU-Beschichtung	Stück	153,10
2	Mammalagerungskeil			
	1342010	56 x 52 x 22 cm mit PU-Beschichtung	Stück	217,60
2	Beinlagerungsformkeil			
	1342020	41 x 41 x 16/14 cm mit PU-Beschichtung	Stück	164,10
2	Bauchbrett			
	1342030	180 x 46 x 11 cm, einteilig mit PU-Beschichtung	Stück	311,30
	1342031	180 x 46 x 11 cm, zweiteilig mit PU-Beschichtung	Stück	324,00
	Verkleinerungsrahmen			
	1342032	35 x 35 x 7,5 cm / Ausschnitt 20 x 20 cm	Stück	104,60
10	Delordosierungs-Halbrolle			
	1342500KL	50 x 50 x 15 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	76,70
	1342500PU	50 x 50 x 15 cm mit PU-Beschichtung	Stück	98,60

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
1	Lagerungskeil	L x B x H		
	1343001KL	40 x 30 x 10 cm mit KL-Bezug weiß geschweißt	Stück	34,70
	1343001-1KL	mit KL weiß/farbig genäht ohne RV	Stück	40,10
	1343001PU	mit PU-Beschichtung	Stück	40,40
	1343005KL	40 x 40 x 15 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	47,30
	1343005PU	mit PU-Beschichtung	Stück	50,00
	1343008KL	50 x 40 x 15 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	49,00
	1343008PU	mit PU-Beschichtung	Stück	53,30
	1343009KL	50 x 50 x 15 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	52,80
	1343009PU	mit PU-Beschichtung	Stück	56,00
	1343012KL	30 x 50 x 20 cm, 30° Lagerung, mit KL-Bezug mit RV	Stück	48,60
	1343012PU	mit PU-Beschichtung	Stück	52,00
	1343013KL	40 x 50 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	54,00
	1343013PU	mit PU-Beschichtung	Stück	58,20
	1343014KL	50 x 35 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	51,40
	1343014PU	mit PU-Beschichtung	Stück	54,90
	1343016KL	60 x 40 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	61,30
	1343016PU	mit PU-Beschichtung	Stück	64,60
	1343018KL	60 x 50 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	70,90
	1343018PU	mit PU-Beschichtung	Stück	85,10
	1343020KL	40 x 90 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	82,10
	1343020PU	mit PU-Beschichtung	Stück	101,00
	1343025KL	40 x 50 x 25 cm 30° Lagerung, mit KL-Bezug mit RV	Stück	60,10
	1343039KL	50 x 45 x 30 cm 30° Lagerung, mit KL-Bezug mit RV	Stück	78,70
	1343039PU	mit PU-Beschichtung	Stück	94,40
	1343042KL	70 x 60 x 30 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	101,50
	1343042PU	mit PU-Beschichtung	Stück	138,30
	1343044KL	60 x 50 x 35 cm 30° Lagerung, mit KL-Bezug mit RV	Stück	96,40
	1343045KL	70 x 60 x 40 cm 30° Lagerung, mit KL-Bezug mit RV	Stück	135,50
10	Keilkissen mit Mulde	L x B x H		
	1343101KL	60 x 50 x 20 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	104,60
	1343101PU	60 x 50 x 20 cm mit PU-Beschichtung	Stück	98,20
	1343102KL	70 x 60 x 30 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	131,90
	1343102PU	70 x 60 x 30 cm mit PU-Beschichtung	Stück	130,40
2	Echocardiographiekeil			
	1343200KL	75 x 75 x 30 cm mit KL-Bezug mit RV	Stück	153,50
	1343200PU	75 x 75 x 30 cm mit PU-Beschichtung	Stück	172,90
7	Arthrodesse-Kissen			
	nicht verstellbar			
	1343201	45 x 45 x 10 cm, Abschrägung rechts mit Micronara-Bezug	Stück	95,60
	1343201KL	mit Abschrägung rechts, mit KL-Bezug	Stück	110,00
	1343202	45 x 45 x 10 cm, Abschrägung links mit Micronara-Bezug	Stück	95,60
	1343202KL	mit Abschrägung links, mit KL-Bezug	Stück	110,00
	Arthrodesse-Kissen verstellbar			
	1343203	45 x 45 x 10 cm mit Micronara-Bezug	Stück	108,90
	1343203KL	45 x 45 x 10 cm mit KL-Bezug aufgesetzter (verstellbarer) Keil 25 x 22,5 x 9 cm	Stück	125,30

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
12	Pflegebettmatratze			
	2000013	200 x 90 x 12 cm mit Baumwollbezug blau mit RV	Stück	89,50
	2000014	200 x 90 x 12 cm	Paketpreis von 9 Stück/ Stück	76,80
	2000015	200 x 90 x 12 cm	Paketpreis von 18 Stück/ Stück	73,90
12	Wendematratze			
neu	2000030	200 x 90 x 12 cm mit Baumwollbezug blau mit RV	Stück	194,90
	2000031	200 x 90 x 12 cm "rollverpackt"	Paketpreis von 12 Stück/ Stück	166,50
	2000032	200 x 90 x 12 cm "rollverpackt"	Paketpreis von 24 Stück/ Stück	142,60
	"rollverpackt" nur nach Verfügbarkeit möglich bei Einzelabnahmen unter 12 Stück			
	2000030-1	sep. PU-Bezug weiß mit RV, für Matratze 200 x 90 x 12 cm	Stück	122,90
12	BISANZ - Hochwertige Pflegebettmatratze aus Noppen-Kaltschaum			
	2000090	200 x 90 x 12 cm mit PU-Bezug	Stück	261,80
	2000100	200 x 100 x 12 cm mit PU-Bezug	Stück	293,40
3	Fix-Verbandschiene ohne Öse (ohne Bezug abzügl. 10%)			
	2470001	15 x 3 cm	Stück	2,10
	2470002	20 x 3 cm	Stück	2,30
	2470003	25 x 3 cm	Stück	2,70
	2470006	15 x 5 cm	Stück	2,80
	2470007	20 x 5 cm	Stück	3,20
	2470008	25 x 5 cm	Stück	3,50
	2470009	30 x 5 cm	Stück	3,70
	2470010	40 x 5 cm	Stück	4,10
	2470011	50 x 5 cm	Stück	4,70
3	Fix-Verbandschiene mit Öse (ohne Öse abzügl. 7%, ohne Bezug und ohne Öse abzügl. 10%)			
	2470013	30 x 7 cm	Stück	4,40
	2470014	40 x 7 cm	Stück	5,20
	2470015	50 x 7 cm	Stück	5,90
	2470016	60 x 7 cm	Stück	6,50
	2470019	30 x 9 cm	Stück	5,50
	2470020	40 x 9 cm	Stück	6,30
	2470021	50 x 9 cm	Stück	7,10
	2470022	60 x 9 cm	Stück	7,80
	2470023	70 x 9 cm	Stück	8,30
	2470027	40 x 11 cm	Stück	7,80
	2470028	50 x 11 cm	Stück	8,10
	2470029	60 x 11 cm	Stück	8,60
	2470030	70 x 11 cm	Stück	9,60
3	Fix-Unfallbeinschiene			
	2480003	Unterschenkelschiene, 60 cm lang	Stück	89,50
	2480004	Oberschenkelschiene, 80 cm lang	Stück	103,50
3	Grundpolster für Krappschiene			
	2490000	Grundpolster mit Trikotbezug, Packg. a 5 Stück	Packg.	93,40
	2490001		Preis ab 10 Packg./ Packg.	84,00
3	Einmalpolster für Beinschienen			
	2500001	B-1 / Packg. a 5 Stück	Packg.	36,70
10	Ball als Handtrainer			
	2800000	7 cm	Stück	2,10
	2800001	9 cm	Stück	3,50

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
12	Orthopädische BIPLUS-Kaltschaum-Matratze			
	einschichtig soft	bis ca. 70 kg		
	2900001	200 x 80 x 12 cm mit Frotteebezug	Stück	299,60
	2900002	200 x 90 x 12 cm	Stück	299,80
	2900003	200 x 100 x 12 cm	Stück	328,00
	zweischichtig mittel/soft	ab ca. 70 - ca. 100 kg		
	2900004	200 x 80 x 12 cm mit Frotteebezug	Stück	328,40
	2900005	200 x 90 x 12 cm	Stück	328,60
	2900006	200 x 100 x 12 cm	Stück	352,20
	einschichtig mittel	ab ca. 100 - ca. 130 kg		
	2900007	200 x 80 x 12 cm mit Frotteebezug	Stück	299,60
	2900008	200 x 90 x 12 cm	Stück	299,80
	2900009	200 x 100 x 12 cm	Stück	328,00
	einschichtig fest	ab ca. 130 kg		
	2000010	200 x 80 x 12 cm mit Frotteebezug	Stück	299,60
	2000011	200 x 90 x 12 cm	Stück	299,80
	2000012	200 x 100 x 12 cm	Stück	328,00

12	7-Zonen-Matratze aus Wabenkalt-schaum			
	soft	bis ca. 70 kg		
	2900020	200 x 80 x 15 cm mit Frotteebezug	Stück	542,00
	2900021	200 x 90 x 15 cm	Stück	542,00
	2900022	200 x 100x 15 cm	Stück	542,00
	zweischichtig mittel/soft	ab ca. 70 - ca. 90 kg		
	2900023	200 x 80 x 15 cm mit Frotteebezug	Stück	542,00
	2900024	200 x 90 x 15 cm	Stück	542,00
	2900025	200 x 100x 15 cm	Stück	542,00
	mittel	ab ca. 90 kg		
	2900026	200 x 80 x 15 cm mit Frotteebezug	Stück	542,00
	2900027	200 x 90 x 15 cm	Stück	542,00
	2900028	200 x 100x 15 cm	Stück	542,00

12	Viscoelastische Matratze			
	visco soft	bis ca. 65 kg		
	2900101	200 x 80 x 12 cm mit Frotteebezug	Stück	399,00
	2900102	200 x 90 x 12 cm	Stück	399,00
	2900103	200 x 100 x 12 cm	Stück	411,60
	visco weich	ab ca. 65 - ca. 100 kg		
	2900104	200 x 80 x 12 cm mit Frotteebezug	Stück	399,00
	2900105	200 x 90 x 12 cm	Stück	399,00
	2900106	200 x 100 x 12 cm	Stück	411,60
	visco mittel	ab ca. 100 - ca. 130 kg		
	2900107	200 x 80 x 12 cm mit Frotteebezug	Stück	435,90
	2900108	200 x 90 x 12 cm	Stück	435,90
	2900109	200 x 100 x 12 cm	Stück	451,80

Alle aufgeführten Matratzen fertigen wir preisgleich auch mit PU-Bezug weiß.

Für die Ausstattung mit Anti-Milben-Bezug berechnen wir einen Preisaufschlag von 15 %.

8 u.12	Kinderbettmatratze			
	2900200	140 x 70 x 8 cm mit Frotteebezug	Stück	129,90
	2900201	mit Anti-Milben-Bezug	Stück	143,00
	2900202	mit PU-Bezug weiß	Stück	131,50
	2900203	120 x 60 x 8 cm mit Frotteebezug	Stück	106,80
	2900204	mit Anti-Milben-Bezug	Stück	117,60
	2900205	mit PU-Bezug weiß	Stück	109,80

Alle Kinderbettmatratzen sind mit einer festen Trittkante erhältlich. Bitte fragen Sie bei uns Ihren Preis an.

KAP.	ART.NR.	KURZBEZEICHNUNG	EINHEIT	VK EURO
13	Stoffe am laufenden Meter			
	PU-Bezugsmaterial antistatisch			
	990004	schwarz antistatisch, 150 cm breit	lfm	46,80
	Kunstleder			
	990005	weiß, 138 cm breit	lfm	20,00
	990006	farbig nach Farbkarte, 138 cm breit	lfm	25,00
	Baumwollstoff			
	990007	160 cm breit, blau oder gelb mit Mond und Sternen	lfm	15,00
	Turnmattenmaterial			
	990008	blau, 217 cm breit	lfm	33,00
	PU-Bezugsmaterial			
	990009	weiß, 150 cm breit	lfm	25,50
	990010	schwarz, 150 cm breit	lfm	27,00
	Trikot			
	990014	weiß, 155 cm breit	lfm	10,80
	Frottee			
	990015	weiß, Unterseite mit PU-Schicht 150 cm breit	lfm	30,00
	990016	natur, 220 cm breit	lfm	26,00
	Micronara			
	990018	nach Farbkarte, 150 cm breit	lfm	19,00
	Nylonspezialgewebe			
	990019	nach Farbkarte, 150 cm breit	lfm	29,60
	Anti-Milben-Bezug			
	990023	weiß, 230 cm breit	lfm	30,00

Bestellung senden an: Fax 06725 9300 -10



Bisanz
 Medizinische Polster GmbH
 Max-Planck-Straße 24-26
 55435 Gau-Algesheim

Telefon: 06725-9300-0
 Fax: 06725-9300-10
 info@bisanz.de
 www.bisanz.de

Rechnungsanschrift

Firma

Kd. Nr.

Name/Abteilung

Straße

PLZ Ort

Telefonnr.

Fax

Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)

Firma

Name/Abteilung

Straße

PLZ Ort

Telefonnr.

Fax

Bestellung

Bestell Nr.	Artikel	Anzahl	Einzelpreis	EURO
Gesamtsumme				

Datum

Unterschrift

Achtung! Bitte geben Sie die gewünschte Bezugsart wie PVC, Trikot, KL, oder PU-/PUD-Beschichtung immer mit der Artikelnummer aus der Preisliste bei Ihrer Bestellung an. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltung der Bedingungen

(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Mit Auftragserteilung, spätestens jedoch mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

(2) Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, nicht nur für das betreffende Geschäft.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

(1) Katalogware

Bestellungen des Käufers von Katalogware sind schriftlich oder fernschriftlich an den Verkäufer zu richten. An diese Bestellung ist der Käufer 21 Tage gebunden. Ein Vertrag kommt dann zustande, wenn a. die Bestellung vom Verkäufer schriftlich bestätigt wurde oder b. die Ware zur Auslieferung gelangt ist oder c. der Transportperson übergeben ist oder d) der Verkäufer der Bestellung nicht innerhalb von 14 Tagen ab Zugang widerspricht. Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

(2) Sonderanfertigungen, sonstige Bestellungen

Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

(3) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

(4) Mündliche Auskünfte des Verkäufers oder dessen Personal sind unverbindlich.

§ 3 Preise

(1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. Nach Ablauf dieser Frist behält sich der Verkäufer vor, eine angemessene Preisanpassung vorzunehmen, sofern sich vor Auslieferung die Kostenfaktoren wie beispielsweise Materialkosten, Personalkosten, Energie, allgemeine Abgaben, wesentlich verändern.

(2) Bei Katalogware gilt nur für unveränderte Katalogartikel die jeweils am Bestelltag gültige Preisliste des Verkäufers.

(3) Sämtliche Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk, ausschließlich Porto, Fracht, Zoll, Versicherung, eventueller Einfuhrnebenabgaben.

(4) An die Einhaltung vorhergehender Preise bei Anschlussaufträgen ist der Verkäufer nicht gebunden.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.

(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten -, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Die dem Lieferer gegenüber abgegebene Erklärung seines Zulieferanten gilt als ausreichender Beweis, dass der Lieferer an der Lieferung behindert ist.

(3) Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt.

(4) Verlangt der Verkäufer bei Nichtabnahme bestellter Waren Schadensersatz, so beträgt dieser 20% des Rechnungsbetrages. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen niedrigeren Schaden nachweist.

(5) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

§ 5 Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Soweit der Verkäufer keine Versandvorschriften erhält, wird er die Ware auf dem nach eigenem Ermessen günstigsten Versandwege versenden. Die Ware wird auf Rechnung und Gefahr des Bestellers versandt.

§ 6 Gewährleistung

(1) Der Verkäufer gewährleistet, dass die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind; die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate.

(2) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.

(3) Der Käufer muss dem Verkäufer Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 1 Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

(4) Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl, dass

- das schadhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt wird;
- der Käufer das schadhafte Teil bzw. Gerät bereithält und ein Service-Techniker des Verkäufers zum Käufer geschickt wird, um die Reparatur vorzunehmen. Falls der Käufer verlangt, dass Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei unter die Gewährleistung fallende Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind.
- Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.
- Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
- Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

(8) Der Verkäufer übernimmt unter keinen Umständen Gewähr dafür, dass die bestellte Ware sich für den vom Besteller vorgesehenen Verwendungszweck eignet oder dass sie unter den beim Besteller oder seinem Abnehmer gegebenen Bedingungen verwendet oder verarbeitet werden kann. Es ist Sache des Bestellers, vor der Verwendung oder Verarbeitung den Verwendungszweck auszuprobieren. Der Verkäufer haftet nicht für Fehler, die sich aus den vom Besteller eingereichten Unterlagen wie Muster, Zeichnungen etc., ergeben.

(9) Es wird keine Gewähr übernommen für unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung, durch Besteller oder Dritte, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, insbesondere auch

übermäßige Beanspruchung, sowie ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe.

(10) Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Produkte und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den Käufer gegen das Risiko von Mängelfolgeschäden absichern sollen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtl. Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.

(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwarht das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtl. Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen.

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder ggfls. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrage.

§ 8 Zahlung

(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 Tage nach Rechnungserstellung ohne Abzug zahlbar. Skonto oder Boni können von der Käuferin gesondert gewährt werden, wegen weiterer Zahlungsbedingungen wird auf die Rechnung des Verkäufers verwiesen. Grundsätzlich ist ein Skontoabzug auf Rechnungen dann unzulässig, wenn ältere fällige Rechnungen noch unbeglichen sind. Etwa gewährte Rabatte oder Boni beziehen sich nur auf Lieferungen, für die die Käuferin ohne Vollstreckungsmaßnahmen volle Zahlung erhält. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Soweit Schecks oder Wechsel entgegengenommen werden, geschieht dies nur zahlungshalber nicht aber an Erfüllungsstatt.

(3) Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe der Kosten eines laufenden Kredites seiner Hausbank, mindestens in Höhe von 5% Punkten über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen. Dieser Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen niedrigeren Schaden nachweist.

(4) Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so wird ihm neben der unter § 8 (3) vorstehenden Regelung darüberhinaus für jede Mahnung eine Aufwendungs pauschale in Höhe von €5,00 in Rechnung gestellt.

(5) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherstellungsleistung zu verlangen.

(6) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Kunde jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

§ 9 Rücknahmen von Katalogware

Ausgelieferte Ware jeglicher Art wird grundsätzlich nicht zurückgenommen. Nimmt der Verkäufer bestellte und ausgelieferte Katalogware ausnahmsweise entweder nach vorheriger Absprache oder konkludent dadurch zurück, dass er innerhalb 10 Tagen nach Eingang einer Rücknahme nicht widerspricht, so berechnet der Verkäufer dem Käufer 10% vom Auftragswert als Schadensersatz. Als Mindestbetrag hat der Käufer in vorstehendem Fall einen als Bearbeitungsgrundpauschale anzusetzenden Schadensersatz von (€15,00) an den Verkäufer zu zahlen. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen niedrigeren Schaden nachweist.

§ 10 Konstruktionsänderungen/Änderungen Muster und Farben

(1) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

(2) Bei Katalogware behält sich der Verkäufer das Recht vor, Bezugs- und Oberflächenmuster und Bezugs- und Oberflächenfarben ganz oder teilweise abzuändern. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, derartige Änderungen an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

§ 11 Datenspeicherung

Der Verkäufer ist berechtigt, sämtliche den Käufer betreffenden Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

§ 12 Haftungsbeschränkung

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Dies gilt auch für Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, als der Ersatz von mittelbaren oder Mangelfolgeschäden verlangt wird, es sei denn, die Haftung beruht auf einer Zusage, die den Käufer gegen das Risiko von solchen Schäden absichern soll. Jede Haftung ist auf den, bei Vertragsschluss vorhersehbarer Schaden begrenzt.

§ 13 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort, Teilnichtigkeit

(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der BRD. Für alle Exporte gilt das deutsche Recht.

(2) Soweit der Käufer Vollkaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlich Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort der Sitz der Käuferin für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Der Käuferin steht es frei, den Schuldner an dem für diesen Fall zuständigen Gericht zu verklagen.

(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Bisanz Medizinische Polster GmbH, Max-Planck-Strasse 24-26, 55435 Gau-Algesheim, Amtsgericht Mainz HRB 22098, Geschäftsführer: Helge Bisanz