

Einsatzgebiet

Home Care
Allg. Chirurgie
Gastroenterologie
Neurochirurgie
Endoskopie
Geburtshilfe
Veterinär
HNO



KATASPIR 20 ist ein elektrischer Sekretsauger zum Absaugen von Körperflüssigkeiten bei Erwachsenen und Kindern. Die Anwendung kann in der ambulanten und stationären Pflege, Altenpflege und im privaten Bereich erfolgen. Das Absauggerät zeichnet sich durch eine einfache Handhabung, niedrige Geräuscentwicklung, doppelte Übersaugungsicherheit und ein umfangreiches Zubehör aus.

Zubehör

1000 ml Auffangbehälter, Deckel mit Überlaufventil (autoklavierbar)
6x10 mm Silikonschlauch inkl. Fingertip
Hydrophobischer Bakterienfilter
CH20 Katheter
Netzkabel

Optionen

2000 ml Auffangbehälter
Einwegbehälter FLOVAC
Fahrgestell
Transporttasche

Technische Daten

Motor	Rotierende Pumpe / wartungsfreier Kompressor
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
ISO 10079-1 Klassifizierung	HIGH VACUUM / LOW FLOW
Max. Vakuum (einstellbar)	-0.75 Bar / -75 kPa / -563 mmHg
Max. Flowleistung - mit Zubehör	16 l/min
Max. Geräuscentwicklung	60,5 dB
Betrieb	Dauerbetrieb
Gewicht	2,5 kg
Abmessungen	35 x 21 x 18 cm
Garantie	2 Jahre

Bestellinformationen

Artikelnummer:
483-KAT20NM

Hilfsmittelnummer:
01.24.01.0022