

# NK Kombi

Notfallkoffer Kombi · Für alle Fachrichtungen

**notfall**   
**koffer.de**  
Hält länger. Hilft schneller.

Der Notfallkoffer Kombi enthält eine notfallmedizinische Grundausrüstung, die zur Einleitung lebensrettender Sofortmaßnahmen benötigt wird, kombiniert mit dem Verbandmittelsortiment nach DIN 13 157. Die Beatmungseinheit ist einsatzbereit vormontiert. Das weitere Zubehör ist themengeordnet in herausnehmbaren Modultaschen untergebracht.



Foto und Ausstattung können abweichen.



## Maße:

44 x 31 x 14,5 cm (L x B x H)

## Gewicht:

leer ca. 2 kg

inkl. Inhalt ca. 6,3kg

## Inhalt:

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| + 1 1-l-Sauerstofftasche,<br>Fülldruck 200 bar/med. O <sub>2</sub> | + 1 Inhalationsmaske<br>mit Sparbeutel      | + 2 Fixierpflaster<br>+ für Venenverweilkanülen | + 1 Hyperventilationsmaske   |
| + 1 Präzisions-Druckminderer,<br>fest eingestellt: 6 l/min.        | + 1 Sauerstoffkatheter<br>mit Komresse      | + 1 Kanülenabwurfbox                            | + 1 Magillzange  |
| + 1 Beatmungsbeutel 1.600 ml<br>(Erw./Kinder) Patientenventil      | + 1 Einhandstaubinde                        | + 1 Infusionsbesteck                            | + 1 72-teiliges Verbandmittel-<br>sortiment nach DIN 13 157<br>(gemäß UVV) |
| + 2 Beatmungsmasken Gr. 3 + 5                                      | + 1 Desinfektionsspray 50 ml                | + 1 Rolle Seidenpflaster                        |  |
| + 1 Sauerstoffreservoir  | + 4 sterile Tupfer                          | + 6 Einmalspritzen<br>+ 2 ml, 5 ml, 10 ml       |  |
| + 1 Sauerstoffschlauch   | + 6 Venenverweilkanülen<br>G 14, G 18, G 20 | + 6 Einmalkanülen G 1, G 14                     |  |
|  |   | + 3 Guedeltuben Gr. 2, 3, 4                     |  |



## Einfach und schnell:

Die Beatmungseinheit ist vormontiert und an die Sauerstoffflasche angeschlossen.



## Sicher und übersichtlich:

So sind Verbandsmaterial und Notfallinstrumente gut geschützt und schnell zur Hand.



## Grundausrüstung:

Für alle Fachrichtungen.  
Mit Verbandmittelsortiment nach DIN 13 157.



## Sonderzubehör:

Ampullenbox mit 22 Steckplätzen  
separat erhältlich.

## Kombi

Kunststoffkoffer mit integriertem Tragegriff und Wandhalterung. Drei herausnehmbare Zubehörtaschen, Deckelöffnung 180°.

