

Technische Daten auf einen Blick

| marLED® E3 | |
|--|-------------------------|
| Elektrische Anschluss-Spannung durch integriertes Weitbereichsnetzteil* | 100-240 V AC / 50-60 Hz |
| Farbtemperatur | 4.500 K |
| Beleuchtungsstärke bei 1,0 m Abstand | 60.000 Lux |
| Lichtfelddurchmesser | 150 mm |
| Farbwiedergabeindex R _a (1-8) | 95 |
| Arbeitsbereich | 70-140 cm |
| Leistungsaufnahme Leuchtmittel | 3 x 5 W |
| Durchschnittliche Lebensdauer Leuchtmittel | > 40.000 h |

* integriertes Weitbereichsnetzteil für alle Länder passend 100-240 VAC, 50-60 Hz