

**HAEBERLE**

multifunktionale medizinische  
Wagensysteme ...und mehr

# Variocar<sup>®</sup> + Variocar<sup>®</sup> Viva

Vielzweckwagen  
... praxisbewährt und nachrüstbar



### Systemkomponenten

- besonders stabile, hochglanzverchromte und pflegeleichte Vierkantstahlrohrbügel mit patentiertem Rastersystem
- hygienisch geschlossene Seitenfronten serienmäßig, geschlossene Rückfronten als Option
- hochwertige, fünfschichtige, beidseitig mit Melaminharz beschichtete Platten formaldehydfrei
- abriebfeste, lichtechte, gegen viele Chemikalien beständige, absolut pflegeleichte Oberflächen
- Schubladen mit moderner, leichtgängiger Kugel-Teleskopführung und Einrastmechanismus
- Leichtlaufrollen Ø 50 mm, Ø 75 mm oder Ø 100 mm, auf Wunsch mit Feststellern und elektrisch leitfähig
- Gesamtbelastung bis ca. 50 kg

Die klassische und funktionell anpassungsfähige Vielzweckwagen-Serie mit der Lizenz zum nachträglichen Ausbau durch patentiertes Rastersystem.

Das einzigartige System ist hochwertig in Qualität und Verarbeitung sowie elegant im Design. Variocar® erfüllt nahezu alle Anforderungen und Wünsche. Ideal für die Arztpraxis, Kosmetikstudio, Klinik, Reha-zentrum ...und mehr

- ▶ **individuell wie Ihre Ansprüche**
- ▶ **funktionell wie die Aufgaben**
- ▶ **jederzeit nachrüstbar**



**Variocar® 60** Basiswagen  
▶ Ref.-Nr. 08069

### Hochwertige Designergriffe

in modernen Farben



blau  
▶ Ref.-Nr. 13162



rotviolett  
▶ Ref.-Nr. 13163



gelb  
▶ Ref.-Nr. 13164



grau  
▶ Ref.-Nr. 13161



türkis  
▶ Ref.-Nr. 13165



weiß  
▶ Ref.-Nr. 13166



schwarz  
▶ Ref.-Nr. 13167

# Basiswagen

## Variocar® Basiswagen



Referenznummer	Breite 49 cm	Breite 60 cm				Breite 90 cm
Anzahl Schubladen	Höhe 70,5 cm	Höhe 52 cm	Höhe 52 cm	Höhe 73 cm	Höhe 83 cm	Höhe 87 cm
1	15609	07797	08060	08069	08084	04511
2	16371	08051	08063	08072	08087	
3	16372	08054		08075	08090	
4	16373			08078	08093	
5					08096	

## Außergewöhnliche Modellvielfalt

- Basiswagen mit einer oder mehreren Schubladen, Regalwagen, Funktionswagen mit Konsolen oder Spendern
- 3 verschiedene Breiten: 49 / 60 / 90 cm
- 6 Höhen: 52,0 / 70,5 / 73,0 / 80,5 / 83,0 / 87,0 cm
- Farben für Schubladengriffe



**Variocar® 45** Basiswagen  
▶ Ref.-Nr. 15609



**Variocar® 45** Basiswagen  
▶ Ref.-Nr. 16372



**Variocar® 60** Basiswagen  
▶ Ref.-Nr. 08087



**Variocar® 60** Basiswagen  
▶ Ref.-Nr. 08075



**Variocar® 60** Basiswagen  
▶ Ref.-Nr. 08096



**Variocar® 90** Basiswagen  
▶ Ref.-Nr. 04511



**Variocar® 60** Unterfahrwagen  
▶ Ref.-Nr. 08054



**Variocar® 60** Schrankwagen  
▶ Ref.-Nr. 04723

- Regalwagen mit zwei oder drei Platten
- 3 verschiedene Breiten: 49 / 60 / 90 cm
- 2 Höhen: 83 / 87 cm

## Variocar® Regalwagen



Referenznummer	Breite 49 cm	Breite 60 cm	Breite 90 cm
Höhe	Tiefe 45 cm	Tiefe 45 cm	Tiefe 45 cm
83 cm	14515	05622	
87 cm			04509



**Variocar® 45** Regalwagen  
▶ Ref.-Nr. 14515



**Variocar® 60** Regalwagen  
▶ Ref.-Nr. 05622



**Variocar® 90** Regalwagen  
▶ Ref.-Nr. 04509

# Funktionswagen



**Variocar® 60** Ergometriewagen  
▶ Ref.-Nr. 05443



**Variocar® 60** Stehschreibpult  
▶ Ref.-Nr. 15584



**Variocar® 60** Wickelwagen  
▶ Ref.-Nr. 14834



**Variocar® 60** Injektionswagen  
PicBox  
▶ Ref.-Nr. 05352



**Variocar® 60** Injektionswagen  
PicBox-Plus  
▶ Ref.-Nr. 05353



**Variocar® 60** Behandlungswagen  
COMPACT  
▶ Ref.-Nr. 05351

Im trendy leichten Einrichtungsdesign präsentiert sich die **Viva-Serie** mit **elegantem Aluminiumfahrgestell** und **dezenter Streifenstruktur, alu-silber matt eloxiert**. Weiße Platten, Schubladen und elegante graue Designergriffe fügen sich harmonisch in modernes Ambiente ein.

Das patentierte Rastersystem für modulare Kombinationsmöglichkeiten, glatte, klare Flächen und alle Vorzüge des Variocar®-Programmes machen das Viva-Serie zum trendigen Highlight.



**Variocar® Viva** 73 cm hoch  
► Ref.-Nr. 15585



**Variocar® Viva** 83 cm hoch  
► Ref.-Nr. 15592



**Variocar® Viva** 52 cm hoch  
► Ref.-Nr. 15597



**Variocar® Viva titan** 73 cm hoch  
► Ref.-Nr. 15630

## Das System

- Fahrgestell Aluminium, silber matt eloxiert mit besonders hochwertiger Oberflächeneloxierung. Graue Kontrastecken und Leichtlaufrollen Ø 75 mm, Unterfahrwagen mit Rollen Ø 50 mm.
- Hochwertige, fünfschichtige Platten in Farbe weiß oder titan. Abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien.
- Schubladen mit furnierten Fronten und ergonomischen grauen Designergriffen.
- Schwebelichte Kugel-Teleskopführungen mit Einrastmechanismus.



**Abwurf**  
mit Schale aus Chromnickelstahl  
► Ref.-Nr. 04615



**Schluckfix-Set**  
mit 20 Boxen und Variocar-Halterung  
► Ref.-Nr. 09498



**Kabel- und Schlauchhalter**  
► Ref.-Nr. 10265



**Infusionsflaschenhalter**  
► Ref.-Nr. 04621



**Ampullenöffner CUPFIX**  
► Ref.-Nr. 05771



**Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5 L**  
Set mit 20 Boxen und Variocar-Halterung  
► Ref.-Nr. 04778



**Injektionsset PicBox®Plus**  
► Ref.-Nr. 11377



**Schubladeneinsatz 60**  
► Ref.-Nr. 16723  
**Schubladeneinsatz 45**  
► Ref.-Nr. 16724



**Steckdosenleiste 4-fach**  
► Ref.-Nr. 21692



**Armauflage**  
► Ref.-Nr. 09496



**Klapp-Kuli Abfallsammler**  
► Ref.-Nr. 09961



**Piccolo Abfallsammler**  
► Ref.-Nr. 07873

Weitere Zubehörteile finden Sie in der Variocar®-Preisliste.

Ihr medizin-technischer Fachhändler

**HAEBERLE GmbH + Co. KG**

multifunktionale medizinische  
Wagensysteme ...und mehr

Breitwiesenstr. 13  
DE-70565 Stuttgart  
Postfach 800524 . DE-70505 Stuttgart  
Telefon +49 (0) 711/78314-0  
Telefax +49 (0) 711/78314-77  
Email: info@haeberle-med.de  
Internet: www.haerberle-med.de