



# Vitalograph ALPHA IV

Das am einfachsten zu bedienende Spirometer weltweit.  
Kein PC erforderlich.

Ihr Fachhandelspartner

**Vitalograph®**  
Ihr Spirometrie-Partner

# Vitalograph ALPHA IV

Das am einfachsten zu bedienende Spirometer weltweit.  
Kein PC erforderlich.

Das Vitalograph ALPHA IV zeichnet sich vor allem durch seine einfache Bedienung aus: Sie geben nur Alter, Körpergröße und Geschlecht des Patienten ein, wählen die gewünschte Testart und können sofort mit der Messung beginnen. Es ermittelt automatisch den besten Test und zeigt Ihnen in einfacher und übersichtlicher Form die Echtzeit-Grafik, die Interpretation und die Informationen zur Test-Qualitätskontrolle. Nach Beendigung des Tests können Sie den Bericht direkt über den integrierten Thermodrucker ausdrucken. Kein PC erforderlich.

Die nachhaltige Messtechnologie vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“ zeichnet sich neben absoluter Genauigkeit durch Langlebigkeit und geringe Folgekosten aus. Sie sparen teure Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten und -Atemrohre.

## Leistungsmerkmale des Vitalograph Alpha IV

- ❖ Integrierter Thermodrucker
- ❖ Nachhaltige Messtechnologie ohne teure Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten und -Atemrohre
- ❖ Interpretation der Messergebnisse
- ❖ Zukunftssicher durch diverse PC Erweiterungs-Optionen (Einbindung in Ihr Praxisnetzwerk, etc.)
- ❖ Netz- oder Akkubetrieb
- ❖ Alle Parameter für EBM, DMP und Arbeitsmedizin



# Vitalograph ALPHA Connect

Bestseller ALPHA IV zusätzlich mit PC Spirometrie-Software und Schnittstelle zur Einbindung ins Praxisnetzwerk.

## Vitalograph ALPHA Connect; wie ALPHA IV mit folgenden Erweiterungen

- ❖ Das Spirometer für alle Anforderungen
- ❖ Clevere Diagnose-Software mit tollen Animationen, Echtzeitkurven, Interpretation und Therapieverlauf
- ❖ Verfolgen Sie die Messungen bequem auf Ihrem PC-Bildschirm
- ❖ In Praxissoftware einbindbar via GDT-Schnittstelle

## Geeignet für alle gängigen Praxissoftware-Systeme, z.B.:

- ✓ Albis
- ✓ COMPUMED M1
- ✓ DOCcomfort/concept
- ✓ Ixx.comfort/concept/isnet
- ✓ ISIS MED
- ✓ MEDISTAR
- ✓ TURBOMED
- ✓ SAmAs
- ✓ Medisoft



## Bestellinformationen

65003 Vitalograph ALPHA IV  
65013 Vitalograph ALPHA IV Österreich  
65403 Vitalograph Alpha Connect  
65413 Vitalograph Alpha Connect Österreich

36020 Kalibrationspumpe 3-Liter für Praxis-QM  
28350 BVF™ Bakterien-Viren-Filter mit Mundstück (50)  
20303 Einmal-Nasenklappen (200)

**Vitalograph GmbH**  
Rellinger Straße 64a  
20257 Hamburg  
Germany

Tel.: +49 40 547391-0  
Fax: +49 40 547391-40  
E-Mail: info@vitalograph.de  
www.vitalograph.de