

# Neues Design

## Injekt® Luer Solo 10 ml Einmalspritze

### Produkteigenschaften

- Integrierter Kolbenstopp
- Mit grüner Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Mit Luer-Ansatz
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Nicht hergestellt mit Silikonöl, Bisphenol A, Latex, DEHP und PVC
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### Bisheriges Design



### Neues Design



Produktvariante	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**
Injekt® Luer Solo 10 ml	12 x100 Stück	4606108V	02057926

Produktvariante	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**
Injekt® Luer Solo 10 ml	15 x100 Stück	4606108N	18074594

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück

\*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück