


Technisches Datenblatt





Artikel-Nr. **01012**
 Artikel-Bezeichnung **BASIC-PLUS**
Latex-Untersuchungshandschuh, gepudert, weiß, unsteril

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Latex	<input type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Neopren
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> apfelgrün
Eigenschaft	<input checked="" type="checkbox"/> gepudert	<input type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	<input checked="" type="checkbox"/> innen chloriert
Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/> angeraut	<input type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input type="checkbox"/> polymerbeschichtet	<input type="checkbox"/>	

GRÖßEN	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Breite	-	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	115 mm ± 10 mm
Länge	-	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,07 mm	0,09 mm	0,12 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Richtlinie 89/686/EEC	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Richtlinie 93/42/EEC	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	0	0	0	0	0	0	000000
EN 374-1:2003 Chem. Risiken	Chemikalie		Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit		
	Aceton 100 %		B	0	< 10 min		
	Schwefelsäure 96%		L	1	> 10 min		
	Natriumhydroxid 40%		K	6	> 480 min		
EN 374-2 Penetration	Leistungsstufe	AQL	Prüfniveau				
	Level 2	< 1,5	G1				Level 2, AQL<1.5
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B, ASTM 1671-13						
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010						
EN 455 medizinische Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						EN 455

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin 1,0 mg/ml	Cyclophosphamide 20 mg/ml	Darcarbazine	Etoposide 20 mg/ml	Melphalan	Methotrexate 25 mg/ml	Ifosamide
Level	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01012**
 Artikel-Bezeichnung **BASIC-PLUS**
Latex-Untersuchungshandschuh, gepudert, weiß, unsteril

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	100	
EAN Unterpackung Gr. XS	-	
EAN Unterpackung Gr. S	4044941000343	
EAN Unterpackung Gr. M	4044941000350	
EAN Unterpackung Gr. L	4044941000367	
EAN Unterpackung Gr. XL	4044941000374	
PZN Unterpackung Gr. XS	-	
PZN Unterpackung Gr. S	-	
PZN Unterpackung Gr. M	-	
PZN Unterpackung Gr. L	-	
PZN Unterpackung Gr. XL	-	
Maße & Größe		
Länge	240 mm	
Breite	123 mm	
Höhe	62 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	470 g	530 g
M	520 g	580 g
L	570 g	630 g
XL	610 g	670 g



LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	-	
EAN Umverpackung Gr. S	4044941003177	
EAN Umverpackung Gr. M	4044941003184	
EAN Umverpackung Gr. L	4044941003191	
EAN Umverpackung Gr. XL	4044941003207	
Maße & Größe		
Länge	318 mm	
Breite	249 mm	
Höhe	245 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	5.300 g	5.800 g
M	5.800 g	6.300 g
L	6.300 g	6.800 g
XL	6.700 g	7.200 g

BASIC-PLUS
Basic Line by MED-COMFORT

LATEX

Inhalt/Contents:
10 x 100 Stück/Pieces

01012

VORGEPUDERT
PREPOWDERED
CON POLVO

- XS 5-6
- S 6-7
- M 7-8
- L 9-9
- XL 9-10

BASIC-PLUS
Basic Line by MED-COMFORT

LATEX

Einmal Latex Untersuchungshandschuhe
Links & rechts passend

Disposable Latex Examination Gloves
Ambidextrous

Guantes de Examen de Latex de un solo uso
Ambidiestros

Vorsichtig behandeln! Kühl und trocken lagern!
Handle with care! Store in a cool and dry place!



01012

VORGEPUDERT
PREPOWDERED
CON POLVO

LOGISTISCHE DATEN PALETTE

Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	9	
Lagen pro Palette	7	
Palettenhöhe	187 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	365 kg	390 kg
M	397 kg	422 kg
L	428 kg	453 kg
XL	454 kg	479 kg

Rev.-Nr.: 0
 Datum: 02.06.2017
 Ersteller: Imke Tiralongo