

# HEINE DELTAone

Das Wichtigste in Kürze

Echte 21 mm Ø  
Sichtfeld

Auf Knopfdruck  
zwischen  
polarisiertem und  
nicht-polarisiertem  
Licht wechseln =  
Toggle Funktion.  
Mehr unter  
[heine.com/de/Toggle](http://heine.com/de/Toggle)

3 Helligkeitsstufen

An/Aus



# HEINE DELTAone

Das Wichtigste in Kürze

Auf Knopfdruck  
zwischen  
polarisiertem und  
nicht-polarisiertem  
Licht wechseln = Toggle  
Funktion. Mehr unter  
[heine.com/de/Toggle](http://heine.com/de/Toggle)

Aufladen mit  
USB Kabel 2.0



● Ladezustand  
> 25 %

● Ladezustand  
< 25 %

\*blinkt  
Ladezustand  
< 10 %

Ein Film sagt mehr als 1.000 Worte



Der Film „Anwendung“ zeigt das DELTAone in Aktion am Patienten.



Im Film „DELTAone DERM App“ sehen Sie, wie man das DELTAone mit der exklusiven HEINE DERM App zur digitalen Dokumentation verwendet.



Der Film „DELTAone Cube System“ zeigt das DELTAone in Zusammenarbeit mit dem HEINE Daten- und Bildmanagement-System\*.

