

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **14-028**
 Artikel-Bezeichnung **STYLE LATEX BLACK**
Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, unsteril

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Latex	<input type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Neopren
Farbe	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> mint	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> apfelgrün
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	<input checked="" type="checkbox"/> innen chloriert
Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/> angeraut	<input type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input checked="" type="checkbox"/> polymerbeschichtet	<input type="checkbox"/>	

GRÖßEN	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Breite	70 mm ± 10 mm	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	115 mm ± 10 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,11 mm	0,15 mm	0,18 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Richtlinie 89/686/EEC	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Richtlinie 93/42/EEC	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level							
EN 374-1:2003 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit			
EN 374-2 Penetration	Leistungsstufe	AQL	Prüfniveau				
	Level 2	< 1,5	G1				Level 2, AQL < 1.5
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B, ASTM 1671-13						
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010						
EN 455 medizinische Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						EN 455

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin 1,0 mg/ml	Cyclophosphamide 20 mg/ml	Dacarbazine	Etoposid 20 mg/ml	Melphalan	Methotrexate 25 mg/ml	Ifosamide
Level							

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **14-028**
 Artikel-Bezeichnung **STYLE LATEX BLACK**
Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, unsteril

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	100	
EAN Unterpackung Gr. XS	4044941002385	
EAN Unterpackung Gr. S	4044941002392	
EAN Unterpackung Gr. M	4044941002408	
EAN Unterpackung Gr. L	4044941003405	
EAN Unterpackung Gr. XL	4044941002323	
PZN Unterpackung Gr. XS		
PZN Unterpackung Gr. S		
PZN Unterpackung Gr. M		
PZN Unterpackung Gr. L		
PZN Unterpackung Gr. XL		
Maße & Größe		
Länge	240 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	75 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	540 g	600 g
S	580 g	640 g
M	620 g	680 g
L	660 g	720 g
XL	720 g	780 g



LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	4044941002163	
EAN Umverpackung Gr. S	4044941002064	
EAN Umverpackung Gr. M	4044941001784	
EAN Umverpackung Gr. L	4044941001791	
EAN Umverpackung Gr. XL	4044941001807	
Maße & Größe		
Länge	390 mm	
Breite	250 mm	
Höhe	250 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	6.000 g	6.500 g
S	6.400 g	6.900 g
M	6.800 g	7.300 g
L	7.200 g	7.700 g
XL	7.800 g	8.300 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE

Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	9	
Lagen pro Palette	7	
Palettenhöhe	190 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	410 kg	435 kg
S	435 kg	460 kg
M	460 kg	485 kg
L	485 kg	510 kg
XL	523 kg	548 kg

Style Latex Black

by MED-COMFORT™



Einmal Latex Handschuhe
 Schwarz
 Puderfrei
 Links und rechts passend
 Nicht steril

Disposable Latex gloves
 Black
 Powder free
 Ambidextrous
 Non sterile

Guantes de látex de un solo uso
 Negro
 Sin polvo
 Ambidiestros
 No estériles

REF **14-028**

Vorsichtig behandeln! Kühl und trocken lagern!
 Handle with care! Store in a cool and dry place!



Inhalt/Contents
 10 x 100 Stück/pieces

Rev.-Nr.: 1
 Datum: 26. 05.2017
 Ersteller: Imke Tiralongo