

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed<sup>®</sup> – evolution blue



#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt- beschreibung:

Product Description:

Einmalhandschuhe aus Polyethylen(LLDPE), texturierte Oberfläche, blau, unsteril und puderfrei. Sehr elastisch. Rechts und links tragbar.  
Single-use gloves made of polyethylene(LLDPE), textured surface, blue, non-sterile and powder-free. Very elastic. Can be worn on either hand.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und der Pflege.  
Suitable for the use in food area, industry and patient care.

#### Ausführungen:

Sizes:

#### MaiMed<sup>®</sup>- evolution blue, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
PE-Handschuh/ PE-gloves	S	blau/ blue	● 200 Stk./ pcs.	76281	4046153114788	10146495	10
PE-Handschuh/ PE-gloves	M	blau/ blue	● 200 Stk./ pcs.	76282	4046153114801	10146503	10
PE-Handschuh/ PE-gloves	L	blau/ blue	● 200 Stk./ pcs.	76283	4046153114825	10146526	10
PE-Handschuh/ PE-gloves	XL	blau/ blue	● 200 Stk./ pcs.	76284	4046153114849	10146532	10
PE-Handschuh/ PE-gloves	XXL	blau/ blue	● 200 Stk./ pcs.	76289	4046153114894	10192644	10

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1; ASTM D792; ASTM D7329-07; ASTM D1922; ASTM D412;  
ASTM F1306; AQL 1,5

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

#### Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness in mm			Vor Alterung / Before Ageing	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
S	255 ± 5	105 ± 2	0,06 ± 0,01	0,06 ± 0,01	0,06 ± 0,01	min. 6 N	min. 600 %
M	255 ± 5	115 ± 2	0,06 ± 0,01	0,06 ± 0,01	0,06 ± 0,01	Nach Alterung / After Ageing	
L	255 ± 5	125 ± 2	0,06 ± 0,01	0,06 ± 0,01	0,06 ± 0,01	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	255 ± 5	135 ± 2	0,06 ± 0,01	0,06 ± 0,01	0,06 ± 0,01	min. 6 N	min. 600 %
XXL	255 ± 5	145 ± 2	0,06 ± 0,01	0,06 ± 0,01	0,06 ± 0,01	min. 6 N	min. 600 %

#### Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
Further informations about the symbols on our homepage [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)