


Attends® Pull-Ons



Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Pull-Ons bieten ein Sortiment von saugfähigen Einmalhosen, die wie Unterwäsche an- und ausgezogen werden können. Bei leichter bis starker Inkontinenz.



- | | | |
|---|--|---|
| 1 Weiße, textilähnliche Außenseite für Tragekomfort und Diskretion. | 2 Elastischer, luftdurchlässiger Hüftbund für optimalen Sitz, Auslaufschutz und Tragekomfort. | 3 Das Produkt kann nach Gebrauch zur Entsorgung an den Seitennähten aufgerissen werden. |
| 4 Mit geformten Beinbündchen für bestmöglichen Sitz und Auslaufschutz. | 5 Auslaufsperrern für mehr Sicherheit. | 6 Der Nässeindikator auf der Rückseite zeigt durch Verschwimmen an, wann das Produkt gewechselt werden muss. |
| 7 Leistungsfähiger Saugkern sorgt für Auslaufschutz, Geruchsbindung und ein trockenes Tragegefühl. | 8 Größe und Saugstärke sind diskret auf der Außenseite aufgedruckt. | 9 Die Farbmarkierung im Bund markiert die Rückseite des Produkts. |

Weitere Informationen unter: www.attends.de

Attends Pull-Ons

		Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette	EAN 7332152 Packung / Karton	PZN Packung / Karton	Hilfsmittelpositionsnummer	Bauch- / Hüftumfang in cm	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Elastische Seitenbündchen	Auslaufsperrern	Geruchsbindung (Odour Protection)	Atmungsaktiv	Quick-Dry
3	Attends Pull-Ons Small	 22 4 x 22 30 x 4 x 22	207284 207291	9192969 9192975	15.25.31.0005	60 - 90	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Pull-Ons Medium	 22 4 x 22 30 x 4 x 22	207345 207352	9192981 9192998	15.25.31.1003	80 - 110	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Pull-Ons Large	 22 4 x 22 30 x 4 x 22	207413 207420	9193006 9193012	15.25.31.2002	100 - 140	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Pull-Ons Extra Large	 18 4 x 18 36 x 4 x 18	209264 209271	15394861 15394884	15.25.31.2003	130 - 170	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
5	Attends Pull-Ons Extra Small	 22 4 x 22 20 x 4 x 22	208366 208373	2288471 2288488	15.25.31.3004	45 - 60	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	Zellstoff, Superabsorber	Vlies	✓	✓	✓	✓	✗
	Attends Pull-Ons Small	 18 4 x 18 30 x 4 x 18	207307 207314	2288459 2288465	15.25.31.3006	60 - 90	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Pull-Ons Medium	 18 4 x 18 30 x 4 x 18	207369 207376	1410272 1410289	15.25.31.4007	80 - 110	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Pull-Ons Large	 18 4 x 18 30 x 4 x 18	207437 207444	1410303 1410326	15.25.31.5008	100 - 140	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Pull-Ons Extra Large	 16 4 x 16 36 x 4 x 16	209288 209295	15394909 15394890	15.25.31.8031	130 - 170	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
8	Attends Pull-Ons Small	 14 4 x 14 30 x 4 x 14	207321 207338	09192917 09192923	15.25.31.6001	60 - 90	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Pull-Ons Medium	 14 4 x 14 48 x 4 x 14	207383 207406	1410332 1410349	15.25.31.7007	80 - 110	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Pull-Ons Large	 14 4 x 14 48 x 4 x 14	207451 207468	1410355 1410361	15.25.31.8020	100 - 140	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Pull-Ons Extra Large	 14 4 x 14 20 x 4 x 14	204344 204351	15394915 09192952	15.25.31.8126	130 - 170	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓



Aktivzone

Die Aktivzone im Schrittbereich des Produktes sorgt für besonders hohe Saugfähigkeit dort, wo es darauf ankommt. So kann die Oberfläche schnell wieder abtrocknen. Dies sorgt für optimale Gesunderhaltung der Haut und hervorragenden Auslaufschutz.



Geruchsbindung Odour Protection

Im Attends Kern wird das im Urin enthaltene Ammoniak sicher gebunden und eingeschlossen. Dadurch schützt Attends vor unangenehmen Gerüchen.



Atmungsaktive Materialien

Atmungsaktive Materialien und der Schnitt des Produktes lassen die Luft optimal zirkulieren - zur Gesunderhaltung der Haut



Quick-Dry

Die Quick-Dry-Technologie liegt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt Urin schnell auf und leitet ihn von der Haut weg in den Saugkern. Dort wird der Urin sicher gebunden und eingeschlossen und somit die Haut vor Rücknässe geschützt - zur Gesunderhaltung der Haut. Das Produkt kann mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen - für optimalen Auslaufschutz.



Die Hautverträglichkeit von Attends Pull-Ons ist dermatologisch bestätigt durch proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung. (außer XS)