

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – porefix transparent

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Steriler, transparenter, postoperativer Wundschnellverband aus Polyurethan mit zentralem Wundkissen aus weichem Vliesstoff. Der Polyacrylat-Kleber gewährleistet einen sicheren Halt und lässt sich sanft wieder ablösen. Keim- und wasserdicht.
Ready for use sterile, transparent, post-operative, adhesive plaster made of polyurethane with central wound pad made of soft, non-woven fabric. The polyacrylate adhesive secures a good hold and can be removed gently. Germ- and waterproof.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur Abdeckung von Verletzungen und postoperativen Wunden.
For covering of injuries and post-operative wounds.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – porefix transparent, steril/sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Wundkissen/ Wound pad	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./ REF	EAN	PZN	Box/VE
Wundschnellverband/ Wound dressing	7 x 6 cm	3 x 4 cm	transparent/ transparent	50 x 1 Stk./pcs.	77091	4046153106325	09100625	24
Wundschnellverband/ Wound dressing	10 x 9 cm	5 x 6 cm	transparent/ transparent	25 x 1 Stk./pcs.	77092	4046153106349	09100631	30
Wundschnellverband/ Wound dressing	15 x 9 cm	5 x 10 cm	transparent/ transparent	25 x 1 Stk./pcs.	77093	4046153106363	09100648	30
Wundschnellverband/ Wound dressing	20 x 10 cm	5 x 15 cm	transparent/ transparent	25 x 1 Stk./pcs.	77094	4046153106387	09100654	30
Wundschnellverband/ Wound dressing	25 x 10 cm	5 x 20 cm	transparent/ transparent	25 x 1 Stk./pcs.	77095	4046153106400	09100660	15
Wundschnellverband/ Wound dressing	30 x 10 cm	5 x 25 cm	transparent/ transparent	25 x 1 Stk./pcs.	77096	4046153106424	09100677	15

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



3 Jahre / 3 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: 100 % Polyurethan (PU)
Backing material: 100 % Polyurethane (PU)
Wundaufgabe: 85 % Viskose und 15 % Polypropylen mit einem dünnen PE-Film
Wound dressing: 85 % viscose and 15 % polypropylene with a thin PE-film
Kleber: Hypoallergener Polyacrylat-Kleber
Adhesive: Hypoallergenic polyacrylate adhesive

Sterilisations- methode:

Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO)
Ethylene-oxide (EO)

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de