

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – porefix steril

#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt- beschreibung:

Product Description:

Postoperativer Wundschnellverband aus Vlies, steril, aus Polyester mit Polyacrylat-Kleber, hypoallergen.

Ready for use wound dressing, post-operative, non-woven, sterile, made of Polyester with polyacrylate adhesive.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Abdeckung von Verletzungen und postoperativen Wunden.  
For external covering of injuries and post-operative wounds.

#### Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – porefx steril, einzeln eingeschiegelt, in einer Box / sterile, single packed, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Wundschnellverband/ Wound dressing	7 x 5 cm	weiß/white	○ 50 x 1 Stk./pcs.	77040	4046153027484	7795623	24
Wundschnellverband/ Wound dressing	10 x 8 cm	weiß/white	○ 25 x 1 Stk./pcs.	77050	4046153027507	7795652	30
Wundschnellverband/ Wound dressing	15 x 8 cm	weiß/white	○ 25 x 1 Stk./pcs.	77060	4046153027521	7795669	30
Wundschnellverband/ Wound dressing	20 x 10 cm	weiß/white	○ 25 x 1 Stk./pcs.	77070	4046153027545	7795681	15
Wundschnellverband/ Wound dressing	25 x 10 cm	weiß/white	○ 25 x 1 Stk./pcs.	77080	4046153027569	7795698	15
Wundschnellverband/ Wound dressing	30 x 10 cm	weiß/white	○ 25 x 1 Stk./pcs.	77090	4046153027583	7795706	15

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

#### Sterilisationsmethode: Ethylenoxid (EO)/Ethylene-oxide (EO)

Sterilisation Method:

#### Material:

Material:

Trägermaterial: Vliesstoff (100% Polyester)

Backing material: Non-woven fabric (100% polyester)

Wundaufgabe: Viskose & Polyethylen

Wound dressing: Viscose & Polyethylene

Kleber: Polyacrylat, Ethylacetat

Adhesive: Polyacrylate, Ethylacetate

#### Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
Further informations about the symbols on our homepage [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)