

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – film

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Transparentes Heft- und Fixierpflaster auf der Rolle. Wasser- und schmutzabweisend. Längs und quer reißbar. Mikroperforierte Folie mit Polyacrylat-Kleber.
Transparent adhesive plaster on a roll. Waterproof and dirt-repellent. Micro-perforated foil with polyacrylate adhesive. Tearable lengthwise and crosswise.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur komfortablen Befestigung von Verbänden.
For convenient fixing of bandages.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – film, unsteril, in Box/non sterile, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Heftpflaster/ adhesive plaster	1,25 cm x 9,1 m	transparent/ transparent	○ 24 Stk./pcs.	77205	4046153028023	2207840	24
Heftpflaster/ adhesive plaster	2,50 cm x 9,1 m	transparent/ transparent	○ 12 Stk./pcs.	77210	4046153028061	2207857	24
Heftpflaster/ adhesive plaster	5,00 cm x 9,1 m	transparent/ transparent	○ 6 Stk./pcs.	77215	4046153028085	2207863	24

Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: Polyethylen (PE)
Backing material: Polyethylene (PE)

Kleber: Polyacrylat-Kleber
Adhesive: Polyacrylate adhesive

Symbole:

Symbols:

