

# Ambu® Einweg-Gesichtsmaske

## Ambu® Einweg-Gesichtsmaske PLUS



### Die wichtigsten Vorteile

- Transparenter Maskendom für einfache Patientenbeobachtung
- Daumenstütze für hohen Anwenderkomfort
- Weicher, anatomisch geformter, luftgefüllter Cuff, ermöglicht maximale Dichtigkeit bei der Anwendung
- Ausgestattet mit einem Hakenring, der bei Bedarf einfach entfernt werden kann
- Einwegkonzept minimiert das Risiko von Kreuzinfektionen
- Alle Größen sind einzeln, keimarm verpackt; je Verpackungseinheit 20 Stück
- Phthalatfreies Material

## Ambu® Einweg-Gesichtsmaske

### Beschreibung

Die Einweg-Gesichtsmaske ist eine anatomisch korrekt geformte Gesichtsmaske die speziell für die Oxygenierung und Beatmung des Patienten entwickelt wurde.

Die Einweg-Gesichtsmasken bieten ein komplettes Portfolio mit insgesamt sechs verschiedenen Größen. Somit hat der Anwender stets eine für den Patienten passende Maske zur Verfügung.

### Eigenschaften

Die Einweg-Gesichtsmaske ist mit und ohne Cuffüllventil erhältlich. Sie ist mit einer Daumenstütze ausgestattet und bietet somit einen hohen Anwenderkomfort bei gleichzeitig hoher Abdichtung.

Die Maskenform stellt sicher, dass der Dom genügend Platz für Mund und Nase bietet, auch wenn Druck auf die Maske ausgeübt wird.

## Bestell-Information

Bestellnummer	Artikelbezeichnung
000 252 051	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Neugeborene
000 252 052	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Säuglinge
000 252 053	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Kleinkinder
000 252 054	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Jugendliche
000 252 055	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene mittel
000 252 056	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene groß
000 252 951	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS mit Cufffüllventil, Neugeborene
000 252 952	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS mit Cufffüllventil, Säuglinge
000 252 953	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS mit Cufffüllventil, Kleinkinder
000 252 954	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS mit Cufffüllventil, Kinder/Jugendliche
000 252 955	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS mit Cufffüllventil, Erwachsene mittel
000 252 956	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS mit Cufffüllventil, Erwachsene groß



Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS mit Cufffüllventil

## Materialien

Produkt	Phthalatfrei	Material
Maskendom	Ja	Polyvinylchlorid
Cuff	Ja	Polyvinylchlorid
Cufffüllventil	Ja	Polykarbonat
Verpackung	Menge	Material
Verpackung	1	Polypropylen (PP)
Umverpackung	20	Karton



Ambu Einweg-Gesichtsmaske mit Ambu SPUR II

## Spezifikationen

Typ	Gewicht
Neugeborene	9 g
Säuglinge	14 g
Kleinkinder	25 g
Jugendliche	33 g
Erwachsene, mittel	47 g
Erwachsene, groß	49 g

**Ambu A/S**  
 Baltorpbakken 13  
 2750 Ballerup  
 Denmark  
 Tel: +45 72 25 20 00  
 Fax: +45 72 25 20 50  
 www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
 In der Hub 5  
 61231 Bad Nauheim  
 Tel. 06032 9250-0  
 Fax 06032 9250-200  
 www.ambu.de