

## ADE Spezial Elektronische Veterinärwaagen



## MV302600 - Veterinärwaage

- Plattform aus stabilem Holz mit rutschfestem PVC-Bezug
- Automatische Nullstellung
- Vollautomatisches Wiegen mit 4 Wägezellen
- Batteriebetrieb

Mit rutschfestem, pflegeleichtem Kunststoffbezug

### Technische Spezifikation

Modell	MV302600
Höchstlast	100 kg
Zifferschritt	100 g
Abmessungen	850 x 620 x 45 mm
Eigengewicht	ca. 5,5 kg