



Kompaktwaage

9202/9203

- ▶ Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- ▶ In zwei unterschiedlichen Wägebereichen erhältlich
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Auflösung 0,1 / 1 g



Eigenschaften

- ▶ In zwei unterschiedlichen Wägebereichen erhältlich
- ▶ Einfache Bedienung über zwei Tasten für Ein-/Ausschalten, Trieren
- ▶ Leicht lesbares LCD-Display mit 20 mm hohen Ziffern
- ▶ Justierung durch den Benutzer möglich
- ▶ Gehäuse und Plattform aus Edelstahl rostfrei
- ▶ Einheitenumschalter g/lb (9202), kg/lb (9203)
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion im Batteriebetrieb
- ▶ Batteriebetrieb über 9 V-Block (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Optional: Netzteil

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Plattformgröße mm	Abmessungen (mm)
9202.10.001 Kompaktwaage	Nein	0.1	0.5	150 x 170	150×170×44mm
9203.10.001 Kompaktwaage	Nein	1	5	150 x 170	150×170×44mm

Zubehör

Bestellnummer
Ausführung

Beschreibung

5901.00.001

Netzteil 9 V, 300 mA, Klinkenstecker
