

## MAICO Audiometer MA 25

### Schnelle Hörtests – mobil, flexibel und unabhängig

Das MA 25 ist geeignet für schnelle Siebtests sowie zur Überprüfung des Hörvermögens. Es erfüllt die Anforderungen der EBM-Ziffer für Hausärzte (03335) und Kinderärzte (04335) sowie für die arbeitsmedizinische Untersuchung nach G26.

#### Kleines Gerät mit großer Leistung

Das kleine, handliche MA 25 bietet vier verschiedene Testsignale: Dauerton, Pulston, Wobbelton und pulsierenden Wobbelton. Es stehen 11 Testfrequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz mit Pegeln von  $-10 \text{ dB}_{\text{HV}}$  bis  $95 \text{ dB}_{\text{HV}}$  zur Verfügung. Einzelne Frequenzen können im Menü gesperrt werden.

#### Einfache, schnelle Bedienung

Durch zwei große Drehknöpfe werden beim MA 25 der Pegel in 1 oder 5 dB Stufen und die elf Testfrequenzen eingestellt.

#### Überall einsetzbar – auch ohne Steckdose

Das sehr leichte MA 25 wird für den mobilen Einsatz in einer Tragetasche geliefert. Das Gerät wird mit drei Standard AA Batterien betrieben und ist immer sofort einsatzbereit. Für den stationären Betrieb ist ein optionales Netzteil erhältlich.

#### MA 25 auf einen Blick

- Mit Schallschutzkopfhörer DD65
- Abrechenbar für Haus- und Kinderarzt nach EBM
- Luftleitung über 11 Frequenzen von 125 Hz bis 8 kHz
- Sehr klein und leicht, mit bequemer Tragetasche
- Einfache Einstellung von Pegel und Frequenz mit Drehknöpfen
- Unabhängig vom Stromnetz, Batteriebetrieb



## Technische Daten

### MA 25 SCREENING AUDIOMETER

<b>Testsignale</b>	Sinuston, Puls- und Wobbelton
<b>Testfrequenzen kHz</b>	0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8
<b>Pegelstufen</b>	5 oder 1 dB
<b>Pegelbereich</b>	-10 bis 95 dB <sub>HV</sub> entsprechend der Frequenzen in der Tabelle

kHz	0,125	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	6	8
DD65	65	75	90	95	95	95	95	95	95	90	85

### STANDARDZUBEHÖR

- Kopfhörer DD65
- Audiogrammblock
- Batterien
- Tragetasche

### ALLGEMEIN

<b>Abmessungen</b>	B x T x H: 22,5 cm x 18 cm x 5,5 cm
<b>Gewicht</b>	980 g
<b>Stromversorgung</b>	3 AA Batterien (100 Stunden Lebensdauer) oder optionales Netzteil

### SICHERHEITSNORMEN

EN 60601-1  
 EN 60645-1 Klasse 4  
 Gerät entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte



### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Patientenantworttaste
- Netzteil

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

#### Standard Zubehör



MA 25



Kopfhörer DD65



Tragetasche



Audiogrammblock

#### Optionales Zubehör



Patientenantworttaste



Netzteil

### Diatec Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71 · 10553 Berlin · Deutschland  
 Tel.: +49 30 / 70 71 46-20 · Fax: +49 30 / 70 71 46-99  
 vertrieb@diatec-diagnostics.de · www.diatec-diagnostics.de