

Abkürzungen & Modellbezeichnungen der Firma hawo:

- hd** hawodent: extrem kompakte Siegelgeräte für Ärzte, Zahnärzte und Krankenhäuser
- hm** hawomed: Siegelgeräte für Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und medizinische Industrie
- ht** hawotest: Testsysteme für Siegelgeräte und -prozesse
- hs** hawosoft: Softwarelösungen für Siegelgeräte und -prozesse
- D** Durchlaufsiegelgerät
- DE** Durchlaufsiegelgerät mit Autostart
- I** Schnittstelle (nur bei hawodent)
- DC** Durchlaufsiegelgerät mit Drucker
- V** Gerät mit validierbarem Prozess (hawodent) bzw. validierbarem Prozess und Schnittstelle (hawomed)
- VI** Industrieversion mit validierbarem Prozess
- MS** Balkensiegelgerät (Impuls)
- WS** Balkensiegelgerät (dauerbeheizt)
- AS** A = Automatik (durch Drücken des Fußschalters wird der Schweißprozess automatisch ausgelöst)
S = Schneideeinrichtung