

# seca 206

## Mechanisches Rollmessband mit Wandmontage



- Die platzsparende Lösung mit dem Aufroll-Mechanismus.
- Einfaches Ablesen der Körpergröße durch Sichtfenster im Kopfanschlag.
- Hohe Beständigkeit durch Messband aus Metall.

**seca 206:**

Wenn die Qualität stimmt,  
stimmen auch die Messergebnisse.

**M**essstäbe, Stadiometer und Umfangmessbänder sind im medizinischen Alltag vergleichsweise einfache Geräte. Trotzdem müssen sie höchsten klinischen Ansprüchen genügen. Ob für mobil oder stationär, für viel Platz oder wenig, für ständigen oder nur gelegentlichen Einsatz. Und immer in der bekannten seca Qualität. Eine Qualität, die man spüren kann: An Geräten, die sich auch nach Jahren nicht verziehen, an Kopfanschlägen, die jederzeit geschmeidig gleiten und so immer wieder präzise Ergebnisse garantieren.

### Die platzsparende Lösung mit dem Aufroll-Mechanismus.

Das mechanische Rollmessband seca 206 kann unkompliziert mit nur einer Schraube an der Wand befestigt werden. Das Sichtfenster im Kopfanschlag sorgt für ein bequemes und einfaches Ablesen der Körpergröße. Und besonders durch das Messband aus Metall ist eine langlebige und robuste Qualität gewährleistet.

*Die Wandmontage des Messbandes mit Aufrollmechanismus verringert den Platzbedarf deutlich.*

**seca 206**

## Technische Daten

- Messbereich: 0–220 cm
- Teilung: 1 mm
- Maße (BxHxT): 125 x 125 x 173 mm
- Eigengewicht: 202 g

