

# seca 384

Elektronische Säuglings-  
waage mit Zweitnutzen als  
Flachwaage für Kinder ③



- Säuglingswaage und Flachwaage für Kinder in einem.
- Einfaches Lösen der Wiegemulde vom Untergestell.
- Breast-Milk-Intake-Function.
- Mobil und robust für den Transport.

**seca 384:**Wandelbar und robust –  
kompakte Qualität mit Zweitnutzen.

**Z**u Hause, in der Praxis und überall auf der Welt, wo ein Leben beginnt: die zuverlässige Kontrolle des Körpergewichts ist entscheidend für einen gesunden Start. Ein aus der Praxis entwickeltes Multitalent ist die seca 384. Sie lässt sich zum einen als Säuglingswaage und zum anderen als Flachwaage für Kleinkinder nutzen.



## Säuglingswaage und Flachwaage für Kinder in einem.

In der Wiegemulde der seca 384 können Babys sicher und bequem gewogen werden. Die abgerundete Formgebung der Mulde mit leicht erhöhten Seitenwänden vermittelt Geborgenheit. Durch Lösen der Mulde vom Untergestell erhält man eine voll funktionsfähige elektronische Flachwaage mit einer Tragkraft von 20 kg.

## Hohe Sicherheit durch feste Arretierung der Mulde.

Ein Handgriff genügt, um die Säuglingswaage in eine Flachwaage zu verwandeln: Durch Drücken einer Taste löst sich die Verbindung zwischen der Wiegemulde und dem Untergestell. Die feste Verbindung zwischen Mulde und Untergestell im arretierten Zustand ermöglicht das problemlose Anheben und den sicheren Transport der Säuglingswaage.



Mit nur einem Tastendruck lässt sich die Wiegemulde schnell und leicht ablösen.

## Leichtes Bedienen durch selbsterklärende Tastenfunktionen.

Die leichte Bedienbarkeit der seca 384 wird durch ein intuitives Bedienkonzept mit selbsterklärenden Tasten erreicht. Die HOLD-Funktion erlaubt, nach dem Wiegen zuerst den Säugling zu versorgen, bevor man das Gewicht abliest. Mit der TARA Funktion werden Windeln oder weiche Tücher zuverlässig wegtariert. Per Breast-Milk-Intake-Function kann die vom Säugling aufgenommene Milchmenge beim Stillen ermittelt werden. Denn auf Knopfdruck wird das vor der Nahrungsaufnahme gewogene Körpergewicht des Säuglings gespeichert und bei erneutem Wiegen vom aktuellen Gewicht abgezogen.



## Mobil und robust für den Transport.

Ihre kompakte, robuste Bauweise prädestiniert die seca 384 als Arbeitsgerät auch für alle, die für die Gesundheit der Jüngsten mobil sein müssen. Der Energie sparende Batteriebetrieb – bis zu 20.000 Wägungen sind mit nur einem einzigen Batteriesatz möglich – macht die Waage unabhängig vom Standort.



seca 414



seca 413

**seca 384**

## Technische Daten

- Tragkraft: 20 kg
- Teilung: 10 g < 10 kg > 20 g
- Maße (BxHxT):  
552 x 162 x 362 mm
- Maße Wiegefläche (BxHxT):  
525 x 80 x 250 mm
- Eigengewicht: 2,8 kg
- Stromversorgung: Batterien
- Funktionen: TARE, BMIF, HOLD, Wägebereichsumschaltung, Abschaltautomatik
- Optional: Taschen seca 414 und seca 413
- Eichklasse: