

seca 899

Flachwaage mit Kabelfernanzeige

neu



- Separates Anzeige- und Bedienelement mit stufenlos verstellbarem Neigungswinkel für komfortables Bedienen.
- 20 Millimeter große LCD-Ziffern für leichtes Ablesen.
- BMI-Funktion für die Ermittlung des Ernährungszustandes.

seca 899:**Mehr Flexibilität im medizinischen Alltag.**

Der medizinische Alltag erfordert höchste Flexibilität und Details, die das Wiegen einfach, schnell und sicher machen. Ansprüche, denen die seca 899 gerecht wird: Portabel mit Tragegriff, kompakte, flache Abmessungen, nur 3,9 Kilogramm, separates Display und komfortable Funktionen wie BMI, HOLD und TARA.

**Bequemes Ablesen, dank separatem Display.**

Display und Wiegebasis der seca 899 sind durch ein 2,25 m langes Kabel miteinander verbunden. Der Vorteil: Das Display kann separat von der Waage aufgestellt werden, um es bequem am Schreibtisch oder in Augenhöhe an der Wand abzulesen. Ebenso komfortabel ist das Wiegen, denn selbst Menschen mit Bewegungseinschränkungen können die flache Wiegebasis mühelos betreten, deren Belag mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden kann.



Nivellierfüße an der Unterseite der Wiegebasis für sicheres Aufstellen.

Stabiler Stand, selbst auf unebenen Untergründen.

Besonders große Nivellierfüße der Wiegeplattform sorgen für hohe Standfestigkeit auf allen Böden. Und auch das separate Anzeige- und Bedienelement steht durch kleine Gummistopper an der Unterseite sicher auch auf glatten Flächen. Jede Funktion ist eindeutig beschriftet und gewährleistet so die schnelle, richtige Bedienung auch durch Ungeübte. Mit ebenso wenig Aufwand kann die seca 899 wieder verstaut werden, denn Abmessungen und Gewicht sind vergleichsweise gering.



Stufenlos im Winkel verstellbares Anzeige- und Bedienelement für Tischaufstellung oder Wandbefestigung.

Komfortables Messen, mit den wichtigsten Funktionen.

Die seca 899 verfügt über alle Funktionen, die häufig benötigt werden: Die BMI-Funktion zur Ermittlung des Ernährungszustands, die HOLD-Funktion für das Festhalten des Messergebnisses und die TARA-Funktion zum Trieren des Gewichts z.B. von Kleinkindern auf dem Arm ihrer Eltern. Das Ablesen der ermittelten Daten geht leicht, denn das separate Display ist groß und sein Neigungswinkel stufenlos verstellbar.

seca 899**Technische Daten**

- Tragkraft: 200 kg
- Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
- Abmessung Waage (BxHxT): 313 x 58 x 315 mm
- Abmessung Anzeige (BxHxT): 205 x 75 x 48 mm
- Eigengewicht: 3,9 kg
- Stromversorgung: Batterien, Netzgerät optional
- Kabellänge: 2,25 m
- Funktionen: BMI, TARA, HOLD, Abschaltautomatik
- Eichklasse: 



Kompakte Bauweise und niedriges Gewicht für einfachen Transport und universellen Einsatz.