

KERN MBE20K10

Preisgünstige Babywaage für einen optimalen Start ins Leben



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 600 x 390 x 130 mm

Bruttogewicht: 3 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 2 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 560 x 350 x 88 mm

Material der Wägeplatte: Kunststoff

Wägefläche (BxT): 260 x 460 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 10 g

Empfohlenes Justiergewicht: 20000 g (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 20 g

Reproduzierbarkeit: 20 g

Wägebereich [Max]: 20 kg

Wägeeinheiten: kg lb

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,500 cm

Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer: 200 h

Dienstleistungen

DKD-Kalibrierschein: 963-128

Kategorie

Kategorie: Waagen

Produktgruppe: Babywaage