

KERN MCC250K100M

Ergonomisch optimierte Stuhlwage mit Eich- und Medizinzulassung



Funktionen

BMI-Funktion:	ja
Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	40 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Dienstleistungen

DKD-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-129

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Produktgruppe:	Stuhlwage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1080 x 690 x 1080 mm
Bruttogewicht:	37,500 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	23,300 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	200 x 128 x 55 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	435 x 380 x 410 mm
Gehäusematerial:	Stahl lackiert
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	625 x 990 x 985 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (BxT):	400 x 380 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2,500
Empfohlenes Justiergewicht:	200 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	100 g
Reproduzierbarkeit:	100 g
Wägebereich [Max]:	250 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	100 g
Eichzulassung nach 90/384/EWG:	ja
Empfohlenes Justiergewicht:	200000000
Mindestlast [Min]:	2 kg