

KERN OBL 125

Das Variable für den flexiblen Anwender im Labor und der Ausbildung

KERN[®]



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 420 x 275 x 450 mm

Bruttogewicht: 7,500 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 6,500 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Optisches System: Infinity E-Plan

Tubus: Binocular

Tubus Neigungswinkel: 30°

Tubus-Rotation 360°: ja