

KERN TEE 150-1

Designer-Taschenwaage

KERN[®]



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 1 x 1 x 1 mm

Bruttogewicht: 250 g

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 100 g

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BÄTÄH): 67 x 100 x 22 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Material der Wägeplatte: Kunststoff

Wägefläche (BxT): 60 x 64 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 mg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	1,500
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	100 g (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 mg
Reproduzierbarkeit:	100 mg
Wägebereich [Max]:	150 g
Wägeeinheiten:	g oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 9 mm

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	85 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Dienstleistungen

DKD-Kalibrierschein: 963-127

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Produktgruppe:	Taschenwaage