

seca 760

Mechanische Personenwaage in moderner Farbgebung



- Robuste Bauweise.
- Große, gut ablesbare Kreisskala.
- Stabile Tritfläche.
- Präzise und langlebig.

seca 760:

Klassische Höhepunkte der Wiegetechnik.

Auch die seit Jahrzehnten bewährten Klassiker von seca haben Eigenschaften, die sie heute sehr modern machen: Sie sind immer einsatzbereit, weil sie weder Stromanschluss noch Batterien benötigen. Sie sind sehr robust und erfassen das Gewicht schnell, bequem und sehr präzise. Auch für Liebhaber klassischen Designs sind sie genau das Richtige: Mit ihrem markanten, selbstbewussten Auftritt, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Mit vielen Farben für jeden Geschmack.

Es gibt sie in Weinrot, Nachtblau und Ecu. Und weil sich über nichts schöner streiten lässt als über Geschmack, gibt es diesen Klassiker auch mit schwarzem Belag in zwei weiteren Ausführungen: mit weißem oder

schwarzem Gehäuse. Allen gemeinsam ist der verchromte Schutzring, die Trittfläche aus hautfreundlichem, gerilltem Naturkautschuk, das klassische Zeigerwaagendesign und die robuste, aber präzise Wiegemechanik.



Traditionelle Wiegemechanik in vielen Farbalternativen.



seca 760

Technische Daten

- Tragkraft: 150 kg
- Teilung: 1.000 g
- Maße (BxHxT):
303 x 118 x 470 mm
- Eigengewicht: 3,5 kg
- Funktionen: Nullstelleneinrichtung,
Transportsicherung