

KERN EMB 200-2

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



Akkuladezeit: 10 h

Batterie-Betriebsdauer: 12 h

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-127

Kategorie

Kategorie: Waagen

Produktgruppe: Schulwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 210 x 267 x 89 mm

Bruttogewicht: 667 g

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 469 g

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BÄTÄH): 170 x 240 x 39 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Material der Wägeplatte: Kunststoff

Wägefläche (d): 105

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 10 mg

Anwärmzeit: 30 min

Auflösung: 20000

Einschwingzeit: 2,500 s

Empfohlenes Justiergewicht: 200 g (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 20 mg

Reproduzierbarkeit: 10 mg

Wägebereich [Max]: 200 g

Wägeeinheiten: dwt g oz ozt

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,500 cm

Funktionen

Unterflurwägung: Haken

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

Energieversorgung

Akku: Rchrg. battery optional

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 50 h