

KERN EMS12K1

Einsteiger-Modell im Low-Cost-Bereich mit großer Wägeplatte



Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	40 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Produktgruppe:	Schulwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	235 x 310 x 165 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	1,607 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,200 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BÄTÄH):	200 x 275 x 50 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (BxT):	175 x 190 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	12000
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	12000 g (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	3 g
Reproduzierbarkeit:	1 g
Wägebereich [Max]:	12 kg
Wägeeinheiten:	dwt g oz ozt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen	2 g
--	-----

Zählaufösung:	6000
---------------	------

Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	40 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C