

KERN EMS3000-2

Einsteiger-Modell im Low-Cost-Bereich mit großer Wägeplatte



Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	40 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Produktgruppe:	Schulwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	310 x 234 x 164 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	1,980 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,575 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BÄTÄH):	200 x 280 x 48 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Wägefläche (BxT):	190 x 173 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	300000
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	3000 g (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	50 mg
Reproduzierbarkeit:	20 mg
Wägebereich [Max]:	3 kg
Wägeeinheiten:	dwt g oz ozt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,400 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 20 mg

Zählaufösung:	150000
---------------	--------

Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	40 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C