






Der AED Vergleich – 5 AED Geräte und ihre besonderen Merkmale und Funktionen

					
	Schiller Fred Easyport¹	Defibrillator Lifeline PRODefibtech²	ZOLLAED Plus³	iPad CU-SP1⁴	ME-PAD-ProDefibrillator⁵
Einsatzgebiet	Krankentransport, Rettungsdienst	Rettungsdienst, Krankentransport, Intensivtransport	Rettungsdienst, Krankentransport, Intensivtransport	Arztpraxis und Klinik, Patientenüberwachung	Arztpraxis und Klinik, Krankentransport, Intensivtransport
Maße (B x H x T)	133 x 123 x 35 mm	240 x 185 x 58 mm	241 mm x 133 mm x 292mm	256 x 260 x 69,5 mm	256 x 260 x 69,5 mm
Gewicht	ca. 500 g	ca. 1,4 kg	ca. 3,1 kg	ca. 2,4 kg	ca. 2,4 kg
EKG	1-Kanal EKG	3-Kanal EKG	k. A.	k. A.	1-Kanal EKG
Defibrillator	wählbar: manuell u. halbautomatisches Modell	Halbautomatische, vollautomatische Bedienung	wählbar: manuell u. halbautomatisches Modell	wählbar: manuell u. vollautomatisches Modell	Halbautomatisch
Monitor	LCD	Farbdisplay	LCD	LCD	Farbdisplay
Datenübertragung	Speicherkarte	Speicherkarte	Speicherkarte	Speicherkarte, Infrarotschnittstelle	Speicherkarte
Batterielebensdauer	2,5 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Zubehör	Schutz- und Zubehörtasche, Lithiumbatterie, Elektroden (Kinder/Erwachsene)	Schutz- und Zubehörtasche; Wandhalterung, Fahrzughalterung	CPR-D-padz, Pedi-padz II, pro stat-padz II, Transporttaschen, Lithium Batterien, Wandschrank, Hinweisschild	Elektroden, Wandhalterung, Wandschrank, Batterie	Bluetooth EKG Modul, Thermodrucker, Wandhalterung, Elektroden, Transporttasche, Batterie
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Klein und handlich • Sprachausgabe • PC-Schnittstelle • in manueller und halbautomatischer Ausführung • Speicheroption mittels mini-SD Karte 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachausgabe • Metronom • CPR-Feedback • Display mit Videoanzeige und Anweisungstext 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachausgabe • Metronom • CPR-Feedback • Display mit Anweisungstext • EKG Kurve auf dem Display 	<ul style="list-style-type: none"> • Sowohl für Laien als auch medizinisches Fachpersonal • Artefakt- und CPR-Erkennung • Erwachsenen/Kindermodus • Vorkonnetzte Elektroden 	<ul style="list-style-type: none"> • Videoanzeige • Notfallumschaltung auf Kinder unter 25 kg ohne Elektrodenwechsel • Automatische Lautstärkeanpassung der Sprachansagen

¹ <https://www.medplus24.de/schiller-fred-easyport-taschendefibrillator>

² <https://www.medplus24.de/Defibrillator-Lifeline-PRO-Defibtech>

³ <https://www.medplus24.de/defibrillator-zoll-aed-plus-inkl-zubehoer>

⁴ <https://www.medplus24.de/ipad-cu-sp1-defibrillator>

⁵ <https://www.medplus24.de/me-pad-pro-defibrillator>